

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

LuxaPost

Reviderad datum: 15.04.2021

Produktkod: 6600

Sida 1 av 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

LuxaPost

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

endast för tandvårdsändamål

Användningar från vilka avrådas

gravida eller ammande personer ska inte arbeta med farliga ämnen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH	
Gatuadress:	Elbgaustraße 248	
Stad:	D-22547 Hamburg	
Telefon:	+49. (0) 40. 84006-0	Telefax: +49. (0) 40. 84006-222
E-post:	info@dmg-dental.com	
Internet:	www.dmg-dental.com	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.2 Märkningsuppgifter**

Förordning (EG) nr 1272/2008

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

Polymer

Farliga komponenter

ingen (enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH))

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Inga särskilda åtgärder behövs

Vid inandning

Sörj för frisk luft.

Om besvär kvarstår sök läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

Om besvär kvarstår sök läkare.

Vid nedsväljning

Skölj munnen ordentligt med vatten.

Om besvär kvarstår sök läkare.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

LuxaPost

Reviderad datum: 15.04.2021

Produktkod: 6600

Sida 2 av 5

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Vattendimma. Släckningspulver. Sand. Skum. Koldioxid (CO₂).**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

inte tillämplig

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Undvik damm utveckling. Använd lämpligt andningsskydd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Annan information**

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Se bifogade säkerhetsdatablad och/eller manualen.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras torrt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Övrig information Kontrollparametrar**

För tillfället finns inga nationella gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Andningsskydd

Undvik inandning av damm.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

LuxaPost

Reviderad datum: 15.04.2021

Produktkod: 6600

Sida 3 av 5

Begränsning av miljöexponeringen

ej fastställd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	fast	
Färg:	vit - gul	
Lukt:	luktlös	
Smältpunkt/frys punkt:		Inga data tillgängliga.
Brandfarlighet:		Inga data tillgängliga.
Flampunkt:		Inga data tillgängliga.
pH-värde:		ej fastställd
Vattenlöslighet:		Inga data tillgängliga.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:		Inga data tillgängliga.
Ångtryck:		Inga data tillgängliga.
Densitet:		1.8 - 2 g/cm ³
Relativ ångdensitet:		Inga data tillgängliga.

9.2 Annan informationExplosiva egenskaper
utan betydelse**Andra säkerhetskaraktäristika**

Avdunstringshastighet: Inga data tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

ej fastställd

10.5 Oförenliga material

ej fastställd

10.6 Farliga sönderdelningsprodukterej fastställd
(CO_x, HX, NO_x, MeO_x)**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**Inga kända symtom hittills.
Undvik inandning av damm.
Undvik kontakt med ögonen.**11.2 Information om andra faror****Ytterligare information**

Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala lågar.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

ingen

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

LuxaPost

Reviderad datum: 15.04.2021

Produktkod: 6600

Sida 4 av 5

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga.

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

Ytterligare information

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Kan, med hänsyn till forskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbörande myndighet brännas tillsammans med husavfallet.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

070213 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Plastavfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

070213 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Plastavfall

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150101 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Pappers- och pappförpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:** ingen**14.3 Faroklass för transport:** ingen**14.4 Förpackningsgrupp:** ingen**Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** ingen**14.3 Faroklass för transport:** ingen**14.4 Förpackningsgrupp:** ingen**Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** ingen**14.3 Faroklass för transport:** ingen**14.4 Förpackningsgrupp:** @1718.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

LuxaPost

Reviderad datum: 15.04.2021

Produktkod: 6600

Sida 5 av 5

Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** ingen**14.3 Faroklass för transport:** ingen**14.4 Förpackningsgrupp:** @1718.**Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

ingen

Ytterligare information

Ej farligt gods enligt transportreglerna

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter****Övrig information**

Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala lågar.

Nationella bestämmelser**AVSNITT 16: Annan information**

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)