

**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

**Торговое название**

**VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)**

**VarseoSmile Temp A3 (REF 41023, 41103)**

**VarseoSmile Temp C2 (REF 41024, 41104)**

**VarseoSmile Temp BL (REF 41026, 41106)**

### 1.2 Краткие рекомендации по применению (в т. ч. ограничения по применению)

**Соответствующие выявленные случаи применения**

Смола для 3-мерной печати коронок и мостов

**Случаи применения, которыми не советуют пользоваться**

Данные отсутствуют.

### 1.3 Сведения о производителе и/или поставщике

**Адрес**

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Номер телефона +49/ 421/ 2028 – 0

Номер факса +49/ 421/ 2028 – 115

e-mail msds@bego.com

**Отдел, предоставляющий информацию / Номер телефона**

Отделы научных исследований и разработки материалов, сплавов и керамики; +49/ 421/ 2028 – 130 (Начальник сектора по разработке сплавов)

**Сведения о сертификате безопасности**

msds@bego.com

### 1.4 Телефон, в т. ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Степень опасности химической продукции в целом

**Классификация согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 4; H413

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

**Указания по классификации**

Классификация продукта была определена на базе следующей методики согласно Статье 9 и критериям Постановления (ЕС) № 1272/2008:

Физические факторы опасности: оценка данных испытаний согласно Приложению I, часть 2

Факторы опасности для здоровья и экологии: оценка токсикологических и экотоксикологических данных Приложению I, части 3, 4 и 5.

### 2.2 Сведения о маркировке

**Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 (CLP)**

**Пиктограммы опасностей**

**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU


GHS07

**Сигнальное слово**

Осторожно

**Опасный(е) компонент(ы), определяющий(е) текст на этикетке:**

Продукты этерификации 4,4'-изопропилидендифенола, этоксилированные и 2-метил-2-пропеновая кислота

**Указания по опасности**

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.  
 H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
 H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.  
 H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.  
 H413 Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов.

**Указания по технике безопасности**

P261 Избегать вдыхания туман/пара/аэрозолей.  
 P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
 P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.  
 P312 Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
 P333+P313 При раздражении кожи или появлении на ней сыпи: проконсультироваться с врачом/обратиться за помощью к врачу.  
 P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: проконсультироваться с врачом/обратиться к врачу.  
 P501 Содержимое/тару утилизировать в соответствии с региональными и национальными директивами.

**2.3 Прочие опасности**

Оценка стойкости биоаккумулятивных веществ PBT  
 Нет имеющихся данных.

Оценка стойкости биоаккумулятивных веществ vPvB  
 Нет имеющихся данных.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)****3.1 Сведения о веществе**

Не относится. Продукт не является веществом.

**3.2 Сведения о смеси****Содержание опасных компонентов**

№	Наименование вещества		Дополнительные указания	
	№ CAS / EG / Index / REACH	Классификация (ЕС) № 1272/2008 (CLP)	Концентрация	%
1	<b>Продукты этерификации 4,4'-изопропилидендифенола, этоксилированные и 2-метил-2-пропеновая кислота</b>			
	41637-38-1 - - -	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 4; H413	>= 50,00 - < 70,00	вес. %
2	<b>Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид</b>		<b>см. сноску (1)</b>	
	75980-60-8 278-355-8 015-203-00-X -	Aquatic Chronic 2; H411 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361fd	< 2,50	вес. %

Полный текст H- и EUN-фраз: см. раздел 16

(1) Вещество было классифицировано согласно Предписанию 1272/2008 (CLP), статья 4 (3), второй абзац, в отклонение / дополнение по сравнению с классификацией в Приложении VI.

№	Путь приема, целевой орган, конкретное действие
---	---

Торговое название: VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

Актуальная версия: 7.0.0, создана: 22.04.2022

Замененная версия: 6.0.0, создана: 07.05.2020

Регион: RU

2	H361fd -; Яички, кости; -
---	------------------------------

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи****4.1 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим****Общие указания**

В случае аллергических симптомов, особенно дыхательных путей, вызвать непосредственно медицинскую помощь. Загрязненные одежду и обувь срочно снять и перед повторным применением их тщательно очистить.

**При вдыхании**

Вывести потерпевшее лицо из опасной зоны. Обеспечить ему приток свежего воздуха; При продолжительных болях вызвать врача.

**При контакте с кожей**

При контакте с кожей немедленно обмыть большим количеством воды. При продолжительном раздражении кожи посоветоваться с врачом.

**При попадании в глаза**

Удалить контактные линзы. Глаз промывать под проточной водой в течение 10-15 минут (защищая неповрежденный глаз), по возможности широко раскрыв веко. Если жалобы не проходят, обратиться к главному врачу.

**При проглатывании**

Тщательно прополоскать полость рта водой. Не вызывайте рвоту. Не пытайтесь напоить человека, находящегося в бессознательном состоянии. Вызвать медицинскую помощь.

**4.2 Наблюдаемые симптомы**

Данные отсутствуют.

**4.3 Указания по немедленной врачебной помощи или специальному обращению**

Данные отсутствуют.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1 Средства тушения****Приемлемые средства пожаротушения**

Диоксид углерода. сухой порошок; струя водной пыли; алкогелеустойчивая пена

**Неподходящие огнегасящие средства**

Плотная водяная струя

**5.2 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность**

В случае пожара могут образоваться: Окись углерода (CO); Диоксид углерода (CO<sub>2</sub>); Оксиды фосфора

**5.3 Указания по борьбе с пожаром**

Применять респиратор. Использовать защитную одежду

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий****6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей и средства индивидуальной защиты при аварийных и чрезвычайных ситуациях****Персонал, не прошедший обучение в отношении аварийных случаев**

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Обеспечить достаточную вентиляцию; Устранить источники воспламенения; Не вдыхайте пары. Следуйте предписаниям по безопасности (см. разделы 7 и 8).

**Оперативные силы**

Данные отсутствуют. Личные средства противохимической защиты – смотрите раздел 8.

**6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду**

Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды. Не выливать в подпочву / почву.

**6.3 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т. ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)**

Торговое название: VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

Актуальная версия: 7.0.0, создана: 22.04.2022

Замененная версия: 6.0.0, создана: 07.05.2020

Регион: RU

Поглотить впитывающим жидкостью материалом (например, песком, кизельгуром, универсальным вяжущим материалом). Собранный материал обработать в соответствии с разделом «Утилизация».

## 6.4 Ссылка на другие разделы

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### Указания к безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию, при необходимости – вытяжная вентиляция в рабочей зоне. Риск при обращении с продуктом должен быть сведен к минимуму путем применения защитных и профилактических мер. Рабочий процесс, если возможно, должен быть разработан таким образом, в соответствии с современным уровнем техники, чтобы опасные вещества не могли выделяться или контакт с кожей мог быть исключен.

#### Общие защитные и санитарно-гигиенические меры

Перед перерывом и после работы вымыть руки. При работе не разрешается курить, есть или пить. Немедленно снимайте загрязненную и пропитанную одежду. Держать вдали от напитков, пищевых и кормовых продуктов. Избегать контакта с кожей и глазами; Иметь в состоянии готовности установку для промывания глаз.

#### Указания по пожаровзрывобезопасности

Хранить вдали от источников нагревания и воспламенения.

### 7.2 Правила хранения химической продукции

#### Технические меры и условия хранения

Хранить контейнер плотно закрытым в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

#### Требования, предъявляемые к складским помещениям и емкостям

Вскрытые емкости следует тщательно закрывать и хранить в вертикальном положении во избежание вытекания содержимого. Хранить в емкостях, соответствующих оригинальной упаковке.

#### Указания, касающиеся совместного хранения

Не хранить совместно с: Окислителями.

### 7.3 Специфические конечные приложения

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1 Подлежащие контролю параметры

Отсутствуют контролируемые параметры.

### 8.2 Средства контроля за опасным воздействием

#### Подходящие технические устройства управления

Обеспечить достаточную вентиляцию, при необходимости – вытяжная вентиляция в рабочей зоне.

#### Средства индивидуальной защиты

##### Защита дыхательных путей

При превышении предельных значений для рабочего места необходимо носить подходящую респираторную маску. Если не указаны предельные значения на рабочем месте, следует принять при образовании аэрозолей и тумана достаточные меры по защите органов дыхания.

##### Защита для глаз/лица

Защитные очки с боковым защитным заслоном (EN 166)

##### Защита рук

**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU

При возможном контакте продукта с кожей достаточную защиту обеспечивает использование перчаток, испытанных, например, согласно EN 374. Защитные перчатки следует всегда проверять на их пригодность для конкретного рабочего места (например, механическая прочность, совместимость продукта, антистатичность). Следуйте инструкциям производителя перчаток и информации о том, как использовать, хранить, ухаживать и заменять перчатки. Защитные перчатки следует немедленно заменить в случае повреждения или появления первых признаков износа. Рабочие процессы должны быть разработаны таким образом, чтобы не было необходимости постоянно носить перчатки.

**Прочие меры защиты**

Рабочая одежда, устойчивая к воздействию химикатов.

**Ограничение и контроль попадания вещества в окружающую среду**

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1 Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции

<b>Агрегатное состояние</b>			
жидкая			
<b>Физическое состояние/Цвет</b>			
жидкая			
разная, в зависимости от окраски			
<b>Запах</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Величина pH</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Температура кипения / область температур кипения</b>			
Значение	150	°C	
<b>Температура плавления / область температур плавления</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Температура разложения / область температур разложения</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Температура вспышки</b>			
Значение	110	°C	
<b>Температура воспламенения</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Воспламеняемость</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Ниже предела воспламеняемости или взрываемости</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Давление паров</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Плотность пара</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Относительная плотность</b>			
Данные отсутствуют			
<b>Плотность</b>			
Значение	1,4	-	1,5 г/см <sup>3</sup>
Исходная температура		20	°C
<b>Растворимость(и)</b>			

**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU

Данные отсутствуют

**Коэффициент распределения: n-октанол/вода**

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфинноксид	75980-60-8	278-355-8
log Pow		3,1	
Исходная температура		23	°C
метод		OECD 117	
источники		ECHA	

**Кинематическая вязкость**

Данные отсутствуют

**Partikeleigenschaften**

Данные отсутствуют

**9.2 Прочие данные**
**Прочие данные**

Данные отсутствуют.

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**
**10.1 Реакционная способность**

Данные отсутствуют.

**10.2 Химическая стабильность**

Стабильно при условии применения рекомендованных предписаний по хранению и обращению (см. раздел 7).

**10.3 Возможность опасных реакций**

При установленном использовании не существует.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Жара, открытое пламя и другие источники воспламенения.

**10.5 Несовместимые вещества**

Сильные окислители

**10.6 Опасные продукты разложения**

Какие-либо опасные продукты распада неизвестны; При пожаре: см. раздел 5.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**
**11.1 Сведения о токсикологическом воздействии**
**Острая оральная токсичность**

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфинноксид	75980-60-8	278-355-8
LD50		>	5000 мг/кг веса тела
вид		Крыса	
метод		OECD 401	
источники		ECHA	

**Острая кожная токсичность**

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфинноксид	75980-60-8	278-355-8
LD50		>	2000 мг/кг веса тела
вид		Кролики	
метод		OECD 402	
источники		ECHA	

**Острая ингаляционная токсичность**

Данные отсутствуют

**Разъедающее/раздражающее действие на кожу**

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
---	-----------------------	-----------	----------

Торговое название: VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

Актуальная версия: 7.0.0, создана: 22.04.2022

Замененная версия: 6.0.0, создана: 07.05.2020

Регион: RU

1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
вид источники оценка	Кролики ЕСНА Нероздражающий		

тяжелые повреждения / раздражение глаз			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
вид источники оценка	Кролики ЕСНА Нероздражающий		

Сенсибилизация дыхательных путей/кожи			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
Способ поглощения	Кожа		
вид метод источники оценка	мышь ОЭСР 429 ЕСНА Аллергический		

Мутагенность зародышевых клеток			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
источники Оценка/классификация	ЕСНА Критерии классификации не выполняются на основании имеющихся в наличии данных.		

Воссоздание токсичности			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
источники Оценка/классификация	ЕСНА На основании имеющихся данных обеспечивается соответствие критериям.		

Канцерогенность
Данные отсутствуют

Специфическая токсичность для целевого органа при однократном контакте
Данные отсутствуют

Специфическая токсичность для целевого органа при неоднократном контакте
Данные отсутствуют

Опасность аспирации
Данные отсутствуют

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Данные отсутствуют.

### Прочие данные

Данные отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1 Токсичность

Токсичность для рыб (острая)
Данные отсутствуют

Токсичность для рыб (хроническая)
Данные отсутствуют

Токсичность для дафний (острая)

Торговое название: VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

Актуальная версия: 7.0.0, создана: 22.04.2022

Замененная версия: 6.0.0, создана: 07.05.2020

Регион: RU

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
EC50		3,53	мг/л
Продолжительность экспозиции		48	ч
вид	Daphnia magna		
метод	OECD 202		
источники	ECHA		

Токсичность для дафний (хроническая)			
Данные отсутствуют			

Токсичность для водорослей (острая)			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
EC50		>	2,01 мг/л
Продолжительность экспозиции		72	ч
вид	Pseudokirchneriella subcapitata		
метод	OECD 201		
источники	ECHA		

Токсичность для водорослей (хроническая)			
Данные отсутствуют			

Токсичность по отношению к бактериям			
Данные отсутствуют			

## 12.2 Стойкость и склонность к деградации

Биологическая разлагаемость			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
Вид	Аэробная способность к биологическому разложению		
Значение	0	- 10	%
Продолжительность		28	d
метод	OECD 301 F		
источники	ECHA		
оценка	тяжело поддаются биологическому расщеплению		

## 12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Коэффициент распределения: n-октанол/вода			
№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС
1	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8
log Pow		3,1	
Исходная температура		23	°C
метод	OECD 117		
источники	ECHA		

## 12.4 Мобильность в почве

Данные отсутствуют.

## 12.5 Результаты PBT- и vPvB-заключения

Результаты PBT- и vPvB-заключения	
Оценка стойкости биоаккумулятивных веществ PBT	Нет имеющихся данных.
Оценка стойкости биоаккумулятивных веществ vPvB	Нет имеющихся данных.

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Данные отсутствуют.

## 12.7 Другие вредные воздействия

Данные отсутствуют.

## 12.8 Прочие данные

Прочие данные



**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU

Не выбрасывать неизвестный продукт в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

#### Продукт

Присвоение номера кода отходов согласно "Европейскому каталогу отходов" следует производить по согласованию с региональным отделом по обезвреживанию отходов.

#### Упаковка / тара

Тару необходимо опорожнять без остатков и должным образом обезвреживать в соответствии с законными предписаниями. Тара, содержащая остатки, должна быть обезврежена по согласованию с региональным представителем по ликвидации отходов.

## РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

### 14.1 Транспорт ADR/RID/ADN

Продукт не подлежит действию предписаний ADR/RID/ADN.

### 14.2 Транспорт IMDG

Продукт не подлежит действию предписаний IMDG.

### 14.3 Транспорт ICAO-TI / IATA

Продукт не подлежит действию предписаний ICAO-TI / IATA.

### 14.4 Прочие данные

Данные отсутствуют.

### 14.5 Опасности для окружающей среды

Сведения по опасностям для окружающей среды, если таковые имеются, см. пп. 14.1 - 14.3.

### 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Данные отсутствуют.

### 14.7 Перевозка навалочных грузов согласно Приложению II Конвенции MARPOL 73/78 и согласно Кодексу IBC

не относится

## РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательствах

### 15.1 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

#### Предписания ЕС

#### **Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) Приложение XIV (список требующих допуска материалов)**

Согласно предоставленным данным/ или согласно данным субпоставщика продукт не содержит вещества, которые подлежат обязательному дополнительному разрешению к применению, согласно Директиве № (ЕС) 1907/2006 REACH (регламент Европейского Союза, регулирующий производство и оборот всех хим.веществ)приложение XIV

#### **Список кандидатов REACH для внушающих особые опасения веществ (SVHC) в связи с процедурой выдачи допуска**

Согласно имеющимся данным и/или согласно сведениям субпоставщика изделие не содержит вещество(а), которое/ые согласно Статье 57 в сочетании со Статьей 59 Постановления REACH (ЕС) 1907/2006 считается/ются веществом/ами, которое/ые может/ут быть включено/ы в Приложение XIV (Перечень веществ с обязательным наличием допуска).

#### **Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) Приложение XVII: Ограничения производства, пуска в обращение и применения определенных опасных материалов, смесей и изделий**

На продукт распространяются положения Постановления REACH (ЕС) 1907/2006, Приложение XVII.

№ 3

Продукт содержит следующее(ие) вещество(а), на которое/ые распространяется действие Предписания REACH (ЕС) 1907/2006, Приложение XVII.

**Торговое название:** VarseoSmile Temp A2 (REF 41022, 41102)

**Актуальная версия:** 7.0.0, создана: 22.04.2022

**Замененная версия:** 6.0.0, создана: 07.05.2020

**Регион:** RU

№	Наименование вещества	Номер CAS	Номер ЕС	№
1	Iron hydroxide oxide yellow	51274-00-1	257-098-5	75
2	triiron-tetraoxide	1317-61-9	215-277-5	75
3	Дифенил(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид	75980-60-8	278-355-8	75
4	оксид титана; [в виде порошка, содержащего 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм]	13463-67-7	236-675-5	75
5	Триоксид дижелеза	1309-37-1	215-168-2	75

**Директива 2012/18/ЕС о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами**

На продукт не распространяются положения Приложения I, часть 1 или 2.

**Прочие предписания**

При использовании этого продукта следует применять национальные предписания по защите здоровья и технике безопасности.

**15.2 Оценка химической безопасности веществ**

Анализ безопасности вещества для данной смеси не проводился.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

**Источники данных, использованные при составлении таблицы параметров:**

Регулирование (ЕС) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) в именно действующей редакции  
Директива 2000/39/ЕС, 2006/15/ЕС, 2009/161/ЕС, (EU) 2017/164.

Национальный перечень предельных значений в воздухе соответствующих стран в именно действующей редакции

Транспортные предписания согласно ADR, RID, IMDG, IATA в именно действующей редакции

Источники данных, которые были использованы для определения физических, токсикологических и экотоксикологических данных, были указаны непосредственно в отдельных разделах

**Полный текст приведенных в разделах 2 и 3 фраз H и EUN (если он не приведен уже в этих разделах).**

H361fd Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**Отдел по разработке "Листа данных"**

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Данные основываются на современном уровне наших познаний и опыта. Технический паспорт безопасности описывает продукт с точки зрения требований по безопасности. Данные не носят характера гарантии его характеристик.

Документ охраняется авторским правом. Внесение в него изменений или его размножение нуждаются в однозначном разрешении со стороны фирмы UMCO GmbH.

Prod-ID 702621