



Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

*

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery
- **Artikelnummer:**
SDS 435-001.02R01, 1007761, 13679, 13680, 13871, 13872, 13872-P2, 13874, 13875, 14191, 14192, 14377, 5941-D, 5942-D, 5963, 5963-JP, 5972-D
- **Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
RCR123A Laddningsbart litiumjärnfosfatbatteri
- **Ämnets användning / tillredningen** RCR123A Laddningsbart litiumjärnfosfatbatteri
- **Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**
Tillverkad av SHENZHEN RYDER ELECTRONICS CO., LTD för:
Ultradent Produkter Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
South Jordan, UT 84095-3942
USA: S WEBBPLATS
onlineordersupport@ultradent.com
(800) 552-5512

Ansvarig person för EG
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln Tyskland
E-post: infoDE@ultradent.com
Telefon till kontoret: +49(0)2203-35-92-0
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Customer Service
- **Telefonnummer för nödsituationer:**
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Farliga egenskaper

- **Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram** Utgår
- **Signalord** Utgår
- **Faroangivelser**
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

SE

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 1)

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **Blandningar**

- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

- **Farliga ingredienser:**

CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6	granulerad koppar [partikellängd: 0,9 mm–6,0 mm; partikelbredd: 0,494–0,949 mm]	≥2,5–<25%
	⚠ Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3	aluminiumpulver (stabiliserat)	≥0–≤10%
	⚠ Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261	
CAS: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7	Lithium Hexafluorophosphate	≥0–≤10%
	⚠ Acute Tox. 3, H311; ⚠ Acute Tox. 4, H302	
CAS: 1120-71-4 EINECS: 214-317-9	1,3-propansulten	≥0,01–≤10%
	⚠ Carc. 1B, H350; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312 Specifik koncentrationsgräns: Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %	

- **SVHC**

1120-71-4 1,3-propansulten

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

- **Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.

- **Vid inandning:**

Om innehållet i ett öppnat batteri andas in, ta bort kontamineringskällan eller flytta offret till frisk luft. Sök medicinsk rådgivning.

- **Vid kontakt med huden:**

Om huden kommer i kontakt med innehållet i ett öppet batteri, ta av förorenade kläder och skölj huden med rikligt med vatten eller dusch i 15 minuter. Sök medicinsk hjälp.

- **Vid kontakt med ögonen:**

Vid ögonkontakt med innehållet i en öppen behållare, skölj ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och lyft då och då på övre och undre ögonlocken. Sök medicinsk hjälp.

- **Vid förtäring:**

Ge minst 2 glas mjölk eller vatten. Framkalla kräkning om patienten inte är medvetslös. Kontakta läkare.

- **De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- **Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **Släckmedel**

- **Lämpliga släckningsmedel:** Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:**

Koldioxid

Vatten

- **Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Kolmonoxid (CO)

Koldioxid

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 2)

ångor från litiumoxid

- **Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
- **Ytterligare uppgifter** Cellen kan ventileras om den utsätts för stark värme och batteriets innehåll exponeras.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Rör inte vid skadade behållare eller utspillt material om du inte bär lämpliga skyddskläder.

- **Miljöskyddsåtgärder:**

Vi rekommenderar att du laddar ur batteriet till slutet, förbrukar metallitiumet i batteriet och gräver ner det urladdade batteriet i jorden.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

- **Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Om batterimaterialet frigörs, avlägsna personal från området tills ångorna har skingrats. Sörj för maximal ventilation för att avlägsna farliga gaser. Torka upp det med en trasa, släng det i en plastpåse och lägg det i en stålburk. Den bästa lösningen är att lämna området och låta batteriet svalna och ångorna skingras. Sörj för maximal ventilation. Undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor. Ta upp spilld vätska med absorberande medel och förbränn.

Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel.

- **Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- **Skyddsåtgärder för säker hantering**

Batteriet kan explodera eller orsaka brännskador om det demonteras, krossas eller utsätts för eld eller höga temperaturer. Kortslut inte och installera inte med felaktig polaritet. Batteriet får inte öppnas, förstöras eller förbrännas, eftersom det kan läcka eller spricka och släppa ut de ingredienser som finns i den hermetiskt tillslutna behållaren i omgivningen. Kortslut inte terminalerna och överladda inte batteriet, vilket kan leda till överurladdning och eldsvåda. Krossa eller punktera inte batteriet och sänk inte ned det i vätskor.

Får endast användas i välventilerade utrymmen.

Skydda mot värme och direkt solljus.

Rök inte.

Undvik att skada eller ha sönder batteriet.

- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

- **Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

- **Lagring:**

Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Se produktmärkning.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

- **Specifik slutanvändning** RCR123A Laddningsbart litiumjärnfosfatbatteri

SE

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 3)

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Kontrollparametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

7440-50-8 granulerad koppar [partikellängd: 0,9 mm–6,0 mm; partikelbredd: 0,494–0,949 mm]

OEL Nivågränsvärde: 0,01 mg/m³
(som Cu), respirabel fraktion

7429-90-5 aluminiumpulver (stabiliserat)

OEL Nivågränsvärde: 5* 2** mg/m³
*totaldamm **respirabel fraktion

21324-40-3 Lithium Hexafluorophosphate

OEL Korttidsvärde: 0,02 mg/m³
som Li; inhalerbar fraktion

1120-71-4 1,3-propansulton

OEL C

· Ytterligare hänvisningar:

Personligt skydd rekommenderas vid avluftning av batteriet: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon med sidoskydd.

· Begränsning av exponeringen

· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iaktas.

· **Andningsskydd:** Krävs ej under normala förhållanden.

· **Handskydd:**

Behövs ej under normala förhållanden.

Handskydd: Bär handskar av neopren eller naturgummi om du hanterar ett öppet eller läckande batteri.

· **Handskmaterial**

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· **Handskmaterialets penetreringstid**

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· **Ögonskydd/ansiktsskydd**

Behövs ej under normala förhållanden. Bär skyddsglasögon om du hanterar ett öppet eller läckande batteri.

· **Kroppsskydd:** Behövs ej under normala förhållanden.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· **Allmänna uppgifter**

· **Fysikaliskt tillstånd**

Fast

· **Färg:**

Silverfärgad

· **Lukt:**

Om den läcker luktar den medicinsk eter.

· **Lukttröskel:**

Ej bestämd.

· **Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

· **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Ej bestämd.

· **Brandfarlighet**

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 4)

· Nedre och övre explosionsgräns	
· Nedre:	Ej bestämd.
· Övre:	Ej bestämd.
· Flampunkt:	Ej användbar.
· Sönderdelningstemperatur	Ej bestämd.
· pH-värde:	Ej användbar.
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ej användbar.
· Dynamisk:	Ej användbar.
· Löslighet	
· Vatten:	Olöslig.
· Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd.
· Ångtryck:	Ej användbar.
· Densitet och/eller relativ densitet	
· Densitet:	Ej bestämd.
· Relativ densitet	Ej bestämd.
· Ångdensitet	Ej användbar.
· Partikelegenskaper	Se punkt 3.

· Annan information	
· Utseende:	
· Form:	Cylindrisk solid
· Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
· Tändtemperatur:	Produkten är ej självantändande.
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.
· Tillståndsändring	
· Avdunstningshastighet:	Ej användbar.

· Information om faroklasser för fysisk fara	
· Explosiva ämnen	Utgår
· Brandfarliga gaser	Utgår
· Aerosoler	Utgår
· Oxiderande gaser	Utgår
· Gaser under tryck	Utgår
· Brandfarliga vätskor	Utgår
· Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
· Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
· Pyrofora vätskor	Utgår
· Pyrofora fasta ämnen	Utgår
· Självupphettande ämnen och blandningar	Utgår
· Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
· Oxiderande vätskor	Utgår
· Oxiderande fasta ämnen	Utgår
· Organiska peroxider	Utgår
· Korrosivt för metaller	Utgår
· Okänsliggjorda explosiva ämnen	Utgår

10 Stabilitet och reaktivitet

- **Reaktivitet** Produkten är stabil under normala förhållanden.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 5)

- **Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Värm över 70 C eller bränn. Avforma. Stympta. Krossa. Demontera. Överladdning. Kortsoluta. Utsätts under en längre tid för fuktiga förhållanden.
- **Risken för farliga reaktioner**
Explosionsrisk.
Explosionsrisk.
Kontakt med vatten frigör brännbara gaser.
- **Förhållanden som ska undvikas**
(t.ex. statisk urladdning, stötar eller vibrationer)
Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för mekaniska stötar.
Vibrationer som uppstår under transport orsakar inte läckage, brand eller explosion.
Ta inte isär, krossa, kortslut eller installera batteriet med felaktig polaritet. Undvik mekanisk och elektrisk felhantering.
- **Oförenliga material:**
Oxiderande substanser.
Halogenerade kolväten
Mineralsyror
Alkalier
Vatten
Starkt oxiderande medel
- **Farliga sönderdelningsprodukter:**
Giftiga ångor vid bränning eller brand.
Kan bilda peroxider

11 Tokikologisk information

- **Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Oral	LD50	6.250-50.000 mg/kg
Dermal	LD50	5.156-30.000 mg/kg

- **Primär retningsseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**
Risken för irritation uppstår endast om cellen felhanteras mekaniskt, termiskt eller elektriskt till den grad att kapseln äventyras. Om detta inträffar kan det leda till irritation på hud, ögon och luftvägar.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 6)

- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**

Irriterande effekter uppstår endast om batteriet går sönder. I händelse av inre innehåll kan ångorna vara irriterande för ögon och hud. Medicinska tillstånd som i allmänhet förvärras av exponering: Vid exponering för det inre innehållet kan måttlig till svår irritation, brännande känsla och torrhet i huden uppstå. Målorgan nerver, lever och njurar.

- **Information om andra faror**

- **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

12 Ekologisk information

- **Toxicitet**

- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- **Persistens och nedbrytbarhet** Långsamt biologiskt nedbrytbar

- **Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- **Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

- **PBT:** Ej användbar.

- **vPvB:** Ej användbar.

- **Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

- **Andra skadliga effekter**

- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**

- **Allmänna hänvisningar:**

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering

- **Avfallsbehandlingsmetoder**

- **Rekommendation:**

Kassera innehållet/behållaren i enlighet med internationella, nationella och lokala bestämmelser.

- **Europeiska avfallskatalogen**

HP6	Akut toxicite
HP7	Cancerframkallande
HP14	Ekotoxiskt

- **Ej rengjorda förpackningar:**

- **Rekommendation:**

Bränn inte och utsätt inte cellerna för temperaturer över 70 grader C. Sådan hantering kan leda till att tätningen läcker och/eller att cellerna exploderar. Kassera i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

14 Transportinformation

- **UN-nummer eller id-nummer**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN3480

- **Officiell transportbenämning**

- **ADR**

3480 LITIJUMJONBATTERIER

- **IMDG, IATA**

LITHIUM ION BATTERIES

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 7)

· **Faroklass för transport**· **ADR, IMDG, IATA**· **Klass**

9 Övriga farliga ämnen och föremål

· **Etikett**

9A

· **Förpackningsgrupp**

Utgår

· **ADR, IMDG, IATA**· **Miljöfaror:**

Ej användbar.

· **Särskilda skyddsåtgärder**

Varning: Övriga farliga ämnen och föremål

· **Farlighetsnummer (Kemler-tal):**

-

· **EMS-nummer:**

F-A,S-I

· **Stowage Category**

A

· **Stowage Code**

SW19 For batteries transported in accordance with SP 376 or SP 377 Category C, unless transported on a short international voyage.

· **Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Ej användbar.· **Transport / ytterligare uppgifter:**· **ADR**· **Begränsade mängder (LQ)**

0

· **Reducerade mängder (EQ)**

Kod: E0

Ej tillåten i reducerade mängder

· **Transportkategori**

2

· **Tunnelrestriktionskod**

E

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

0

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model Regulation":**

UN 3480 LITIJONBATTERIER, 9

15 Gällande föreskrifter

· **Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**· **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

1120-71-4 1,3-propansulten

· **Direktiv 2004/42/EG**· **Direktiv 2012/18/EU**· **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 8)

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**· **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Nationella föreskrifter:**· **Övriga föreskrifter, begränsningar och förbudsbestämmelser**· **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

1120-71-4 1,3-propansulton

· **Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Relevanta fraser**

H228 Brandfarligt fast ämne.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H350 Kan orsaka cancer.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Farligt för vattenmiljön - fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

· **Område som utfärdar datablad:** Environmental, Health, and Safety· **Tilltalspartner:** Customer Service· **Datum för föregående version:** 10.02.2023· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Omarbetad: 28.08.2025

Handelsnamn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsättning från sida 9)

*NIOSH: National Institute for Occupational Safety**ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)**Flam. Sol. 1: Brandfarliga fasta ämnen – Kategori 1**Water-react. 2: Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser – Kategori 2**Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4**Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3**Carc. 1B: Cancerogenitet – Kategori 1B**Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2**Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3***. * Data ändrade gentemot föregående version**

-SE-