

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Unik formelidentifikator : CXN6-AFV5-Q300-WKDN

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Orotol® ultra er et meget virksomt konsentrat som desinfiserer, rengjør, pleier og fjerner lukt fra alle dental sugelanlegg, fontenesåler og amalgamutskillere.

Produktkategorier [PC]

PC 0 - Øvrige
Desinfeksjonsmiddel

Bruk som blir frarådd

Ingen ved sakkyndig håndtering.

Bemerkning

Produktet er laget for profesjonell bruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

orochemie GmbH + Co. KG

Gate : Max-Planck-Straße 27

Postnummer/Sted : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Faxnr. : +49 7154 1308-40

Kontaktinformasjon : DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: + 47 22 59 13 00 døgnet rundt
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Svær øyenskade/-irritasjon : Kategori 2 ; Gir alvorlig øyeirritasjon.

Innordningsmetode

Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Utropstegn (GHS07)

Signalord

Advarsel

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

P235 Oppbevares kjølig.
P261 Unngå innånding av støv/tåke.
P280 Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P410 Beskyttes mot sollys.
P501 Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg.

2.3 Andre farer

Blandingen inneholder ingen stoffer, som har hormonforstyrrende egenskaper. Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse

Orotol® ultra inneholder natriumperoksocarbonat, alkaliske rengjøringskomponenter, kompleksdannere, ikke ioniske tensider, spesialsikumdemper og hjelpestoffer.

Farlige komponenter

NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; REACH Nr. : 01-2119457268-30 ; EU-nummer : 239-707-6; CAS-nr. : 15630-89-4

Vektandel : $\geq 20 - < 25$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Ox. Sol. 2 ; H272 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

TETRAKALIUMDIFOSFAT ; REACH Nr. : 01-2119489369-18 ; EU-nummer : 230-785-7; CAS-nr. : 7320-34-5

Vektandel : $\geq 10 - < 15$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; REACH Nr. : 01-2119489800-32 ; EU-nummer : 231-509-8; CAS-nr. : 7601-54-9

Vektandel : $\geq 3 - < 8$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

FETTALKOHOLALKOKSILAT ; REACH Nr. : 02-2119552554-37 ; CAS-nr. : 111905-53-4

Vektandel : $\geq 1 - < 3$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

SODIUM CARBONATE ; REACH Nr. : 01-2119485498-19 ; EU-nummer : 207-838-8; CAS-nr. : 497-19-8

Vektandel : $\geq 1 - < 5$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Formulering av fare- og EU-faresetninger: Se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Tilsølte klær må skiftes ut. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.

Etter innånding

Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

Ved hudkontakt

Må vaskes av med rikelig vann. I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Etter øyekontakt

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Etter svelging

Ved inntak må man straks drikke: Vann Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. IKKE framkall brekning. Kontakt lege umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Sløkkingsmidler

Egnet slukkemiddel

Slokningspulver Vannsprutestråle Vanntåke

Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Oksygen

5.3 Råd til brannmannskaper

Beholder som er utsatt for fare avkjøles med vannsprutestråle.

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Det benyttes et uavhengig åndedrettsvern (isolerapparat).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

For personell som ikke er nødpersonell

Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

For nødhjelpspersonell

Personlig verneutstyr

Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til rengjøring

Feies opp og tas opp i rene, tørre kunststoffbeholdere, må ikke lukkes tett igjen. Unngå støvutvikling.

Andre opplysninger

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Vennligst følg etikett/bruksanvisning! Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå støvutvikling. Unngå innånding av støv.

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Beskyttelsestiltak

Brannverntiltak

Det må ikke røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Må ikke oppbevares ved temperaturer over 25 °C. Beskyttes mot sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted.

Informasjon om lagring i fellesrom

Må ikke lagres sammen med brennbare stoffer og syrer. Må ikke lagres sammen med næringsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Les nøye bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

DNEL-/ PNEC-verdier

Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet.

DNEL/DMEL

NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4

Grenseverditype :	DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	6,4 mg/cm ²
Grenseverditype :	DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	6,4 mg/cm ²
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	12,8 mg/cm ²
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	12,8 mg/cm ²
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	5 mg/m ³

TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5

Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	0,68 mg/l
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	> 70 mg/kg
Vurderingsfaktor :	24 h
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	10,87 mg/m ³

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 2,79 mg/m³
Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 44,08 mg/m³

TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9

Grenseverditype : DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 3,04 mg/m³
Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 4,07 mg/m³

SODIUM CARBONATE ; CAS-nr. : 497-19-8

Grenseverditype : DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 10 mg/m³
Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 10 mg/m³

PNEC

NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4

Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi : 0,035 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi : 0,035 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi : 16,24 mg/l

TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5

Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi : 0,05 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp)
Grenseverdi : 0,5 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi : 0,005 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi : 50 mg/l

TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9

Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi : 0,05 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp)
Grenseverdi : 0,5 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi : 0,005 mg/l
Grenseverditype : PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi : 50 mg/l

8.2 Eksponeringskontroller

Personlig verneutstyr

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Øye- /ansiktsbeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse EN 166

Hudvern

Håndvern

Korttidskontakt (Level 2: < 30 min): Engangs-vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,1 mm.

Landtidskontakt (Level 6: < 480 min): Vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,7 mm.

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhandsker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

Kroppsbeskyttelse

Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig.

Pustebeskyttelse

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse.

Generell informasjon

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Adskilt oppbevaring for arbeidstøy. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

Øvrige beskyttelsestiltak

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : Pulver

Farge : hvit

Lukt : som peppermynte

Sikkerhetsegenskaper

Kokepunkt/kokeområde, start :	(1013 hPa)		ikke relevant
Nedbrytingstemperatur :	(1013 hPa)	>	60 °C
Brannpunkt :			ikke relevant
Selvantennelsestemperatur :			ikke relevant
Nedre eksplosjonsgrense :			ikke relevant
Øvre eksplosjonsgrense :			ikke relevant
Damptrykk :	(50 °C)		ikke relevant
Tetthet :	(20 °C)		ikke relevant
Bulketthet :		ca.	930 kg/m ³
Opplosningsmiddel-skilleprøvelse :	(20 °C)		ikke relevant
pH-verdi :	(20 °C / 10 g/l)		9 - 10
log P O/W :			ikke bestemt
Flyttid :	(20 °C)		ikke relevant
Luktgrense :			ikke bestemt
Maksimalt VOC-innhold (EU) :			0,2 Vkt-%
Brennbare faststoffer :			Ikke anvendelig.
Oksiderende faststoff :			Ikke-oksiderende.
Eksplosive egenskaper :			Ikke anvendelig.
Korroderer metall :			Virker ikke korroderende på metaller.

9.2 Andre opplysninger

Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

10.1 Reaktivitet

Termisk nedbryting ovenfor ca. 60 °C (eksoterm nedbryting) under dannelse av oksygen.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stable under recommended storage and handling conditions (see section 7). Termisk nedbryting ovenfor ca. 60 °C (eksoterm nedbryting) under dannelse av oksygen.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Reagerer med syrer.

10.4 Forhold som skal unngås

Det foreligger ingen informasjon.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer, tungmetaller, nedbrytingskatalysatorer.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Oksygen

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt oral toksisitet

Parameter :	LD50
Eksponeeringsvei :	Oral
Regnearter :	Rotte
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Metode :	OECD 420
Parameter :	ATEmix
Eksponeeringsvei :	Oral
Virkedosering :	2222 mg/kg
Parameter :	ATE (NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4)
Eksponeeringsvei :	Oral
Virkedosering :	500 mg/kg

Akutt hudtoksisitet

Parameter :	ATEmix
Eksponeeringsvei :	Dermal
Virkedosering :	uten betydning
Parameter :	LD50 (NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4)
Eksponeeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Kanin
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Eksponeeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Kanin
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Metode :	OECD 402
Parameter :	LD50 (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9)
Eksponeeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Rotte
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9)
Eksponeeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Kanin
Virkedosering :	> 300 mg/kg

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Parameter : LD50 (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9)
Eksponeringsvei : Dermal
Regneart : Kanin
Virkedosering : > 5000 mg/kg
Parameter : LD50 (SODIUM CARBONATE ; CAS-nr. : 497-19-8)
Eksponeringsvei : Dermal
Regneart : Kanin
Virkedosering : > 2000 mg/kg

Akutt inhaleringstoksisitet

Parameter : ATEmix
Eksponeringsvei : Innånding (støv/tåke)
Virkedosering : uten betydning
Parameter : LC50 (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Eksponeringsvei : Innånding
Regneart : Rotte
Virkedosering : > 1,1 mg/l
Metode : OECD 403
Parameter : LC50 (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE ; CAS-nr. : 7601-54-9)
Eksponeringsvei : Innånding
Regneart : Rotte
Virkedosering : 0,83 mg/l
Metode : OECD 403
Parameter : LC50 (SODIUM CARBONATE ; CAS-nr. : 497-19-8)
Eksponeringsvei : Innånding
Regneart : Rotte
Virkedosering : 2,3 mg/l
Eksponeringstid : 4 h

Etsende

Etsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Ikke irriterende. Metode : Human Skin Model (HSM) test OECD 439

Svær øyenskade/-irritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon. Metode : OECD 437.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Local Lymph Node Assay - LLNA: ikke sensibiliserende (1 %-ig/2,5 %-ig oppløsning).

CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning)

Cancerogenitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Mutagenitet i kimcellene

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innåndingsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Blandingen inneholder ingen stoffer, som har hormonforstyrrende egenskaper.

Ytterligere informasjon

Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet

Parameter : LC0
Regnear : Poecilia reticulata (Guppy)
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering : 24,4 mg/l
Eksponeeringstid : 96
Metode : OECD 203

Parameter : EC50
Regnear : Poecilia reticulata (Guppy)
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering : 24,4 mg/l
Eksponeeringstid : 48 h
Metode : OECD 203

Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet

Parameter : NOEC (NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4)
Regnear : Pimephales promelas (størhodet ørekyte)
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering : 7,4 mg/l
Eksponeeringstid : 96 h

Parameter : NOEC (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Regnear : Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering : 100 mg/l
Eksponeeringstid : 96 h
Metode : OECD 203

Akutt (kortvarig) toksisitet for krepsdyr

Parameter : EC50
Regnear : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) daphnitoksisitet
Virkedosering : 24,4 mg/l
Eksponeeringstid : 48 h
Metode : OECD 202

Parameter : EC50
Regnear : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) daphnitoksisitet
Virkedosering : 32,4 mg/l
Eksponeeringstid : 24 h
Metode : OECD 202

Parameter : EC0
Regnear : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) daphnitoksisitet
Virkedosering : 7,5 mg/l
Eksponeeringstid : 48 h
Metode : OECD 202

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr

Parameter : NOEC (NATRIUMKARBONAT-PEROKSOHYDRAT ; CAS-nr. : 15630-89-4)
Regnear : Daphnia pulex (vannloppe)
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet
Virkedosering : 2 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : NOEC (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Regnear : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet
Virkedosering : => 100 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Metode : OECD 201
Parameter : NOEC (FETTALKOHOLALKOKSILAT ; CAS-nr. : 111905-53-4)
Regnear : Daphnia magna (stor vannloppe)
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet
Virkedosering : > 0,1 - 1 mg/l

Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter : EC50
Regnear : Desmodesmus subspicatus
Vurderingsparameter : Bremsing av vekstraten
Virkedosering : 29,9 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Metode : OECD 201
Parameter : EC0
Regnear : Desmodesmus subspicatus
Vurderingsparameter : Bremsing av vekstraten
Virkedosering : 12,5 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Metode : OECD 201

Kronisk (langsiktig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter : NOEC (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Regnear : Algae
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) algetoksitet
Virkedosering : > 100 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Metode : OECD 201

Toksisitet for mikroorganismer

Parameter : Bakterietoksisitet (FETTALKOHOLALKOKSILAT ; CAS-nr. : 111905-53-4)
Regnear : Bacteria toxicity
Virkedosering : > 1000 mg/l
Parameter : EC50 (TETRAKALIUMDIFOSFAT ; CAS-nr. : 7320-34-5)
Vurderingsparameter : Bakterietoksisitet
Virkedosering : > 1000 mg/l
Eksponeringstid : 3 h

12.2 Opplysning om eliminering

Biologisk nedbryting

Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). Metode : OECD 301 D.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Det foreligger ingen informasjon.

12.4 Mobilitet i jord

Fordeling

Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Blandingene inneholder ingen stoffer, som har hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadelige virkninger

Det foreligger ingen informasjon.

12.8 Ytterligere økotoksikologiske informasjon

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)

Etter tiltenkt bruk

Avfallsbehandling

Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Snakk med ansvarlig renovatør om bortfrakting av avfall.

Gjenopprettingsoperasjoner

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Konsentrat/større mengder: 18 01 06* (desinfeksjonsmiddel).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4 Emballasjegruppe

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.5 Miljøfarer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr. : 3, 75

Nasjonale forskrifter

Yrkesmessige begrensninger

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Ungdom får omgås med produktet ifølge retningslinje 94/33/EF bare så lenge skadelig påvirkning av risikostoff blir unngått.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En stoffsikkerhetsbedømmelse ble ikke gjennomført for denne blandingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1 Endringsindikasjoner

02. Merkingselementer · 11. Akutt toksisitet · 11. Etsing/hudirritasjon · 11. Svær øyenskade/-irritasjon · 11. Sensibilisering av luftveiene eller huden · 11. Cancerogenitet · 11. Mutagenitet i kimcellene · 11. Reproduksjonstoksisitet · 11. Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering · 11. Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering · 11. Innåndingsfare · 12. Toksisitet i vann · 15. Innskrenking av bruk

16.2 Forkortelser og akronymer

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
CAS = Chemical Abstracts Service
CEN = Europeisk Standardiseringskommite
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff
CO₂ = Karbon diokside
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EAK = Europeisk Avfallskoder
EC = Den europeiske kommisjonen
EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon
EN = Europeisk Standard
EU = Den europeiske union
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
H statement = GHS fare setninger
IATA = Internasjonal lufttransport Forening
ICAO-TI = Internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - teknisk opplæring
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LC50 = Middels dødelig konsentrasjon
LD50 = Middels dødelig dose
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol/vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
NOEC/NOEL = Koncentrasjon/dose, hvor der ikke ses noen virkning
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet
TLV/STEL = Grenseverdi for 15 minutter eksponering
TLV/TWA = Grenseverdi for daglig eksponering
UN = Forenede Nasjoner
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder

Ingen

16.4 Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : Orotol® ultra Sugeanlegg-desinfeksjon
Redigeringsdato : 21.06.2023
Utskriftsdato : 30.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.0)

Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser.

16.5 Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H272	Kan forsterke brann; oksiderende.
H302	Farlig ved svelging.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

16.6 Skoleringshenvisning

Ingen

16.7 Ytterligere informasjon

Les bruksanvisningen på etiketten.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.
