

## CanalPro™ CHX 2%

### Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG

Version Num: 1.1

Fiche de données de sécurité conforme à ChemO (SR 813.11) et REACH Annexe II (Reg. 1907/2006, 2020/878).

Date d'émission: 12/04/2022

Date d'impression: 16/04/2025

L.REACH.CHE.FR

## SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nom du produit                 | CanalPro™ CHX 2%     |
| Nom Chimique                   | N'est pas applicable |
| Synonymes                      | Pas Disponible       |
| Formule chimique               | N'est pas applicable |
| Autres moyens d'identification | Pas Disponible       |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisations identifiées pertinentes | Dispositif médical, à usage dentaire exclusivement<br>Utilisé selon les instructions du fabricant. |
| Utilisations déconseillées           | Aucune utilisation spécifique déconseillée n'est identifiée.                                       |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|                                |                                                      |                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom commercial de l'entreprise | Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG                      | Magnum Dental OÜ              |
| Adresse                        | Raiffeisenstrasse 30 89129 Langenau Germany          | Aardla 13 Tartu 50112 Estonia |
| Téléphone                      | +49 (7345) 805 0                                     | +372 7371647                  |
| Fax                            | +49 (7345) 805 201                                   | Pas Disponible                |
| Site Internet                  | <a href="http://www.coltene.com">www.coltene.com</a> | Pas Disponible                |
| Courriel                       | msds@coltene.com                                     | dental@magnum.ee              |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Association / Organisation                | CHEMWATCH REponse D'URGENCE (24/7) |
| Numéro(s) de téléphone d'urgence          | +41 44 551 43 62 (ID#: 9-901942)   |
| Autre(s) numéro(s) de téléphone d'urgence | +61 3 9573 3188                    |

## SECTION 2 Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

|                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] et modifications <sup>[1]</sup> | H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2, H411 - Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 |
| Légende:                                                                                  | 1. Classé par Chemwatch; 2. Classification tirée du règlement (UE) no 1272/2008 - Annexe VI                                                           |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramme(s) de danger |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Mention d'avertissement | Attention |
|-------------------------|-----------|

Déclaration(s) sur les risques

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Déclaration(s) supplémentaires

N'est pas applicable

Déclarations de Sécurité: Prévention

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement                                                                            |
| P280 | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. |
| P264 | Se laver tout le corps extérieur exposé soigneusement après manipulation.                                       |

Déclarations de Sécurité: Réponse

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin                                                                                                                                                              |
| P391           | Recueillir le produit répandu                                                                                                                                                                                        |

Déclarations de Sécurité: Stockage

N'est pas applicable

Déclarations de Sécurité: Élimination

|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux autorisé conformément à toute réglementation locale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le matériel contient chlorhexidine gluconate.

2.3. Autres dangers

REACH - Art.57-59: Le mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à la date d'impression du SDS.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1.Substances

Voir Composition sur les ingrédients Section 3.2

3.2.Mélanges

| 1. N° CAS<br>2.N° EC<br>3.N° d'index<br>4.N° REACH                   | %<br>[poids]                                                                                                                                                                                                                                   | Nom                                      | Classification selon le règlement (CE) n °<br>1272/2008 [CLP] et modifications                                                                                                                                                          | SCL /<br>Facteur-M                                                           | Caractéristiques<br>nanométrique<br>particules |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. 18472-51-0<br>2.242-354-0<br>3.Pas Disponible<br>4.Pas Disponible | 1.7-2.7                                                                                                                                                                                                                                        | <u>chlorhexidine</u><br><u>gluconate</u> | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 1, Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1, Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1; H318, H400, H410 <sup>[1]</sup> | SCL: Pas Disponible<br><br>Facteur M aigu: 100<br><br>Facteur M chronique: 1 | Pas Disponible                                 |
| Légende:                                                             | 1. Classé par Chemwatch; 2. Classification tirée du règlement (UE) no 1272/2008 - Annexe VI; 3. Classement établi à partir de C & L; * EU IOELVs disponible; [e] Substance identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                |

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | <p>Si ce produit entre en contact avec les yeux :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Maintenir immédiatement les yeux ouverts et rincer de manière continue avec de l'eau claire.</li><li>▶ S'assurer d'une irrigation complète des yeux en gardant les paupières écartées et éloignées du centre des yeux et aussi en soulevant occasionnellement les paupières du haut et du bas.</li><li>▶ Si la douleur persiste ou réapparaît, rechercher un avis médical.</li><li>▶ En cas de blessures aux yeux, les lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.</li></ul> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau</b> | <p>Si ce produit entre en contact avec la peau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Lavez les régions touchées avec beaucoup d'eau (et du savon si possible).</li> <li>▸ Consultez un médecin s'il y a une irritation.</li> </ul> |
| <b>Inhalation</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ En cas d'inhalation de fumées ou d'ingestion de produits de combustion : Déplacez-vous vers un endroit aéré.</li> <li>▸ En général, d'autres mesures ne sont pas nécessaires.</li> </ul>           |
| <b>Ingestion</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Donnez un verre d'eau immédiatement.</li> <li>▸ Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. En cas de doute, contactez un centre anti-poisons ou un médecin.</li> </ul>               |

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir la section 11

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter symptomatiquement.

## SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

- Il n'y a pas de restrictions pour le type d'extincteur à utiliser.
- Utilisez un agent extincteur adapté à la zone concernée.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Incompatibilité au feu</b> | Non connu. |
|-------------------------------|------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lutte Incendie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Appelez les pompiers et indiquez-leur le lieu et la nature du risque.</li> <li>▸ Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection conçus pour lutter contre le feu.</li> <li>▸ Empêcher, par tous les moyens disponibles, que les déversements ne pénètrent dans les égouts ou les cours d'eau.</li> <li>▸ Utilisez des procédures de lutte contre l'incendie adaptées à la zone environnante.</li> <li>▸ <b>NE PAS</b> s'approcher des contenants soupçonnés d'être chauds.</li> <li>▸ Refroidir les contenants exposés au feu avec de l'eau pulvérisée à partir d'un endroit protégé.</li> <li>▸ Si cela est sécuritaire, retirez les conteneurs de la trajectoire du feu.</li> <li>▸ L'équipement devrait être décontaminé minutieusement après son utilisation.</li> </ul> |
| <b>Risque D'Incendie/Explosion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Non combustible.</li> <li>▸ Il ne s'agit pas d'un risque de feu majeur mais des récipients peuvent brûler.</li> </ul> <p>Peut émettre des fumées corrosives.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Voir l'article 8

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Voir section 12

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eclaboussures Mineures</b> | <p>Risque environnemental - contient des éclaboussures.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Nettoyez tout de suite tous les écoulements.</li> <li>▸ Evitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.</li> <li>▸ Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.</li> <li>▸ Contenez et absorbez le liquide avec du sable, de la terre, du matériel inerte ou de la vermiculite.</li> <li>▸ Essuyez.</li> <li>▸ Mettez dans un récipient adéquat pour les déchets et scellé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eclaboussures Majeures</b> | <p>Risque environnemental - contient des éclaboussures.</p> <p>Risque modéré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Vider la zone de son personnel non-protégé et se déplacer contre le vent.</li> <li>▸ Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.</li> <li>▸ Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection.</li> <li>▸ Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les égouts et canalisations et les cours d'eau.</li> <li>▸ S'il n'y a pas de danger, arrêtez la fuite.</li> <li>▸ Contenez le liquide avec du sable, de la terre ou de la vermiculite.</li> <li>▸ Neutralisez/désinfectez les résidus.</li> <li>▸ Enfermez les résidus solides dans un récipient approprié pour les déchets.</li> <li>▸ Aspergez l'endroit et évitez que cela ne coule dans les tuyaux.</li> <li>▸ Après les opérations de nettoyage, désinfectez et lavez tous vos vêtements de protection et votre équipement avant de le ranger et de le réutiliser.</li> <li>▸ Si les tuyaux ou les canalisations sont infectés, avertissez les services d'urgence.</li> </ul> |

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS.

### SECTION 7 Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulation Sure</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eviter tout contact personnel, incluant l'inhalation.</li> <li>▶ Porter des vêtements de protection en cas de risque d'exposition</li> <li>▶ Utiliser une zone bien ventilée</li> <li>▶ Eviter tout contact avec l'humidité.</li> <li>▶ Eviter tout contact avec des matériaux incompatibles.</li> <li>▶ <b>Durant la manipulation, NE PAS manger, boire, ni fumer.</b></li> <li>▶ Conserver les containers fermés de manière sécurisée s'ils ne sont pas manipulés.</li> <li>▶ Eviter les dommages physiques aux containers.</li> <li>▶ Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon après une manipulation.</li> <li>▶ Les vêtements de travail doivent être blanchis séparément. Blanchir les vêtements contaminés avant un nouvel usage.</li> <li>▶ Utiliser les procédures de travail adaptées.</li> <li>▶ Suivre les recommandations de transport et de manipulation du fabricant.</li> <li>▶ L'atmosphère doit être régulièrement contrôlée face aux standards d'exposition pour assurer que des conditions de travail sûres soient maintenues.</li> </ul> |
| <b>Protection anti- Feu et explosion</b> | Voir Section 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autres Données</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Container adapté</b>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Emballage en polypropylène ou polyéthylène. réservoir en plastique.</li> <li>▶ Emballage conforme aux règles du fabricant.</li> <li>▶ Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.</li> </ul> |
| <b>Incompatibilité de Stockage</b>                                                                               | Inconnu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Catégories de danger conformément au règlement (CE) no 2012/18/EU (Seveso III)</b>                            | E2 : Dangereux pour le milieu aquatique dans la catégorie chronique 2                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application</b> | E2 Exigences de niveau inférieur/supérieur : 200/500                                                                                                                                                                                                                |

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir section 1.2

### SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Composant               | DNELs<br>L'exposition des travailleurs de modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PNECs<br>compartiment                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chlorhexidine gluconate | cutanée 6 mg/kg bw/day (Systémique, Chronique)<br>inhalation 0.36 mg/m³ (Systémique, Chronique)<br><b>cutanée 3 mg/kg bw/day (Systémique, Chronique) *</b><br><b>inhalation 0.00009 mg/m³ (Systémique, Chronique) *</b><br><b>Oral 0.03 mg/kg bw/day (Systémique, Chronique) *</b><br><b>Oral 2 mg/kg bw/day (Systémique, Aigu) *</b> | 0.001 mg/L (L'eau (douce))<br>0.001 mg/L (Eau - libération intermittente)<br>0 mg/L (Eau (Marine))<br>0.866 mg/kg sediment dw (Sédiments (eau douce))<br>0.087 mg/kg sediment dw (Sédiments (Marine))<br>5.26 mg/kg soil dw (sol)<br>0.25 mg/L (STP) |

\* Les valeurs pour la population générale

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

#### DONNEES SUR LES INGREDIENTS

| Source         | Composant      | Nom du produit | VME            | STEL           | pic            | Notes          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |

N'est pas applicable

| Composant               | IDLH originale | IDLH révisé    |
|-------------------------|----------------|----------------|
| chlorhexidine gluconate | Pas Disponible | Pas Disponible |

## DONNÉES SUR LES MATÉRIAUX

Les irritants sensoriels sont des produits chimiques qui produisent des effets secondaires temporaires et indésirables pour les yeux, le nez et la gorge. Les standards d'exposition professionnels historiques pour ces irritants ont été basés sur l'observation de réponses de travailleurs à de des concentrations aériennes variées. Les attentes actuelles nécessitent que presque chaque individu doive être protégé contre une irritation sensorielle mineure et les standards d'exposition sont établis en utilisant les facteurs d'incertitudes ou les facteurs de sécurité de 5 à 10 ou plus. A l'occasion, des niveaux des effets non-observables (NOEL) d'animaux sont utilisés pour déterminer ces limites quand les résultats humains ne sont pas disponibles. Une approche additionnelle, utilisé typiquement par le comité TLV (USA) pour la détermination des standards respiratoires pour ce groupe de produits chimiques, a été d'assigner des valeurs seuils (TLV C) pour les irritants à action rapide et pour assigner des limites d'exposition à court terme (TLV STEL) quand le poids des preuves de l'irritation, de la bio-accumulation et d'autres finalités se combinent pour garantir une telle limite. Par contraste, la commission MAK (Allemagne) utilise un système en cinq catégories basé sur l'odeur forte, l'irritation locale et la demi-vie d'élimination. Toutefois, ce système est en train d'être remplacé pour être consistant avec le Comité Scientifique de l'Union Européenne (EU) pour les Limites d'Exposition Professionnelle (SCOEL) ; qui est plus proche de celui des USA. L'OSHA (USA) conclut que l'exposition à des irritants sensoriels peut provoquer : Inflammation Susceptibilité augmentée aux autres irritants et agents infectieux. Aboutissement à une dysfonction ou une blessure permanente La permission une meilleure absorption des substances à risque et Acclimatation du travailleur aux propriétés d'alerte à l'irritation à ces substances et donc augmente de fait le risque de surexposition.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8.2.1. Contrôles techniques appropriés                                                           | Un échappement général est adéquat dans des conditions de fonctionnement normales. Une ventilation d'échappement locale peut être nécessaire dans des conditions spécifiques. Si un risque de surexposition existe, porter un respirateur approuvé. Un ajustement correct est essentiel pour obtenir une protection adéquate. Fournir une ventilation adéquate dans les entrepôts et les lieux de stockage fermés. Les contaminants aériens générés dans les lieux de travail possède des vitesses "d'échappement" différentes, qui à leurs tours, déterminent les "vitesses de capture" de l'air frais circulant nécessaire pour retirer efficacement le contaminant.                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                  | Type de contaminant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vitesse de l'air:                              |
|                                                                                                  | Solvants, vapeurs, dégraissage, etc, évaporation d'un réservoir (dans de l'air immobile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.25-0.5 m/s<br>(50-100 f/min)                 |
|                                                                                                  | aérosols, fumées d'opérations de remplissage, remplissage de containers par intermittence, transfert de transporteur à faible vitesse, soudure, dérive de vapeurs, fumées de revêtement métallique acide, décapage (libéré à faible vitesse dans une zone de génération importante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5-1 m/s<br>(100-200 f/min.)                  |
|                                                                                                  | Spray direct, spray de peinture dans des cabines peu profondes, remplissage de tonneaux, poussières de bocard, décharge de gaz (génération importante dans une zone à déplacement d'air rapide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-2,5 m/s<br>(200-500 f/min)                   |
|                                                                                                  | Meulage, abattage abrasif, tonnelage, poussières générées par des roues à grandes vitesses (libérées à une vitesse initiale dans une zone de déplacement d'air très rapide).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.5-10 m/s<br>(500-2000 f/min)                 |
|                                                                                                  | Dans chaque intervalle, la valeur appropriée dépend de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                                                                                  | Minimum de l'intervalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maximum de l'intervalle                        |
|                                                                                                  | 1: Courants d'air minimaux ou favorables pour la capture dans une pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1: Perturbation des courants d'air de la pièce |
|                                                                                                  | 2: Contaminants à faible vitesse ou à valeur de nuisance uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2: Contaminants à forte toxicité               |
| 8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle | 3: Intermittent, faible production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3: Forte production, utilisation importante    |
|                                                                                                  | 4 : Large hotte ou masse d'air importante en mouvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4: Petite hotte – contrôle local uniquement.   |
|                                                                                                  | Une théorie simple montre que la vitesse de l'air chute rapidement avec une augmentation de la distance à l'ouverture d'un simple conduit d'extraction. La vitesse diminue généralement avec le carré de la distance par rapport au point d'extraction (dans les cas simples). La vitesse de l'air au point d'extraction doit donc être ajustée en relation avec la distance de la source de contamination. La vitesse de l'air au niveau des pales d'extraction, par exemple, doit être au minimum de 1-2 m/s pour l'extraction de solvants générés dans un réservoir distant de 2 mètres du point d'extraction. D'autres considérations mécaniques, qui produisent des déficits de performance de l'appareil d'extraction, rendent essentielles que les vitesses théoriques de l'air soient multipliées par un facteur de 10 ou plus quand les systèmes d'extraction sont installés ou en usage. |                                                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lunettes de sécurité avec protections latérales</li> <li>► Lunettes chimiques. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou équivalent national]</li> <li>► Les lentilles de contact peuvent présenter un danger particulier; les lentilles de contact souples peuvent absorber et concentrer les irritants.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                                                                                  | Protection des yeux/du visage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                                                                                  | Voir protection Main ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                  | Protection des mains / pieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                                                                                  | Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.<br>Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|                                                                                                  | Voir Autre protection ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Autres protections                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tenue complète.</li> <li>► Tablier en P.V.C.</li> <li>► Crème protectrice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |

- Crème nettoyante pour la peau.
- Unité de lavement des yeux.

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Voir section 12

## SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Aspect                                                 | incolore             |                                                          |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| État Physique                                          | liquide              | Densité relative (l'eau = 1)                             | 0.990-1.100    |
| Odeur                                                  | Pas Disponible       | Coefficient de partition n-octanol / eau                 | Pas Disponible |
| Seuil pour les odeurs                                  | Pas Disponible       | Température d'auto-allumage (°C)                         | Pas Disponible |
| pH (comme fourni)                                      | 5.0-7.0              | Température de décomposition                             | Pas Disponible |
| Point de fusion / point de congélation (° C)           | 0                    | Viscosité (cSt)                                          | Pas Disponible |
| Point d'ébullition initial et plage d'ébullition (° C) | 100                  | Poids Moléculaire (g/mol)                                | Pas Disponible |
| Point d'éclair (°C)                                    | Pas Disponible       | goût                                                     | Pas Disponible |
| Taux d'évaporation                                     | Pas Disponible       | Propriétés explosives                                    | Pas Disponible |
| Inflammabilité                                         | N'est pas applicable | Propriétés oxydantes                                     | Pas Disponible |
| Limite supérieure d'explosivité                        | Pas Disponible       | La tension de surface (dyn/cm or mN/m)                   | Pas Disponible |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)                  | Pas Disponible       | Composé volatile (%vol)                                  | Pas Disponible |
| Pression de vapeur (kPa)                               | Pas Disponible       | Groupe du Gaz                                            | Pas Disponible |
| Hydrosolubilité                                        | miscible             | pH en solution (1%)                                      | Pas Disponible |
| Densité de vapeur (Air = 1)                            | Pas Disponible       | Composés organiques volatils g/L                         | Pas Disponible |
| Chaleur de Combustion (kJ/g)                           | Pas Disponible       | Distance d'Allumage (cm)                                 | Pas Disponible |
| Hauteur de la Flamme (cm)                              | Pas Disponible       | Durée de la Flamme (s)                                   | Pas Disponible |
| Temps d'Ignition Équivalent en Espace Clos (s/m3)      | Pas Disponible       | Densité de Déflagration d'Ignition en Espace Clos (g/m3) | Pas Disponible |
| nanométrique Solubilité                                | Pas Disponible       | Caractéristiques nanométrique particules                 | Pas Disponible |
| La taille des particules                               | Pas Disponible       |                                                          |                |

### 9.2. Autres informations

Pas Disponible

## SECTION 10 Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Réactivité                           | Voir section 7.2                                                                                                                                                                               |
| 10.2. Stabilité chimique                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Présence de matériaux incompatibles.</li> <li>▸ Le produit est considéré stable.</li> <li>▸ Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.</li> </ul> |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses | Voir section 7.2                                                                                                                                                                               |
| 10.4. Conditions à éviter                  | Voir section 7.2                                                                                                                                                                               |
| 10.5. Matières incompatibles               | Voir section 7.2                                                                                                                                                                               |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux  | Voir section 5.3                                                                                                                                                                               |

## SECTION 11 Informations toxicologiques

## CanalPro™ CHX 2%

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) toxicité aiguë                          | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| b) Irritation / corrosion                  | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| c) Lésions oculaires graves / irritation   | Il existe des preuves suffisantes pour classer ce matériau comme endommageant ou irritant pour les yeux |
| d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| e) Mutagénicité                            | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| f) Cancérogénicité                         | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| g) reproducteur                            | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| h) STOT - exposition unique                | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| i) STOT - exposition répétée               | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |
| j) risque d'aspiration                     | En se basant sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.           |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Inhalé               |  |
| Ingestion            |  |
| Contact avec la peau |  |
| Yeux                 |  |
| Chronique            |  |

| CanalPro™ CHX 2%        | TOXICITÉ                                           | IRRITATION                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                         | Pas Disponible                                     | Pas Disponible                                                    |
| chlorhexidine gluconate | TOXICITÉ                                           | IRRITATION                                                        |
|                         | Intravenous (rat) LD50: 24.2 mg/kg <sup>[2]</sup>  | peau (Humain - enfant): 0.5%/2D                                   |
|                         | Oral(Rat) LD50; 2000 mg/kg <sup>[2]</sup>          | Peau: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup>     |
|                         | Subcutaneous (rat) LD50: 3320 mg/kg <sup>[2]</sup> | Yeux: effet nocif observé (dommages irréversibles) <sup>[1]</sup> |

**Légende:** 1 Valeur obtenue substances Europe de l'ECHA enregistrés de ... Toxicité aiguë 2 Valeur obtenue à partir de la fiche signalétique du fabricant, sauf les données spécifiées soient extraites du RTECS - Registre des effets toxiques des substances chimiques

|                                         |   |                           |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------|---|
| toxicité aiguë                          | ✗ | Cancérogénicité           | ✗ |
| Irritation / corrosion                  | ✗ | reproducteur              | ✗ |
| Lésions oculaires graves / irritation   | ✓ | STOT - exposition unique  | ✗ |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | ✗ | STOT - exposition répétée | ✗ |
| Mutagénicité                            | ✗ | risque d'aspiration       | ✗ |

**Légende:** ✗ – Les données pas disponibles ou ne remplissent pas les critères de classification  
 ✓ – Données nécessaires à la classification disponible

## 11.2 Informations sur les autres dangers

## 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune preuve de propriétés perturbatrices endocriniennes n'a été trouvée dans la littérature actuelle.

## 11.2.2. Autres informations

Voir La Section 11.1

## SECTION 12 Informations écologiques

## 12.1. Toxicité

| CanalPro™ CHX 2% | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce         | Valeur         | source         |
|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | Pas Disponible | Pas Disponible            | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |

| chlorhexidine gluconate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENDPOINT  | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur    | source |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50      | 48h                       | crustacés                                 | 0.045mg/L | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50      | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 0.01mg/l  | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC10(ECx) | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 0.003mg/l | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50      | 96h                       | Poisson                                   | 0.804mg/L | 2      |
| Légende: <i>Extrait de 1. Donnees de toxicite de IUCLID 2. Substances enregistrees par ECHA en Europe - informations ecotoxicologiques - Toxicite aquatique 4. Base de donnees ECOTOX de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des Etats-Unis- Donnees de toxicite aquatique 5. Donnees d'evaluation des risques aquatiques ECETOC 6. NITE (Japon) - Donnees de bioconcentration 7. METI (Japon) - Donnees de bioconcentration</i> |           |                           |                                           |           |        |

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

12.2. Persistance et dégradabilité

| Composant | Persistence: Eau/Sol                                     | Persistence: l'air                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Composant | Bioaccumulation                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

12.4. Mobilité dans le sol

| Composant | Mobilité                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

|                         | P              | B              | T              |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Des données disponibles | non disponible | non disponible | non disponible |
| PBT                     | ✗              | ✗              | ✗              |
| vPvB                    | ✗              | ✗              | ✗              |
| Critères PBT remplis?   |                |                | non            |
| vPvB                    |                |                | non            |

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune preuve de propriétés perturbatrices endocriniennes n'a été trouvée dans la littérature actuelle.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune preuve de propriétés d'épuisement de l'ozone n'a été trouvée dans la littérature actuelle.

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elimination du produit / emballage   | Éliminer les déchets conformément à la législation en vigueur.Des réglementations spécifiques à chaque payspeuvent s'appliquer. Ce produit peut être éliminé avec lesordures ménagères conformément aux règlements officielsen contact avec des entreprises agréées en charge de l'éliminationde déchets et des autorités compétentes. (Ne jeterque les emballages totalement vides.) |
| Options de traitement des déchets    | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Options d'élimination par les égouts | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SECTION 14 Informations relatives au transport

Etiquettes nécessaires

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



Polluant marin


**Transport terrestre (ADR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

|                                                             |                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification                 | N'est pas applicable              |                      |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | N'est pas applicable              |                      |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | classe                            | N'est pas applicable |
|                                                             | Danger subsidiaire                | N'est pas applicable |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | N'est pas applicable              |                      |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | N'est pas applicable              |                      |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Identification du risque (Kemler) | N'est pas applicable |
|                                                             | Code de classification            | N'est pas applicable |
|                                                             | Etiquette de danger               | N'est pas applicable |
|                                                             | Dispositions particulières        | N'est pas applicable |
|                                                             | quantité limitée                  | N'est pas applicable |
|                                                             | Catégorie de transport            | N'est pas applicable |
|                                                             | Code tunnel de restriction        | N'est pas applicable |

**Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

|                                                             |                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                            | N'est pas applicable                                          |                      |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | N'est pas applicable                                          |                      |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | Classe ICAO/IATA                                              | N'est pas applicable |
|                                                             | ICAO / IATA Danger subsidiaire                                | N'est pas applicable |
|                                                             | Code ERG                                                      | N'est pas applicable |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | N'est pas applicable                                          |                      |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | N'est pas applicable                                          |                      |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Dispositions particulières                                    | N'est pas applicable |
|                                                             | Instructions d'emballage pour cargo uniquement                | N'est pas applicable |
|                                                             | Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement                    | N'est pas applicable |
|                                                             | Instructions d'emballage pour cargo et vaisseaux passagers    | N'est pas applicable |
|                                                             | Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet                  | N'est pas applicable |
|                                                             | Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison    | N'est pas applicable |
|                                                             | Quantité Limitée Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet | N'est pas applicable |

**Transport maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES**

|                                             |                         |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 14.1. Numéro ONU                            | N'est pas applicable    |                      |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies    | N'est pas applicable    |                      |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport | Classe IMDG             | N'est pas applicable |
|                                             | IMDG Danger subsidiaire | N'est pas applicable |
| 14.4. Groupe d'emballage                    | N'est pas applicable    |                      |
| 14.5. Dangers pour l'environnement          | N'est pas applicable    |                      |

|                                                             |                            |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | N° EMS                     | N'est pas applicable |
|                                                             | Dispositions particulières | N'est pas applicable |
|                                                             | Quantités limitées         | N'est pas applicable |

#### Le transport fluvial (ADN): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

|                                                             |                            |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                            | N'est pas applicable       |                      |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | N'est pas applicable       |                      |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | N'est pas applicable       | N'est pas applicable |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | N'est pas applicable       |                      |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | N'est pas applicable       |                      |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Code de classification     | N'est pas applicable |
|                                                             | Dispositions particulières | N'est pas applicable |
|                                                             | Quantités Limitées         | N'est pas applicable |
|                                                             | Équipement requis          | N'est pas applicable |
|                                                             | Feu cônes nombre           | N'est pas applicable |

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

##### 14.7.1. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

N'est pas applicable

##### 14.7.2. Transport en vrac conformément à l'annexe V et MARPOL Code IMSBC

| Nom du produit          | Grouper        |
|-------------------------|----------------|
| chlorhexidine gluconate | Pas Disponible |

##### 14.7.3. Transport en vrac conformément aux dispositions du Code IGC

| Nom du produit          | Type de navire |
|-------------------------|----------------|
| chlorhexidine gluconate | Pas Disponible |

### SECTION 15 Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

chlorhexidine gluconate Est disponible dans les textes réglementaires suivants

Europe Inventaire douanier européen des substances chimiques

Inventaire européen CE

Union européenne - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)

#### Informations Réglementaires Supplémentaires

N'est pas applicable

Cette fiche de données de sécurité est conforme à la législation européenne suivante et de ses adaptations - dans la mesure applicable - : les directives 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Règlement (UE) 2020/878; Règlement (CE) n ° 1272/2008 mis à jour par ATPs.

#### Informations Selon 2012/18 / UE (SEVESO III):

| Seveso Catégorie | E2 |
|------------------|----|
|------------------|----|

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

#### État de l'inventaire national

| Inventaire national                                       | Statut |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Australie - AIIC / Australie non-utilisation industrielle | Oui    |
| Canada - DSL                                              | Oui    |

| Inventaire national           | Statut                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canada - NDSL                 | Non (chlorhexidine gluconate)                                                                                                                                                                                                              |
| Chine - IECSC                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Europe - EINEC / ELINCS / NLP | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Japon - ENCS                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corée - KECI                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nouvelle-Zélande - NZIoC      | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Philippines - PICCS           | Non (chlorhexidine gluconate)                                                                                                                                                                                                              |
| É.-U.A. - TSCA                | Toutes les substances chimiques de ce produit ont été désignées comme 'Actives' dans l'inventaire TSCA                                                                                                                                     |
| Taiwan - TCSI                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mexique - INSQ                | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vietnam - NCI                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Russie - FBEPH                | Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Légende:</b>               | <b>Oui = Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire</b><br><b>Non = Un ou plusieurs des ingrédients répertoriés dans le CAS ne figurent pas dans l'inventaire. Ces ingrédients peuvent être exemptés ou devront être enregistrés.</b> |

## SECTION 16 Autres informations

|                  |            |
|------------------|------------|
| date de révision | 12/04/2022 |
| date initiale    | 14/02/2022 |

### Codes pleine de risques de texte et de danger

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H318</b> | Provoque des lésions oculaires graves.                                                  |
| <b>H400</b> | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| <b>H410</b> | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### autres informations

La fiche de données de sécurité (SDS) est un outil de communication des dangers et doit être utilisée pour aider à l'évaluation des risques. De nombreux facteurs déterminent si les dangers signalés représentent des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres environnements. Les risques peuvent être déterminés en fonction des scénarios d'exposition. L'échelle d'utilisation, la fréquence d'utilisation et les contrôles techniques actuels ou disponibles doivent être pris en compte. Pour des conseils détaillés sur les équipements de protection individuels, se référer aux standards CEN de l'UE suivants :

EN 166 - Protection individuelle des yeux

EN 340 - Vêtements de protection

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

EN 13832 - Protection des chaussures contre les produits chimiques

EN 133 - Protection individuelle pour la respiration

### Définitions et abréviations

- PC—TWA: Concentration admissible - Moyenne pondérée dans le temps
- PC—STEL: Concentration admissible - Limite d'exposition à court terme
- IARC: Centre international de recherche sur le cancer
- ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
- STEL: Limite d'exposition à court terme
- TEEL: Limite d'exposition d'urgence temporaire.
- IDLH: Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé
- ES: Norme d'exposition
- OSF: Facteur de sécurité contre les odeurs
- NOAEL: Niveau sans effet indésirable observé
- LOAEL: Niveau le plus bas d'effets indésirables observés
- TLV: valeur limite du seuil
- LOD: Limite de détection
- OTV: Valeur seuil de l'odeur
- BCF: Facteurs de bioconcentration
- BEI: Indice d'exposition biologique
- DNEL: Niveau sans effet dérivé
- PNEC: Concentration prédite sans effet
- MARPOL: Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
- IMSBC: Code maritime international des cargaisons solides en vrac
- IGC: Code international des navires transportant des gaz liquéfiés
- IBC: Code international des produits chimiques en vrac
- AIIC: Inventaire australien des produits chimiques industriels
- DSL: Liste des substances domestiques

- NDSL: Liste des substances non domestiques
- IECSC: Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
- EINECS: Inventaire Européen des Substances Chimiques Commerciales Existantes
- ELINCS: Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées
- NLP: Non plus des polymères
- ENCS: Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
- KECI: Inventaire coréen des produits chimiques existants
- NZIoC: Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande
- PICCS: Inventaire philippin des produits et substances chimiques
- TSCA: loi sur le contrôle des substances toxiques
- TCSI: Inventaire des substances chimiques de Taïwan
- INSQ: Inventaire national des substances chimiques
- NCI: Inventaire national des produits chimiques
- FBEPH: Registre russe des substances chimiques et biologiques potentiellement dangereuses

Alimenté par AuthorITe, de Chemwatch.