# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Diese Version: 3.0 ersetzt Version 2.0 vom 18.05.2017

Überarbeitet: 01.07.2024

Ausgabedatum/Druckdatum: 01.07.2024

#### Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: ARROW TRAXX ®

Bestell-Nr. (REF): ATR2150

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, ... Modell-Composit für intra- und extraorale Anwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: R-dental Dentalmaterialien GmbH

Winterhuder Weg 88 D-22085 Hamburg Deutschland

Tel.: +49-(0)40-30 70 70 73-0 Fax: +49-(0)40-30 70 70 73-73 E-mail: <u>info@r-dental.com</u> Web: <u>www.r-dental.com</u>

1.4 Notrufnummer R-dental Dentalerzeugnisse GmbH,

Tel.: +49-(0)40-30 70 70 73-0

## Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen

Verursachen

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung

Siehe Abschnitt 15.

2.2 Kennzeichnungselemente

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft

und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme:



Signalwort: Achtung

Zusätzliche Angaben:

2.3 Sonstige Gefahren Reizt Augen und Haut. Kontakt mit Haut und Augen

muß vermieden werden.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe Nicht zutreffend.

3.2 Gemische Gemisch aus poly- und difunktionellen Methacrylaten,

Bariumglasfüllern, fein dispergiertes Siliciumdioxid,

Katalysatoren, Stabilisatoren und Pigmenten.

Zusätzliche Hinweise: Keine.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frische Luft einatmen. Gegebenenfalls Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt: Bei offenem Lidspalt mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen. Aspirationsgefahr,

Atemwege freihalten.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende

Symptome und Wirkungen Siehe Unterabschnitt 4.1. Im Zweifel Arzt aufsuchen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder

Spezialbehandlung Siehe Unterabschnitt 4.1.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: CO<sub>2</sub>, Schaum, Trockenlöschmittel, Pulver, Sand.

Ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch

ausgehende Gefahren Keine bekannt.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung Entsprechende Schutzmaßnahmen im Umgang

mit "Geeigneten Löschmitteln", siehe Unterabschnitt 5.1.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen,

Schutzausrüstungen und in Notfällen

anzuwendende Verfahren Siehe Unterabschnitt 4.1.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen Unausgehärtetes Material nicht mit der Umwelt

in Kontakt kommen lassen. Nicht in die Kanalisation und

ins Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material

für Rückhaltung und Reinigung Mit absorbierenden Materialien aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Siehe Abschnitt 13.

**Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung** 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Darf nur von Zahnärzten, Zahntechnikern und/oder

> autorisiertem Personal angewendet werden. Nur abseits von Lebensmitteln handhaben.

Bei der Verwendung weder essen, trinken oder rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter

Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Trocken, bei Raumtemperatur oder kühl und lichtgeschützt

und abseits von Lebensmitteln lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen Lagerung möglichst kühl und lichtgeschützt unter 25 °C.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter Das Gemisch enthält keine relevanten Mengen von Stoffen

> mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. Gute Belüftung ist ausreichend.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Keine.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berufsübliche Hygienemaßnahmen einhalten.

> Nach Arbeiten mit dem Produkt Hände waschen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Schutzmaßnahmen sind abhängig von der Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Augen-/Gesichtsschutz: Dichtschließende Schutzbrille tragen. Hautschutz:

Schutzhandschuhe tragen. Handelsübliche

Schutzhandschuhe bieten keinen ausreichenden Schutz gegen sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten. Handschuhqualitäten können unterschiedlich sein und sind vor Gebrauch zu testen. Die Durchdringungszeiten des

Handschuhmaterials können beim

Schutzhandschuhhersteller erfragt werden.

Atemschutz: Nicht zutreffend.

Keine. Thermische Gefahren:

Umweltexposition: Siehe Unterabschnitt 6.2.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aussehen: Paste aa) Farbe: Weiß-opak. Geruchlos. b) Geruch: Nicht bestimmt. c) Geruchsschwelle:

d) pH-Wert: Neutral.

e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
f) Siedebeginn und Siedebereich:
g) Flammpunkt:
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Nicht zutreffend.

h) Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht zutreffend.
i) Entzündbarkeit: Nicht zutreffend.

j) obere/untere Entzündbarkeits-

oder Explosionsgrenzen
k) Dampfdruck:
Vernachlässigbar.
l) Dampfdichte:
Nicht zutreffend.
Vernachlässigbar.
Nicht zutreffend.
1,24 g/cm³ (20 °C).

n) Löslichkeit(en):

Wasserlöslichkeit: Fast unlöslich.

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit: Gering löslich in Toluol und organischen Lösungsmitteln.

o) Verteilungskoeffizient:

p) Selbstentzündungstemperatur:
q) Zersetzungstemperatur.
r) Viskosität:
s) explosive Eigenschaften:
t) oxidierende Eigenschaften:
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.

9.2 Sonstige Angaben Keine.

#### Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Siehe Abschnitt 2.

10.2 Chemische Stabilität Stabil bei Lagerung möglichst kühl und lichtgeschützt

unter 25 °C unter Beachtung des Haltbarkeitsdatums.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Reagiert in Gegenwart von Peroxiden, Metallpulvern und

Radikalstartern.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze und direktes Sonnenlicht. Kontakt mit Peroxiden,

Metallpulver, Gummi und verschiedenen Kunststoffen und

Radikalstartern.

10.5 Unverträgliche Materialien Siehe 10.4.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine unter normalen Lager- und

Handhabungsbedingungen.

### Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

a) akute Toxizität: Nicht toxisch.

b) Reizung: Allergische Reaktionen bei dauernder Exposition

zu Methacrylaten sind möglich, siehe Unterabschnitt 2.3.

c) Ätzwirkung: Nicht zutreffend.

d) Sensibilisierung:
e) Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Nicht bekannt.
f) Karzinogenität:
Nicht bekannt.
g) Mutagenität:
Nicht bekannt.
h) Reproduktionstoxizität:
Nicht bekannt.

Toxikologische Prüfungen: Keine.

Erfahrungen aus der Praxis: Keine Gefahren bekannt; reizend am Auge.

Angaben zu den Inhaltsstoffen: Zusätzliche toxikologische

Informationen:

Siehe Abschnitt 3.

Die Erfahrung zeigt bei sachgemäßer Handhabung durch autorisiertes Personal keine gesundheitlichen Gefährdungen. Bisher sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei der Anwendung des Materials

beobachtet worden.

Abschnitt 12: Umweltspezifische Angaben

12.1 Toxizität Nicht unverdünnt in Gewässer, Abwasser oder Erde

gelangen lassen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotential Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT- und

vPvB-Beurteilung Nicht zutreffend.

12.6 Andere schädliche Wirkungen Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind

keine umweltspezifischen Probleme zu erwarten.

**Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung** 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Restliches Material kann je nach örtlicher, kommunaler

Nicht bekannt.

oder staatlicher Vorschrift entsorgt werden.

Abfallschlüssel gemäß

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):

Verunreinigte Verpackung: Kann je nach örtlicher, kommunaler

oder staatlicher Vorschrift entsorgt werden.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Gereinigte Verpackung: Kann je nach örtlicher, kommunaler

oder staatlicher Vorschrift entsorgt werden.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

**Abschnitt 14: Angaben zum Transport** 

14.1 UN-Nummer Entfällt.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Entfällt.

14.3 Transportgefahrenklassen Entfällt.

Landtransport ADR/RID Nicht notwendig, kein Gefahrgut.

Klasse: Entfällt.
Gefahrennummer (Kemler-Zahl): Entfällt.
Klassifizierungscode: Entfällt.
Bezeichnung des Gutes: Entfällt.
Gefahrauslöser: Entfällt.

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee Nicht notwendig, kein Gefahrgut.

Klasse: Entfällt.
EmS-Nr.: Entfällt.
Bezeichnung des Gutes: Entfällt.
Gefahrauslöser: Entfällt.
Label: Entfällt.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR Nicht notwendig, kein Gefahrgut.

Klasse: Entfällt.
Bezeichnung des Gutes: Entfällt.
Gefahrauslöser: Entfällt.
Label: Entfällt.

14.4 Verpackungsgruppe Entfällt.

14.5 Umweltgefahren Siehe Unterabschnitt 2.3.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen

für den Verwender Nicht notwendig, kein Gefahrgut.

Kemler-ZahlEntfällt.EMS-Nr.Entfällt.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78

und gemäß IBC-Code Nicht zutreffend.

Die Transportvorschriften sind gemäß den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie in Deutschland angewendet werden, angegeben. Abweichungen in anderen

Ländern sind nicht berücksichtigt.

#### Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

für den Stoff oder das Gemisch ARROW TRAXX ® ist ein Klasse IIa-Medizinprodukt

gemäß Anhang IX, Kapitel I und III der Verordnung (EU)

2017/745 (MDR).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Nein.

EU-Vorschriften: Entfällt.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung).

Technische Anleitung Luft (TA Luft):

Störfallverordnung:

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

Beschäftigungsbeschränkungen:

Nicht zutreffend.

#### **Abschnitt 16: Sonstige Angaben**

a) Änderungen gegenüber der letzten Fassung: Erstellung des Sicherheitsdatenblatts gemäß

1907/2006/EG, Artikel 31.

b) Legende für Abkürzungen etc.:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure Hazard Category 3

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

c) Literaturangaben: Nicht zutreffend.

d) Methode für Einstufungen. Nicht zutreffend.

e) Relevante Sätze, auf die Bezug genommen wird:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger

Wirkung.

f) Schulungshinweise: Nicht zutreffend.

Datenblattausstellender Bereich: R-dental Dentalerzeugnisse GmbH, Hamburg.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Anwender oben genannter Produkte sollten sich selbst davon überzeugen, daß die gegebenen Informationen für die entsprechenden Anwendungsbereiche zutreffen.

Erstellt von: Dr. Andreas Sprafke, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.