

**Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 1 van 10

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1. Productidentificatie**

Adhesive Remover

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Gebruik van de stof of het mengsel**

Wasmiddel volgens Verordening (EG) nr. 648/2004.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|           |                          |                             |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Firma:    | Kettenbach GmbH & Co. KG |                             |
| Weg:      | Im Heerfeld 7            |                             |
| Plaats:   | D-35713 Eschenburg       |                             |
| Telefoon: | + 49(0) 2774/705-0       | Telefax: +49 (0)2774/705-66 |
| E-mail:   | info@kettenbach.com      |                             |
| Internet: | www.kettenbach.com       |                             |
| Bereik:   | R&D                      |                             |

**Bijkomend advies**

Hulpmiddel voor tandheelkundige technologie voor het verwijderen van materialen op siliconenbasis.

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

**2.2. Etiketteringselementen**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Signaalwoord:** Waarschuwing

**Pictogrammen:**



**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

**Voorzorgsmaatregelen**

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
| P233           | In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                                                                |
| P280           | Draag beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming.                                                                               |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P501           | Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/regionale/nationale internationale voorschriften.                                                   |

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.1. Stoffen**

# **Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## **Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 2 van 10

### **Gevaarlijke bestanddelen**

| CAS-Nr.  | Stofnaam                                  |           |                   | Hoeveelheid |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|          | EG-Nr.                                    | Index-Nr. | REACH-Nr.         |             |
|          | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) |           |                   |             |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate                         |           |                   | 100 %       |
|          | 203-311-1                                 |           | 01-2119943044-45- |             |
|          | Flam. Liq. 3; H226                        |           |                   |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

### **Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.  | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                       | Hoeveelheid |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                            |             |
| 105-58-8 | 203-311-1 | Diethyl carbonate                                                                              | 100 %       |
|          |           | inhalatief: LC50 = 19,5 mg/l (dampen); dermaal: Ontbrekende gegevens; oraal: LD50 = 4876 mg/kg |             |

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

#### **Algemeen advies**

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

#### **Bij inademing**

NA INADEMING: Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
Voor frisse lucht zorgen.

#### **Bij aanraking met de huid**

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/of afdouchen.

#### **Bij aanraking met de ogen**

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

#### **Bij inslikken**

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
Onmiddellijk mond spoelen en 1 glas water drinken.

### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Ademhalingsklachten.  
Duizeligheid.  
Misselijkheid.

### **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Geschikt voor alle standaard blusmiddelen..

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Geen bekend.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels.

**Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 3 van 10

In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide, Koolmonoxide.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenczone verwijderen.

Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Algemene informatie**

Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Ontploffingsgevaar.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies voor veilig hanteren**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

**Bijkomend advies**

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Alleen in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele plaats.

Verijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Verijderd houden van warmte.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Gevoelig tegen vochtigheid.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Afgezien van het gebruik vermeld in sectie 1.2, zijn er geen andere specifieke toepassingen voorzien.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

## Adhesive Remover

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 4 van 10

### 8.1. Controleparameters

#### Bijkomend advies voor grenswaarden

Bevat geen stoffen met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Veiligheidsbril.

##### Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen.

##### Bescherming van de huid

Beschermende kleding.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

##### Thermische gevaren

Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

##### Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Ontploffingsgevaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fysische toestand: | Vloeibaar                          |
| Kleur:             | kleurloos                          |
| Geur:              | als ether; mild en niet persistent |
| Geurdrempelwaarde: | Geen gegevens beschikbaar          |

|                                           |                           | Methode         |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Smeltpunt/vriespunt:                      | -43 °C                    |                 |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 126 °C                    |                 |
| Ontvlambaarheid:                          | Brandbaar                 | ISO 10156       |
| Onderste ontploffingsgrens:               | 1,4 vol. %                |                 |
| Bovenste ontploffingsgrens:               | 11,0 vol. %               |                 |
| Vlampunt:                                 | 25 °C                     | DIN EN ISO 2719 |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              | 445 °C                    |                 |
| Ontledingstemperatuur:                    | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| pH:                                       | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 20 °C)    | 0,816 mm²/s               | OECD 114        |
| Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C)           | 18,8 g/L                  |                 |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     | Geen gegevens beschikbaar |                 |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 5 van 10

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Oplossingssnelheid:                    | Geen gegevens beschikbaar     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | 1,21                          |
| Dispersiestabiliteit:                  | Geen gegevens beschikbaar     |
| Dampspanning:<br>(bij 23.8 °C)         | 13 hPa                        |
| Dampspanning:<br>(bij 37.8 °C)         | 79 hPa                        |
| Dichtheid:                             | 0,975 g/cm <sup>3</sup>       |
| Bulkdichtheid:                         | Niet toepasbaar.              |
| Deeltjeskenmerken:                     | (Vloeistof ) Niet toepasbaar. |

**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen****Ontploffingseigenschappen**

Vorming van explosieve damp/lucht-mengsels is mogelijk.

**Oxiderende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Damp/lucht-mengsels zijn explosief bij intense opwarming.

**10.2. Chemische stabiliteit**

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Exotherme reactie met:

Oxiderend middel, sterk

Reducerend middel, sterk

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Tegen vocht beschermen.

Verwarming.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

verschillende Kunststoffen

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Ontledingsproducten in geval van brand: zie sectie 5.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

LD50 Oraal (rat, mannelijk): &gt;4,876 mg/kg Opmerkingen: (ECHA)

Inademing: Geen gegevens beschikbaar

Huid: Geen gegevens beschikbaar

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Adhesive Remover

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 6 van 10

| CAS-Nr.  | Stofnaam             |                      |       |      |         |
|----------|----------------------|----------------------|-------|------|---------|
|          | Blootstellingsroute  | Dosis                | Soort | Bron | Methode |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate    |                      |       |      |         |
|          | oraal                | LD50 4876 mg/kg      | Rat   | ECHA |         |
|          | dermaal              | Ontbrekende gegevens |       |      |         |
|          | inademing (4 h) damp | LC50 19,5 mg/l       | Rat   | ECHA |         |

#### Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie (konijn): Resultaat: Geen huidirritatie (24 u) Opmerkingen: (ECHA)

#### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/irritatie (konijn): Resultaat: Geen oogirritatie (8 dagen) Opmerkingen: (ECHA), Sensibilisatie van de luchtwegen of huid: Lokale lymfkliertest (LLNA): Muis: Resultaat: Geen huidsensibilisatie (OESO-testrichtlijn 429).

#### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen: Type test: Ames-test: Testsysteem: Escherichia coli/Salmonella typhimurium:

Metabole activering: met en zonder metabole activering: Methode: OESO-testrichtlijn 471: Resultaat: negatief |

Type test: Micronucleus-test: Testsysteem: Menselijke lymfocyten: Metabole activering: met en zonder

metabole activering: Methode: OESO-testrichtlijn 487: Resultaat: positief | Type test: Micronucleustest: Soort:

Muis: Celtype: Beenmerg: Toedieningsweg: Intraveneus: Methode: OESO-testrichtlijn 474: Resultaat: negatief

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen gegevens beschikbaar

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen gegevens beschikbaar

#### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen gegevens beschikbaar

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

De stof of het mengsel bevat geen bestanddelen die beschouwd worden als stoffen met hormoonontregelende eigenschappen volgens REACH artikel 57(f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in niveaus van 0,1% of hoger.

#### Overige informatie

Toxiciteit bij herhaalde toediening (rat; mannetjes en vrouwtjes; oraal; 90 - 91 dagen): NOAEL (dosis waarbij geen nadelige gezondheidseffecten werden waargenomen): 1.000 mg/kg

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit voor algen: statische test ErC50 - Desmodesmus subspicatus (groene alg): >100 mg/l - 72 uur

(OESO-testrichtlijn 201)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Adhesive Remover

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 7 van 10

Toxiciteit voor bacteriën: statische test NOEC - Desmodesmus subspicatus (groene alg):  $\geq 100$  mg/l - 72 h (OESO-testrichtlijn 201)

| CAS-Nr.  | Stofnaam              |       |           |       |                         |          |
|----------|-----------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|
|          | Aquatische toxiciteit | Dosis | [h]   [d] | Soort | Bron                    | Methode  |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate     |       |           |       |                         |          |
|          | Acute algentoxiciteit | ErC50 | 100 mg/l  | 72 h  | Desmodesmus subspicatus | OESO 201 |
|          | Algentoxiciteit       | NOEC  | 100 mg/l  | 3 d   | Desmodesmus subspicatus | OESO 201 |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid: Resultaat: 75 % - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. (Verordening (EG) nr. 440/2008, bijlage, C.4-D)

| CAS-Nr.  | Stofnaam                                                  |        |    |      |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|--|
|          | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |  |
|          | Beoordeling                                               |        |    |      |  |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate                                         |        |    |      |  |
|          | Regulation (EC) Nr. 440/2008, Appendix, C.4-D             | 75     | 27 |      |  |
|          | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |  |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.  | Stofnaam          | Log Pow |
|----------|-------------------|---------|
| 105-58-8 | Diethyl carbonate | 1,21    |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Deze stof heeft geen hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen).

De afvalcode moet worden vastgesteld in overleg met het verwijderingsbedrijf of de bevoegde autoriteit.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/regionale/nationale internationale voorschriften.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 2366

#### 14.2. Juiste ladingnaam

DIETHYLCARBONAAT

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Adhesive Remover

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 8 van 10

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

3

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

Etiketten:

3



Classificatiecode:

F1

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

Transportcategorie:

3

Gevarencode:

30

Code tunnelbeperking:

D/E

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2366

**14.2. Juiste ladingnaam**

DIETHYLCARBONAAT

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

3

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

Etiketten:

3



Classificatiecode:

F1

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2366

**14.2. Juiste ladingnaam**

DIETHYL CARBONATE

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

3

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

Etiketten:

3



Bijzondere Bepalingen:

-

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

Toegelaten hoeveelheid:

E1

EmS:

F-E, S-D

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

UN 2366

**14.2. Juiste ladingnaam**

DIETHYL CARBONATE

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

3

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

Etiketten:

3

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 9 van 10



|                                        |      |       |
|----------------------------------------|------|-------|
| Beperkte hoeveelheid (LQ)              | 10 L |       |
| Passenger:                             |      |       |
| Passenger LQ:                          | Y344 |       |
| Toegelaten hoeveelheid:                | E1   |       |
| IATA-Packing instruction - Passenger:  |      | 355   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: |      | 60 L  |
| IATA-Packing instruction - Cargo:      |      | 366   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:     |      | 220 L |

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40

Oplysniger til Richtlijn 2012/18/EU  
(SEVESO III):

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

**Informatie over nationale regelgeving****15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor deze stof heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Datum van voorbereiding / Herzien op: 19/11/2025

Versienummer: 1,01

Vervangt versienummer: 1,00 (21/10/2024)

**Afkortingen en acroniemen**

ATE: Schatting acute toxiciteit. CAS: Chemical Abstracts Service. CFR: Code of Federal Regulations. DNEL:

Afgeleide dosering zonder effect EC50: 50% van de maximaal effectieve concentratie. FDA: Food and Drug

Administration. GHS: Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem. IATA: Internationale vereniging voor luchtvervoer.

ICAO: Technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht. IMDG:

Internationale maritieme gevaarlijke goederen. LC50: Dodelijke concentratie tot 50% van een testpopulatie.

LD50: Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (mediaan letale dosis). NOAEL: No Observed Adverse

Effect Level (niveau waarbij geen schadelijk effect wordt waargenomen). PBT: Persistente, bioaccumulerende

en toxische stof. PEL: Toegestane Blootstellingslimiet. PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect. REL:

Aanbevolen blootstellingslimiet. STOT RE: Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling. STOT SE:

Specifieke Doelorgaan toxiciteit - Herhaalde Blootstelling. TWA: 8-uurs tijdgewogen gemiddelden (grenswaarde

voor langdurige blootstelling). US OSHA: US Occupational Safety and Health Administration. vPvB: Zeer  
persistent en zeer bioaccumulerend.

**Adhesive Remover**

Datum van herziening: 19.11.2025

Pagina 10 van 10

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

De gegevens voor de gevaarlijke bestanddelen zijn respectievelijk overgenomen uit de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad van de onderaannemer.

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H226                      Ontvlambare vloeistof en damp.

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.