

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 07.03.2024 Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: **Ivoclean**
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Emploi de la substance / de la préparation Pâte de nettoyage extra-oral pour les restaurations indirectes
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:  
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstrasse 2  
9494 Schaan  
PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN  
  
Tel: +423 235 35 35  
Fax: +423 235 33 60
- Service chargé des renseignements:  
Regulatory Affairs  
sds@ivoclar.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence +423 / 235 33 13 (Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan, Liechtenstein)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Skin Corr. 1A H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- Pictogrammes de danger  
  
GHS05
- Mention d'avertissement Danger
- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:  
hydroxyde de sodium
- Mentions de danger  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- Conseils de prudence  
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.  
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 1)

- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Mélanges**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

- **Composants dangereux:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 1310-73-2<br>EINECS: 215-185-5<br>Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx | hydroxyde de sodium<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$<br>Skin Corr. 1B; H314: $2\% \leq C < 5\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $0,5\% \leq C < 2\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$ | 1-<2% |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **Après inhalation:**  
Veiller à l'apport d'air frais.  
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:**  
Laver immédiatement à l'eau.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- **Après ingestion:**  
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.  
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

FR

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
La manipulation de ce produit doit être réservée au personnel convenablement formé.  
Exclusivement réservé à l'usage dentaire.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Ne conserver que dans le fût d'origine.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### · 8.1 Paramètres de contrôle

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| CAS: 1310-73-2 hydroxyde de sodium |
|------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| VME Valeur à long terme: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------|

#### · Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### · 8.2 Contrôles de l'exposition

- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Une hygiène adéquate est à respecter.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

(suite page 4)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 3)

- **Protection respiratoire:**

N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

- **Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:** Filtre P (EN 143)

- **Protection des mains:**



Gants de protection (EN 374)

Après l'utilisation de gants, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau.

- **Matériau des gants**

Caoutchouc naturel (Latex)

Caoutchouc chloroprène

Caoutchouc nitrile

Butylcaoutchouc

Caoutchouc fluoré (Viton)

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- **Temps de pénétration du matériau des gants**

Valeur pour la perméabilité: taux 6 (> 480 Min.)

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

- **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques (EN 166)

- **Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- **Indications générales**

- **Couleur:** Violet

- **Odeur:** Caractéristique

- **Seuil olfactif:** Non déterminé.

- **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.

- **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** Non déterminé.

- **Limites inférieure et supérieure d'explosion** Non déterminé.

- **Inférieure:** Non déterminé.

- **Supérieure:** Non déterminé.

- **Point d'éclair** Non applicable.

- **pH à 20 °C** 13

- **Viscosité:**

- **Viscosité cinématique** Non déterminé.

- **Dynamique:** Non déterminé.

- **Solubilité**

- **l'eau:** Entièrement miscible

- **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** Non déterminé.

- **Pression de vapeur:** Non déterminé.

- **Densité et/ou densité relative**

- **Densité à 20 °C:** 1,0344 g/cm<sup>3</sup>

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 4)

|                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · <b>Densité relative</b>                                                                                        | Non déterminé.                                     |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                      | Non déterminé.                                     |
| · <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                 | Pas d'autres informations importantes disponibles. |
| · <b>Aspect:</b>                                                                                                 |                                                    |
| · <b>Forme:</b>                                                                                                  | Liquide                                            |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                                    |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.         |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.                     |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                                    |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non déterminé.                                     |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                  |                                                    |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                      | néant                                              |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                        | néant                                              |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                | néant                                              |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                          | néant                                              |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                       | néant                                              |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                   | néant                                              |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                           | néant                                              |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                     | néant                                              |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                  | néant                                              |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                          | néant                                              |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                   | néant                                              |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                            | néant                                              |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                                                     | néant                                              |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                                            | néant                                              |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                                                    | néant                                              |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                                                        | néant                                              |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                                              | néant                                              |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** Stable dans les conditions normales de stockage et de manipulation.
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucun, dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Provoque de graves lésions des yeux.

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 5)

- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| · <b>Propriétés perturbant le système endocrinien</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Aucun des composants n'est compris. |
|-------------------------------------|

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.  
Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une augmentation de la valeur du pH. Une valeur du pH élevée est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH est réduite considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Acheminer dans une décharge agréée ou dans une usine d'incinération de déchets, en observant les prescriptions des autorités locales.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| · <b>Catalogue européen des déchets</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
|--------------------------------------------------------------------------------|

(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 6)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

- |                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification                                        |                                                                                                                                |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                                           | UN1824                                                                                                                         |
| · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU                                 |                                                                                                                                |
| · ADR/RID/ADN                                                                       | 1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION<br>mélange                                                                                |
| · IMDG, IATA                                                                        | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION                                                                                                      |
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                        |                                                                                                                                |
| · ADR/RID/ADN                                                                       |                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                |
| · Classe                                                                            | 8 (C5) Matières corrosives.                                                                                                    |
| · Étiquette                                                                         | 8                                                                                                                              |
| · IMDG, IATA                                                                        |                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                |
| · Class                                                                             | 8 Matières corrosives.                                                                                                         |
| · Label                                                                             | 8                                                                                                                              |
| · 14.4 Groupe d'emballage                                                           |                                                                                                                                |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                                           | III                                                                                                                            |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement                                                 |                                                                                                                                |
| · Marine Pollutant:                                                                 | Non                                                                                                                            |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                        | Attention: Matières corrosives.                                                                                                |
| · Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):                                | 80                                                                                                                             |
| · No EMS:                                                                           | F-A,S-B                                                                                                                        |
| · Segregation groups                                                                | (SGG18) Alkalis                                                                                                                |
| · Stowage Category                                                                  | A                                                                                                                              |
| · Segregation Code                                                                  | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids                                                                                          |
| · 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI             | Non applicable.                                                                                                                |
| · Indications complémentaires de transport:                                         |                                                                                                                                |
| · ADR/RID/ADN                                                                       |                                                                                                                                |
| · Quantités limitées (LQ)                                                           | 5L                                                                                                                             |
| · Quantités exceptées (EQ)                                                          | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.03.2024    Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 05.03.2024

**Nom du produit: Ivoclean**

(suite de la page 7)

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Catégorie de transport</b>         | 3                                                                                                                |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b> | E                                                                                                                |
| · <b>IMDG</b>                           |                                                                                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>        | 5L                                                                                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>       | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>     | UN1824, HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION<br>mélange, 8, III                                                       |

### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
- **Numéro de la version précédente: 4**
- **Acronymes et abréviations:**  
IMO: International Maritime Organization  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A  
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
- **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**