

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 22.09.2023 Date de révision: 22.09.2023 Remplace la fiche: 31.01.2023 Version: 2.2  
N° FDS: 00056-0307

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

## 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : Stabimed fresh  
UFI : Q0HV-F71Q-M00S-YXQ7

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

## 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Désinfectant pour instruments  
(Pour usage professionnel)

## 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

## Fabricant

B. Braun Medical AG  
Seesatz 17  
CH-6204 Sempach  
Suisse  
T +41 (0) 58 / 258 50 00  
[info.bbmch@bbraun.com](mailto:info.bbmch@bbraun.com)

## Fournisseur

B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun-Straße 1  
D-34212 Melsungen  
Allemagne  
T +49(0) 5661 / 71-4422  
[logistics.service@bbraun.com](mailto:logistics.service@bbraun.com)

Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la FDS: [sds@gbk-ingelheim.de](mailto:sds@gbk-ingelheim.de)

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

| Pays   | Organisme/Société | Adresse                        | Numéro d'urgence        | Commentaire                                                                    |
|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Suisse | Tox Info Suisse   | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich | 145<br>+41 44 251 51 51 | (de l'étranger : +41 44<br>251 51 51) Cas non-<br>urgents: +41 44 251<br>66 66 |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

## Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 3 H226  
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302  
Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B H314  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 H372  
Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 H400  
Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 H411  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs inflammables. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Contient

alcool gras-polyglycoléther; Propan-1-ol; propanediamine de lauroyle

Mentions de danger (CLP)

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP)

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau /Se doucher.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

Etiquetage selon: exemption pour les conditionnements d'une capacité de 125 ml ou moins

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Composants dangereux

alcool gras-polyglycoléther; Propan-1-ol; propanediamine de lauroyle

Mentions de danger (CLP)

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence (CLP)

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau /Se doucher.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

### 2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

Remarques : Concentré alcaline avec alkylamines et d'agents tensioactifs non ioniques

| Nom                         | Identificateur de produit                                                                   | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alcool gras-polyglycoléther | N° CAS: 127036-24-2<br>N° CE: 603-182-5                                                     | 15 - 30 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Eye Dam. 1, H318                                                                  |
| propanediamine de lauroyle  | N° CAS: 5538-95-4<br>N° CE: 226-902-6<br>N° REACH: 01-2120862678-37                         | 20      | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Propan-1-ol                 | N° CAS: 71-23-8<br>N° CE: 200-746-9<br>N° Index: 603-003-00-0<br>N° REACH: 01-2119486761-29 | 5 - 15  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336                                                                                                     |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Les indications de point 4, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise consulter un médecin. |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante. Appeler un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Laver immédiatement à l'eau abondante (pendant au moins 20 minutes), y compris sous les paupières. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                        |
| Premiers soins après ingestion            | : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Provoque de graves brûlures.                                                                                   |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Lésions oculaires graves.                                                                                      |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Nocif en cas d'ingestion.                                                                                      |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse résistant à l'alcool. Eau pulvérisée. Poudre sèche. Dioxyde de carbone.  
Agents d'extinction non appropriés : eau abondante en jet.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs inflammables.  
Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. Formation possible de mélanges vapeur/air explosifs.  
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Gaz nitreux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Refroidissez les récipients dangereux avec un jet d'eau pulvérisée.  
Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé.  
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.  
Autres informations : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8: "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Endiguer et contenir le produit renversé.  
Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.  
Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Mesures techniques : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- Conditions de stockage : Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Matières incompatibles : Acides forts. matières comburantes.
- Informations sur le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 1.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Propan-1-ol (71-23-8)                                 |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                         |
| Nom local                                             | n-Propanol / n-Propanol |
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 500 mg/m <sup>3</sup>   |
| MAK (OEL TWA) [2]                                     | 200 ppm                 |
| Toxicité critique                                     | VRS, Yeux               |
| Notation                                              | R                       |
| Remarque                                              | INRS, NIOSH             |
| Référence réglementaire                               | www.suva.ch, 01.01.2023 |

##### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

| Méthode de monitoring               |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Méthode de monitoring               | Pas de méthode d'échantillonnage de l'exposition disponible. |
| Méthodes de surveillance biologique | Pas de méthode d'échantillonnage de l'exposition disponible  |

##### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.1.4. DNEL et PNEC

| Propan-1-ol (71-23-8)                      |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                   |                                  |
| Aiguë - effets locaux, inhalation          | 1723 mg/m <sup>3</sup>           |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 136 mg/kg de poids corporel/jour |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

| Propan-1-ol (71-23-8)                         |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 268 mg/m³                       |
| DNEL/DMEL (Population générale)               |                                 |
| Aiguë - effets locaux, inhalation             | 1036 mg/m³                      |
| A long terme - effets systémiques, orale      | 61 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 80 mg/m³                        |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 81 mg/kg de poids corporel/jour |
| PNEC (Eau)                                    |                                 |
| PNEC aqua (eau douce)                         | 10 mg/l                         |
| PNEC aqua (eau de mer)                        | 1 mg/l                          |
| PNEC (Sédiments)                              |                                 |
| PNEC sédiments (eau douce)                    | 22,8 mg/kg poids sec            |
| PNEC sédiments (eau de mer)                   | 2,28 mg/kg poids sec            |
| PNEC (Sol)                                    |                                 |
| PNEC sol                                      | 2,2 mg/kg poids sec             |
| PNEC (STP)                                    |                                 |
| PNEC station d'épuration                      | 96 mg/l                         |

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Les indications de point 8, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Flacon de lavage oculaire avec de l'eau propre (EN 15154)

| Protection oculaire              |                        |                  |        |
|----------------------------------|------------------------|------------------|--------|
| Type                             | Champ d'application    | Caractéristiques | Norme  |
| Lunettes de protection. (EN 166) | Risque d'éclaboussures |                  | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

| Protection de la peau et du corps         |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Type                                      | Norme       |
| Vêtements de protection à manches longues | EN ISO 6530 |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### Protection des mains:

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire. Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs

| Protection des mains                                  |                   |                   |                |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                                                  | Matériau          | Perméation        | Epaisseur (mm) | pénétration | Norme      |
| Gants de protection résistants aux produits chimiques | Caoutchouc butyle | 6 (> 480 minutes) | 0,7            |             | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

| Protection des voies respiratoires                    |                                                                 |           |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Appareil                                              | Type de filtre                                                  | Condition | Norme    |
| Appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz | Type A - Composés organiques à point d'ébullition élevé (>65°C) |           | EN 14387 |

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Autres informations:

Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit. Éviter le contact avec les yeux.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                                                                    |
| Couleur                                        | : Bleu-vert.                                                                                 |
| Apparence                                      | : Liquide.                                                                                   |
| Odeur                                          | : parfumée.                                                                                  |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                                                             |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                                                                             |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                                                             |
| Point d'ébullition                             | : > 89 °C                                                                                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)                   | : Non applicable                                                                             |
| Propriétés explosives                          | : Le produit n'est pas explosif. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. |
| Propriétés comburantes                         | : Non oxydant.                                                                               |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : 2,1 vol %                                                                                  |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Pas disponible                                                                             |
| Point d'éclair                                 | : 36 °C DIN 51755                                                                            |
| Température d'auto-inflammation                | : > 400 °C                                                                                   |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                                                             |
| pH                                             | : 9,8 – 10,3 Concentré                                                                       |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                                                                             |
| Solubilité                                     | : Eau: Miscible                                                                              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                                                             |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                                                                             |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                                                             |
| Masse volumique                                | : 0,97 – 0,99 g/cm³ (20°C)                                                                   |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

Densité relative : Pas disponible  
Densité relative de vapeur à 20°C : Pas disponible  
Caractéristiques d'une particule : Non applicable

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 5 – 15 %  
Teneur en solvant : 5 - 15 %

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec: Acides. matières comburantes.

### 10.4. Conditions à éviter

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense. Le chauffage peut dégager des vapeurs qui peuvent s'enflammer.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Agent oxydant.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pendant l'incendie, il peut se produire: Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Vapeurs nitreuses.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion.  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| Stabimed fresh                         |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ETA CLP (voie orale)                   | 1666,667 mg/kg de poids corporel                                      |
| Propan-1-ol (71-23-8)                  |                                                                       |
| DL50 orale rat                         | > 8000 mg/kg                                                          |
| DL50 cutanée lapin                     | 4032 mg/kg                                                            |
| CL50 Inhalation - Rat                  | > 33 mg/l 4 h                                                         |
| propanediamine de lauroyle (5538-95-4) |                                                                       |
| DL50 orale rat                         | 200 mg/kg (méthode OCDE 423)                                          |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée   | : Provoque de graves brûlures de la peau.<br>pH: 9,8 – 10,3 Concentré |



# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

|                                                                             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 9,8 – 10,3 Concentré                                     |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Cancérogénicité                                                             | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité pour la reproduction                                               | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| Propan-1-ol (71-23-8)                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

|                                                                              |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| propanediamine de lauroyle (5538-95-4)                                       |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger par aspiration | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien | : Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 11.2.2. Autres informations

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles | : A forte concentration les vapeurs peuvent provoquer une narcose, L'ingestion peut provoquer un irritation de l'appareil digestif, des nausées, de vomissements et des diarrhées, Le contact répété ou prolongé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes très sensibles |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| Propan-1-ol (71-23-8)   |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CL50 poisson 1          | 4555 mg/l 96 h, Pimephales promelas |
| CE50 Daphnie 1          | 3644 ml/l 48 h, Daphnia magna       |
| NOEC chronique crustacé | > 100 mg/l 21 d, Daphnia magna      |
| NOEC chronique algues   | 1150 mg/l 2 d, Chlorella sp.        |

| propanediamine de lauroyle (5538-95-4) |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                         | 0,148 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèce: Brachydanio rerio) OECD 203 |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

| propanediamine de lauroyle (5538-95-4) |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CE50 Daphnie 1                         | 0,29 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèce: Daphnia magna) OECD 211 |
| CE50 72h - Algues [1]                  | 0,0652 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201                  |
| NOEC chronique crustacé                | 0,032 mg/l Daphnia magna (puce d'eau), 21 d, OECD 211                 |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Stabimed fresh               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande d'un fabricant de détergents. |

| Propan-1-ol (71-23-8) |               |
|-----------------------|---------------|
| DBO (% de DThO)       | 75 % DTO 20 d |

| propanediamine de lauroyle (5538-95-4) |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité           | Facilement biodégradable.           |
| Biodégradation                         | 99,4 % boue activée, OECD 303A      |
| Biodégradabilité                       | (méthode OCDE 301D) 62 % (28 jours) |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Stabimed fresh                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII  |  |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |  |

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

### 12.7. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Peut être incinéré, selon les règlements locaux en vigueur. Le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération. Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Pour le désinfectant concentré, la consigne de sécurité P501 relative à l'élimination conforme au règlement s'applique.<br>L'élimination de quantités usuelles de la solution prête à l'emploi dans les égouts via les eaux usées domestiques est néanmoins possible et autorisée.                                                                                        |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination. Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés. Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit. |
| Indications complémentaires                             | : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

| ADR                                                                                                                                                             | IMDG                                                                                                                                                                          | IATA                                                                                                                                      | ADN                                                                                                                                                      | RID                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| UN 2920                                                                                                                                                         | UN 2920                                                                                                                                                                       | UN 2920                                                                                                                                   | UN 2920                                                                                                                                                  | UN 2920                                                                                                                                                  |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| LIQUIDE CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle)                                                                    | LIQUIDE CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle)                                                                                  | Corrosive liquid, flammable,<br>n.o.s. (Propan-1-ol ;<br>Laurylpropylene diamine)                                                         | LIQUIDE CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle)                                                             | LIQUIDE CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle)                                                             |
| <b>Description document de transport</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| UN 2920 LIQUIDE<br>CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle), 8 (3), II, (D/E),<br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | UN 2920 LIQUIDE<br>CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle), 8 (3), II,<br>POLLUANT<br>MARIN/DANGEREUX<br>POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | UN 2920 Corrosive liquid,<br>flammable, n.o.s. (Propan-<br>1-ol ; Laurylpropylene<br>diamine), 8 (3), II,<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | UN 2920 LIQUIDE<br>CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle), 8 (3), II,<br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | UN 2920 LIQUIDE<br>CORROSIF,<br>INFLAMMABLE, N.S.A.<br>(Propan-1-ol ;<br>propanediamine de<br>lauroyle), 8 (3), II,<br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 8 (3)                                                                                                                                                           | 8 (3)                                                                                                                                                                         | 8 (3)                                                                                                                                     | 8 (3)                                                                                                                                                    | 8 (3)                                                                                                                                                    |
|                                                                              |                                                                                            |                                                        |                                                                      |                                                                     |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| II                                                                                                                                                              | II                                                                                                                                                                            | II                                                                                                                                        | II                                                                                                                                                       | II                                                                                                                                                       |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                                                                                                          | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui<br>Polluant marin: Oui                                                                                                                 | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                                                                                    | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                                                                                                   | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                                                                                                   |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : CF1  
Dispositions spéciales (ADR) : 274  
Quantités limitées (ADR) : 1I  
Quantités exceptées (ADR) : E2  
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC02  
Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP15  
Catégorie de transport (ADR) : 2  
Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 83

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

Panneaux oranges

:



Code de restriction en tunnels (ADR)

: D/E

### Transport maritime

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)               | : 274       |
| Instructions d'emballage (IMDG)             | : P001      |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG)        | : IBC02     |
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T11       |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP2, TP27 |
| N° FS (Feu)                                 | : F-E       |
| N° FS (Déversement)                         | : S-C       |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : C         |
| Arrimage et manutention (Code IMDG)         | : SW1, SW2  |

### Transport aérien

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E2   |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y840 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 0.5L |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 851  |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 1L   |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 855  |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 30L  |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 8F   |

### Transport par voie fluviale

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Code de classification (ADN)     | : CF1           |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 274           |
| Quantités limitées (ADN)         | : 1 L           |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E2            |
| Transport admis (ADN)            | : T             |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP, EP, EX, A |
| Ventilation (ADN)                | : VE01          |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 1             |

### Transport ferroviaire

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Code de classification (RID)            | : CF1         |
| Dispositions spéciales (RID)            | : 274         |
| Quantités limitées (RID)                | : 1L          |
| Quantités exceptées (RID)               | : E2          |
| Instructions d'emballage (RID)          | : P001, IBC02 |
| Catégorie de transport (RID)            | : 2           |
| Numéro d'identification du danger (RID) | : 83          |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

###### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

###### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

###### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

###### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

###### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

###### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

###### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 5 – 15 %

###### Règlement sur les détergents (CE 648/2004)

###### Étiquetage du contenu:

###### Composant

15 % - < 30 % agents de surface non ioniques

Parfum

Ingrédients soumis à l'obligation de déclaration selon le Comité scientifique européen (SCCP): Citronellol, Geraniol

###### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

###### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

###### Directive Seveso (2012/18/UE, réduction des risques de catastrophes)

| Seveso III Partie I (Catégories de substances dangereuses)                                                     | Quantité seuil (tonnes) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                | Seuil bas               | Seuil haut |
| P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b | 5000                    | 50000      |

##### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                |              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                | Modification | Remarques |
| 13                        | Recommandations pour l'élimination des déchets | Ajouté       |           |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                |
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures                      |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                                           |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                 |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                                            |
| DOT                        | Département des transports                                                                                                               |
| TDG                        | Transport des marchandises dangereuses (TMD)                                                                                             |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006                      |
| GHS                        | Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques                                                       |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                                          |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                                                   |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                                                    |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                                                   |
| CAS                        | Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)                                                                                                  |
| IBC-Code                   | Prestations de sécurité internationale pour le transport de produits chimiques dangereux et de liquides nocives en vrac dans le maritime |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                                          |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                                      |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                                              |
| MARPOL 73/78               | MARPOL 73/78: La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                            |
| ADG                        | Transport de produits dangereux australiens                                                                                              |

#### Autres informations

: Les indications des sections 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités. Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes. Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                  |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                  |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 |

# Stabimed fresh

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
N° FDS: 00056-0307

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                                             |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                             |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                      |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                             |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                             |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                          |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                               |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                    |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                          |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                         |
| H372                                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                             |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                 |
| STOT RE 1                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1                             |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques          |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                     | H226 | D'après les données d'essais |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)                                                                                                    | H302 | Méthode de calcul            |
| Skin Corr. 1B                                                                                                                    | H314 | Méthode de calcul            |
| Eye Dam. 1                                                                                                                       | H318 | Méthode de calcul            |
| STOT RE 1                                                                                                                        | H372 | Méthode de calcul            |
| Aquatic Acute 1                                                                                                                  | H400 | Jugement d'experts           |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                | H411 | Méthode de calcul            |

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.