



Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

*

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery
- **Artikelnummer:**
SDS 435-001.02R01, 1007761, 13679, 13680, 13871, 13872, 13872-P2, 13874, 13875, 14191, 14192, 14377, 5941-D, 5942-D, 5963, 5963-JP, 5972-D
- **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
RCR123A genopladeligt lithium-jernphosphat-batteri
- **Stoffets/præparatets anvendelse** RCR123A genopladeligt lithium-jernphosphat-batteri
- **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**
Fremstillet af SHENZHEN RYDER ELECTRONICS CO., LTD for:
Ultradent Products Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
South Jordan, UT 84095-3942
USA
onlineordersupport@ultradent.com
(800) 552-5512

EC Ansvarlig person
Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Köln Tyskland
E-mail: infoDE@ultradent.com
Telefon til kontoret: +49(0)2203-35-92-0
- **For yderligere information:** Customer Service
- **Nødtelefon:**
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Fareidentifikation

- **Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer** Ikke relevant
- **Signalord** Ikke relevant
- **Faresætninger**
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Sikkerhedssætninger**
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs og følg alle instrukser.
P273 Undgå udledning til miljøet.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 1)

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· Farlige indholdsstoffer:		
CAS: 7440-50-8	kobber	≥2,5-<25%
EINECS: 231-159-6	⚠ Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 7429-90-5	aluminiumpulver (stabiliseret)	≥0-≤10%
EINECS: 231-072-3	⚠ Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261	
CAS: 21324-40-3	Lithium Hexafluorophosphate	≥0-≤10%
EINECS: 244-334-7	⚠ Acute Tox. 3, H311; ⚠ Acute Tox. 4, H302	
CAS: 1120-71-4	1,3-propansulton	≥0,01-≤10%
EINECS: 214-317-9	⚠ Carc. 1B, H350; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312 Specifik koncentrationsgrænse: Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %	

- **SVHC**

1120-71-4 1,3-propansulton

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Efter indånding:**
Hvis indholdet af et åbnet batteri indåndes, skal du fjerne forureningskilden eller flytte patienten til frisk luft. Søg læge.
- **Efter hudkontakt:**
Hvis huden kommer i kontakt med indholdet af et åbent batteri, skal du fjerne forurennet tøj og skylle huden med rigeligt vand eller brusebad i 15 minutter. Søg lægehjælp.
- **Efter øjenkontakt:**
Ved øjenkontakt med indholdet af en åben beholder skylles øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og de øvre og nedre øjenlåg løftes af og til. Søg lægehjælp.
- **Efter indtagelse:**
Giv mindst 2 glas mælk eller vand. Fremkald opkastning, medmindre patienten er bevidstløs. Tilkald en læge.
- **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

5 Brandbekæmpelse

- **Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:**
Kuldioxid
Vand

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 2)

- **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Kulmonoxid (CO)
Kuldioxid
Lithiumoxid-dampe
- **Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
- **Yderligere oplysninger**
Cellen kan udluftes, hvis den udsættes for for meget varme, hvilket udsætter batteriets indhold for fare.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Rør ikke ved beskadigede beholdere eller spildt materiale, medmindre du bærer passende beskyttelsestøj.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Det anbefales at aflade batteriet helt, at bruge metal-lithium i batteriet og at begrave det afladede batteri i jorden. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Hvis batterimaterialet frigives, skal personalet fjernes fra området, indtil dampene er forsvundet. Sørg for maksimal ventilation for at fjerne farlige gasser. Tør det op med en klud, og bortskaf det i en plastikpose og læg det i en ståldåse. Den foretrukne reaktion er at forlade området og lade batteriet køle af og dampene forsvinde. Sørg for maksimal ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt eller indånding af dampe. Fjern spildt væske med absorberingsmiddel og forbrænd.
Må ikke skylles væk med vand eller vandige rengøringsmidler.
- **Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Håndtering og opbevaring

- **Forholdsregler for sikker håndtering**
Batteriet kan eksplodere eller forårsage forbrændinger, hvis det skilles ad, knuses eller udsættes for ild eller høje temperaturer. Undgå at kortslutte eller installere med forkert polaritet. Batteriet må ikke åbnes, ødelægges eller forbrændes, da det kan lække eller briste og frigive de ingredienser, som det indeholder i den hermetisk lukkede beholder, til omgivelserne. Kortslut ikke terminalerne, og lad ikke batteriet overoplade eller aflade det for meget, så der opstår brand. Batteriet må ikke knuses eller punkteres, og det må ikke nedsænkes i væsker.
Må kun bruges i godt ventilerede områder.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Lad være med at ryge.
Undgå at beskadige eller ødelægge batteriet.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
Se produktmærkning.
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
- **Særlige anvendelser** RCRI23A genopladeligt lithium-jernphosphat-batteri

DK

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 3)

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Kontrolparametre

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

7440-50-8 kobber

GV Korttidsværdi: $2,0 * 0,2^{**} \text{ mg/m}^3$
 Langtidsværdi: $1,0 * 0,1^{**} \text{ mg/m}^3$
 *pulver, støv; **røg, som Cu

7429-90-5 aluminiumpulver (stabiliseret)

GV Korttidsværdi: $10 * 4^{**} 2^{***} \text{ mg/m}^3$
 Langtidsværdi: $5 * 2^{**} 1^{***} \text{ mg/m}^3$
 pulver+støv: *total, **resp.; ***opløs. salte, som Al

· Yderligere anvisninger:

Personlig beskyttelse anbefales ved udluftning af batteriet: Åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og sikkerhedsbriller med sideskærme.

· Eksponeringskontrol

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

· **Åndedrætsværn** Ikke påkrævet under normale forhold.

· **Beskyttelse af hænder**

Ikke nødvendigt under normale forhold.

Håndbeskyttelse: Brug handsker af neopren eller naturgummimateriale, hvis du håndterer et åbent eller utæt batteri.

· **Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Ikke nødvendigt under normale forhold. Brug sikkerhedsbriller, hvis du håndterer et åbent eller utæt batteri.

· **Kropsbeskyttelse:** Ikke nødvendigt under normale forhold.

9 Fysiske og kemiske egenskaber

· **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

· **Generelle oplysninger**

· **Fysisk form**

Fast

· **Farve:**

Sølvfarvet

· **Lugt:**

Hvis den lækker, lugter den af medicinsk æter.

· **Lugtterskel:**

Ikke bestemt.

· **Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

· **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Ikke bestemt.

· **Antændelighed**

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

· **Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

· **Nedre:**

Ikke bestemt.

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 4)

· Øvre:	Ikke bestemt.
· Flammepunkt:	Ikke relevant.
· Nedbrydningsstemperatur	Ikke bestemt.
· pH	Ikke relevant.
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke relevant.
· dynamisk:	Ikke relevant.
· Oploselighed	
· vand:	Uopløselig.
· Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ikke bestemt.
· Damptryk:	Ikke relevant.
· Massefylde og/eller relativ massefylde	
· Densitet:	Ikke bestemt.
· Relativ massefylde:	Ikke bestemt.
· Dampmassefylde:	Ikke relevant.
· Partikelegenskaber	Se punkt 3.
· Andre oplysninger	
· Udseende:	
· Form:	Cylindrisk fast stof
· Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
· Antændelsespunkt:	Produktet er ikke selvantændeligt.
· Eksplosive egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt.
· Tilstandsændring	
· Fordampningshastighed	Ikke relevant.
· Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
· Eksplosivstoffer	Ikke relevant
· Brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Aerosoler	Ikke relevant
· Brandnærende gasser	Ikke relevant
· Gasser under tryk	Ikke relevant
· Brandfarlige væsker	Ikke relevant
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Pyrofore væsker	Ikke relevant
· Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
· Selvopvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Brandnærende væsker	Ikke relevant
· Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant
· Organiske peroxider	Ikke relevant
· Metalætsende	Ikke relevant
· Desensibiliserede eksplosivstoffer	Ikke relevant

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Reaktivitet** Produktet er stabilt under normale betingelser.

(Fortsættes på side 6)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 5)

- **Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**
Opvarm til over 70 C eller forbrænd. Deform. Lemlæstelse. Knus. Skilles ad. Overopladning. Kortslut. Udsættes for fugtige forhold over en længere periode.
- **Risiko for farlige reaktioner**
Eksplosionsfare.
Fare for bristning.
Kontakt med vand frigiver brændbare gasser.
- **Forhold, der skal undgås**
(f.eks. statisk udladning, stød eller vibrationer)
Udsæt ikke det genopladelige batteri for mekanisk stød.
Vibrationer, der opstår under transport, forårsager ikke lækage, brand eller eksplosion.
Må ikke adskilles, knuses, kortsluttes eller installeres med forkert polaritet. Undgå mekanisk eller elektrisk misbrug.
- **Materialer, der skal undgås:**
Oxiderende stoffer.
Halogenerede kulbrinter
Mineralsyrer
Alkalier
Vand
Stærkt oxiderende midler
- **Farlige nedbrydningsprodukter:**
Det kan udløse giftige dampe, hvis batteriet brændes eller udsættes for ild.
Kan danne peroxider

11 Toksikologiske oplysninger

- **Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

ATE (Akutte toksicitetsskøn)

Oral	LD50	6.250-50.000 mg/kg
Dermal	LD50	5.156-30.000 mg/kg

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**
Risiko for irritation opstår kun, hvis cellen misbruges mekanisk, termisk eller elektrisk til det punkt, hvor det kompromitterer indkapslingen. Hvis dette sker, kan der forekomme irritation af hud, øjne og luftveje.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksposering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 7)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 6)

- **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Irriterende virkninger opstår kun, hvis batteriet går i stykker. I tilfælde af indvendigt indhold kan dampe være irriterende for øjne og hud. Medicinske tilstande, der generelt forværres af eksponering: I tilfælde af eksponering for indre indhold kan der forekomme moderat til alvorlig irritation, forbrænding og tørhed af huden. Målorganer nerver, lever og nyrer.

- **Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

12 Miljøoplysninger

- **Toksicitet**

· **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Persistens og nedbrydelighed** Langsomt biologisk nedbrydeligt

· **Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke relevant.

· **vPvB:** Ikke relevant.

· **Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

· **Andre negative virkninger**

· **Yderligere økologiske oplysninger:**

· **Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

13 Bortskaffelse

- **Metoder til affaldsbehandling**

- **Anbefaling:**

Kasser indhold/beholder i overensstemmelse med internationale, føderale, delstatslige og lokale bestemmelser.

- **Europæisk affaldskatalog**

HP6	Akut toksicitet
HP7	Kræftfremkaldende
HP14	Økotoksisk

- **Urensede emballager:**

- **Anbefaling:**

Cellerne må ikke brændes eller udsættes for temperaturer over 70 grader C. Sådant misbrug kan resultere i tab af forseglingslækage og/eller celleeksplosion. Bortskaf i overensstemmelse med gældende lokale regler.

DK

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 7)

14 Transportoplysninger

· UN-nummer eller ID-nummer	UN3480
· ADR, IMDG, IATA	
· UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	3480 LITHIUMIONBATTERIER
· ADR	LITHIUM ION BATTERIES
· IMDG, IATA	
· Transportfareklasse(r)	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· klasse	9 Forskellige farlige stoffer og genstande
· Faremærkat	9A
· Emballagegruppe	
· ADR, IMDG, IATA	Ikke relevant
· Miljøfarer:	Ikke relevant.
· Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Advarsel: Forskellige farlige stoffer og genstande
· Farenummer (Kemler-tal):	-
· EMS-nummer:	F-A,S-I
· Stowage Category	A
· Stowage Code	SW19 For batteries transported in accordance with SP 376 or SP 377 Category C, unless transported on a short international voyage.
· Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
· Transport/yderligere oplysninger:	
· ADR	
· Begrænsede mængder (LQ)	0
· Undtagne mængder (EQ)	Kode: E0
	Ikke tilladt som undtagen mængde
· Transportkategori	2
· Tunnelrestriktionskode	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0
	Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 3480 LITHIUMIONBATTERIER, 9

15 Oplysninger om regulering

· Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

1120-71-4 1,3-propansulton

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 8)

· **Direktiv 2004/42/EF (Decopaint regulation)**· **Direktiv 2012/18/EU**· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **FORORDNING (EU) 2019/1148**· **Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**· **Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**· **Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

1120-71-4 1,3-propansulton

· **MAL-Code: 5-6**· **Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**

H228 Brandfarligt fast stof.

H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.

H302 Farlig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H350 Kan fremkalde kræft.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

· **Datablad udstedt af:** Environmental, Health, and Safety· **Kontaktperson:** Customer Service· **Dato for forrige udgave** 30.01.2023· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(Fortsat fra side 9)

*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**SVHC: Substances of Very High Concern**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**NIOSH: National Institute for Occupational Safety**ATE: Acute toxicity estimate values (Estimer for akut toksicitet)**Flam. Sol. 1: Brandfarlige faste stoffer – Kategori 1**Water-react. 2: Stoffer og blandinger som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser – Kategori 2**Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4**Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3**Carc. 1B: Carcinogenicitet – Kategori 1B**Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2**Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3**** Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK