

## Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

### 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** Ultra-Blend™ Plus
- **Številka artikla:**  
SDS 39-001.13R01, 41601, 41618, 41626, 41624, 1016, 1025-JP, 415, 416, 417, 416-1, 416-JP, 5262, REF416-1, 416-P3
- **Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe** Profesionalna zobna podloga
- **Uporaba snovi / priprava** Profesionalna zobna podloga
- **Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
Ultradent Products Inc.  
505 W. Ultradent Drive (10200 S)  
South Jordan, UT 84095-3942  
ZDA  
onlineordersupport@ultradent.com  
(800) 552-5512
- **Odgovorna oseba ES**  
Ultradent Products GmbH  
Am Westhover Berg 30  
51149 Köln Nemčija  
E-naslov: infoDE@ultradent.com  
Uradni telefon: +49(0)2203-35-92-0
- **Področje/oddelek za informacije:** Customer Service
- **Telefonska številka za nujne primere:**  
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300  
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

### 2 Določitev nevarnosti

- **Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS05 jedkost

Skin Corr. 1A H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- **Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 odpade**
- **Piktogrami za nevarnost** GHS05, GHS07
- **Opozorilna beseda** Nevarno

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 1)

- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Diurethane Dimethacrylate  
Trade Secret  
Calcium Hydroxide  
Triethylene Glycol Dimethacrylate

- **Stavki o nevarnosti**

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- **Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.  
P260 Ne vdihavati prahu ali meglice.  
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P405 Hraniti zaklenjeno.  
P501 Vsebinsko/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

### 3 Sestava/podatki o sestavinah

- **Zmesi**

- **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

- **Nevarne sestavine:**

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 72869-86-4 | Diurethane Dimethacrylate<br>⚠ Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412   | >10-<60% |
| 1305-62-0  | Calcium Hydroxide<br>⚠ Eye Dam. 1, H318  | ≥3-≤10%  |
|            | Trade Secret<br>⚠ Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318  | ≥5-≤10%  |
| 109-16-0   | Triethylene Glycol Dimethacrylate<br>⚠ Skin Sens. 1, H317  | 1-10%    |
|            | Trade Secret<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Sens. 1, H317 | >0,1-<1% |

- **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

### 4 Ukrepi za prvo pomoč

- **Opis ukrepov za prvo pomoč**

- **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

- **v primeru vdihavanja:**

Ta izdelek je gosta pasta, zato je vdihavanje zelo malo verjetno.  
Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.  
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

- **če pride v stik s kožo:**

Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 2)

- Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
  - **če snov zaužijemo:**  
Ne povzročajte bruhanja. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.  
Piti obilo vode in dovajati sveži zrak. Nemudoma vključiti zdravnika.
  - **Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
  - **Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

### 5 Protipožarni ukrepi

- **Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**  
Pena, suha kemikalija, ogljikov dioksid  
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
- **Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
- **Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:**  
Nositi celotno zaščitno obleko.  
Namestiti si dihalni aparat.

### 6 Ukrepi o nenamernih izpustih

- **Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**  
Namestiti si dihalni aparat.  
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
- **Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).  
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.  
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **Sklicevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### 7 Ravnanje in skladiščenje

- **Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.  
Preprečevati nastajanje aerosola.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Imeti pripravljene dihalne aparate.
- **Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**  
Varovati pred učinkovanjem svetlobe.  
Posodo imeti zaprto.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 3)

· **Posebne končne uporabe** Profesionalna zobna podloga

### 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· **Parametri nadzora**· **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:****1305-62-0 Calcium Hydroxide**

|    |  |
|----|--|
| MV | trenutna vrednost: 4 mg/m <sup>3</sup>   |
|    | dolgoročna vrednost: 1 mg/m <sup>3</sup> |
|    | Alveolarna frakcija, Y, EU****           |

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.· **Nadzor izpostavljenosti**· **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izogniti se stiku z očmi.

Izogniti se stiku z očmi in kožo.

· **Zaščito dihal**

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

· **Zaščito rok**

Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku. Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

· **Material za rokavice**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· **Zaščito za oči/obraz**

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

· **Ščitnik za telo:** Delovna zaščitna obleka.

SI

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 4)

### 9 Fizikalne in kemijske lastnosti

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| · Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih            |                             |
| · Splošne navedbe  |                             |
| · Agregatno stanje   | tekoč                       |
| · Barva:   | bel                         |
| · Vonj:  | brez vonja                  |
| · Mejne vrednosti vonja:   | Ni določen.                 |
| · Tališče/ledišče:   | ni določen                  |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | ni določen                  |
| · Vnetljivost  | Ni uporaben.                |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                             |
| · spodnja:   | Ni določen.                 |
| · zgornja:   | Ni določen.                 |
| · Plamenišče:  | Ni uporaben.                |
| · Temperatura razgradnje   | Ni določen.                 |
| · pH   | Se ne uporablja (nevodni)   |
| · Viskoznost:  |                             |
| · Kinematična viskoznost   | Ni določen.                 |
| · dinamična  | Ni določen.                 |
| · Topnost  |                             |
| · voda:  | se ne oz. malo meša         |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.                 |
| · Parni tlak:  | Ni določen.                 |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                             |
| · Gostota pri 20 °C:   | 1,33-1,39 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativna gostota  | Ni določen.                 |
| · Parna gostota:   | Ni določen.                 |
| · Drugi podatki  |                             |
| · Videz:   |                             |
| · Oblika:  | Paste                       |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost     |                             |
| · Temperatura vnetišča:  | Proizvod ni samovnetljiv.   |
| · Eksplozivne lastnosti:   | Proizvod ni eksploziven.    |
| · Sprememba stanja   |                             |
| · Hitrost izparevanja,   | Ni določen.                 |
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti                     |                             |
| · Eksplozivi   | odpade                      |
| · Vnetljivi plini  | odpade                      |
| · Aerosoli   | odpade                      |
| · Oksidativni plini  | odpade                      |
| · Plini pod tlakom   | odpade                      |
| · Vnetljive tekočine   | odpade                      |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                                  | odpade                      |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                     | odpade                      |
| · Piroforne tekočine   | odpade                      |
| · Piroforne trdne snovi  | odpade                      |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                                | odpade                      |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline      | odpade                      |
| · Oksidativne tekočine   | odpade                      |

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 5)

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| · Oksidativne trdne snovi      | odpade |
| · Organski peroksidi           | odpade |
| · Jedko za kovine              | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivi | odpade |

### 10 Obstojnost in reaktivnost

- **Reaktivnost Stabilen**
- **Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Svetloba
- **Nezdružljivi materiali:**
  - Kovine
  - Močne kisline
- **Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### 11 Toksikološki podatki

- **Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

#### 72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| oralen | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|--------|------|--------------------|

#### 1305-62-0 Calcium Hydroxide

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| oralen | LD50 | 7.340 mg/kg (rat) |
|--------|------|-------------------|

#### 109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate

|          |           |                                    |
|----------|-----------|------------------------------------|
| oralen   | LD50      | >5.000 mg/kg (rat)                 |
|          | LC50 Fish | 16,4 mg/l (FSH) (Toxicity to fish) |
| dermalen | LD50      | >2.000 mg/kg (mouse)               |

#### Trade Secret

|             |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| oralen      | LD50      | 1.550 mg/kg (rat)    |
|             | LC50 Fish | 19 mg/l (FSH)        |
| dermalen    | LD50      | 2.000 mg/kg (rabbit) |
| inhalativen | LC50/4 h  | 96 mg/l (rat)        |

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hude poškodbe oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 6)

- Podatki o drugih nevarnostih

- Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

### 12 Ekološki podatki

- Strupenost

- Toksičnost vode:

#### 72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate

|      |                  |
|------|------------------|
| EC50 | >0,6 mg/kg (Alg) |
|------|------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Biodegradability | 28 days (Aer) (Biodegradability testing) |
|------------------|--|

#### 109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate

|      |                  |
|------|------------------|
| EC50 | >100 mg/kg (Alg) |
|------|------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Biodegradability | 28 days (Aer) (Biodegradability testing) |
|------------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Aqua toxicity | 32 mg/l (daphnia) (No Observed Effect Concentration) |
|---------------|--|

#### Trade Secret

|      |                |
|------|----------------|
| EC50 | 42 mg/kg (Alg) |
|------|----------------|

- **Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.

- **Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.

- **Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.

- **Rezultati ocene PBT in vPvB**

- **PBT:** Ni uporaben.

- **vPvB:** Ni uporaben.

- **Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

- **Drugi škodljivi učinki**

- **Drugi ekološki napotki:**

- **Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.

### 13 Odstranjevanje

- **Metode ravnanja z odpadki**

- **Priporočilo:** Vsebino/posodo odstranite v skladu z mednarodnimi, zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi.

- **Klasifikacijski seznam odpadkov**

|     |       |
|-----|-------|
| HP8 | Jedko |
|-----|-------|

|      |                           |
|------|---------------------------|
| HP13 | Povzročja preobčutljivost |
|------|---------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| HP14 | Ekotoksično |
|------|-------------|

- **Neočiščena embalaža:**

- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

SI

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 7)

### 14 Podatki o prevozu

|  |              |
|--|--------------|
| · Številka ZN in številka ID<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                 | odpade       |
| · Pravilno odpremno ime ZN<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                   | odpade       |
| · Razredi nevarnosti prevoza<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· Kategorija | odpade       |
| · Skupina embalaže<br>· ADR, IMDG, IATA                                | odpade       |
| · Nevarnosti za okolje:  | Ni uporaben. |
| · Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO         | Ni uporaben. |
| · UN "model regulation":   | odpade       |

### 15 Zakonsko predpisani podatki

|   |
|---|
| · Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  |
| · NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)  |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Direktiva 2004/42/ES  |
| · Direktiva 2012/18/EU  |
| · Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3   |
| · Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II                                |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · UREDBA (EU) 2019/1148   |
| · Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))               |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI   |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah  |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami |
| Nobene od sestavin ni na seznamu.   |
| · Ocena kemijske varnosti:  |
| Naprava je biokompatibilna, če jo zobozdravstveni delavci uporabljajo v skladu z navodili standarda ISO 10993-1.                                    |

SI

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 07.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 07.08.2025

Trgovsko ime: Ultra-Blend™ Plus

(nadaljevanje od strani 8)

### 16 Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

#### · Relevantne norme

- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### · Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Jedkost za kožo/draženje kože  | Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. |
| Huda poškodba oči/draženje oči |   |
| Preobčutljivost kože           |   |

#### · Lista s podatki področja izstavitve: Environmental, Health, and Safety

· Kontaktna oseba: Customer Service

· Datum predhodne različice: 05.05.2023

#### · Okrajšave in akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Skin Corr. 1A: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1A

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2

Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

#### · \* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni