

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Silagum Comfort**

Data di revisione: 17.05.2021

N. del materiale: 5010

Pagina 1 di 5

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Silagum Comfort

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Usi non raccomandati**

le persone incinte o che allattano non dovrebbero lavorare con sostanze pericolose

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|            |                                          |          |                        |
|------------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| Ditta:     | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |          |                        |
| Indirizzo: | Elbgaustraße 248                         |          |                        |
| Città:     | D-22547 Hamburg                          |          |                        |
| Telefono:  | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: | +49. (0) 40. 84006-222 |
| E-Mail:    | info@dmg-dental.com                      |          |                        |
| Internet:  | www.dmg-dental.com                       |          |                        |

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2

Indicazioni di pericolo:

Provoca grave irritazione oculare.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Avvertenza:** Attenzione**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

H319 Provoca grave irritazione oculare.

**Consigli di prudenza**

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P264           | Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.                                                                                                                             |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P337+P313      | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |

**2.3. Altri pericoli**

Non ci sono particolari pericoli da indicare. Fate in ogni caso attenzione alle informazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscela****Caratterizzazione chimica**

Pasta

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Silagum Comfort**

Data di revisione: 17.05.2021

N. del materiale: 5010

Pagina 2 di 5

**Componenti pericolosi**

| N. CAS     | Nome chimico                                    |           |          | Quantità |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|            | N. CE                                           | N. indice | N. REACH |          |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008) |           |          |          |
| 68131-39-5 | Fatty Alcohol Ethoxylate                        |           |          | < 2.5 %  |
|            | Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H318 H400          |           |          |          |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito ad inalazione**

non applicabile

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone.

**In seguito a contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**In seguito ad ingestione**

Necessario trattamento medico

**SEZIONE 5: misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**Getto d'acqua a diffusione. Estintore a polvere. Sabbia. Schiuma. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>).**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Usare indumenti protettivi adatti.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Altre informazioni**

Raccogliere meccanicamente. Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Silagum Comfort**

Data di revisione: 17.05.2021

N. del materiale: 5010

Pagina 3 di 5

**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso. Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato. Conservare soltanto nel contenitore originale.

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Altre informazioni sugli valori limite**

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

**8.2. Controlli dell'esposizione****Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Occhiali di protezione ermetici.

**Protezione delle mani**

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile).

**Protezione della pelle**

Non mangiare né bere durante l'impiego.

**Protezione respiratoria**

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Stato fisico: | Pasta            |
| Colore:       | caratteristico/a |
| Odore:        | caratteristico/a |

**Cambiamenti in stato fisico**

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | > 300 °C                    |
| Punto di infiammabilità:                                                          | > 130 °C                    |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    | > 400 °C                    |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              | non applicabile             |
| Idrosolubilità:                                                                   | insolubile                  |
| Densità:                                                                          | 1,2 - 1,7 g/cm <sup>3</sup> |
| Densità di vapore relativa:                                                       | > 1                         |

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.4. Condizioni da evitare**

calore.  
disintegrazione a temperature a partire da: 100 °C  
Disintegrazione con formazione di: Formaldeide.

**10.5. Materiali incompatibili**

A contatto con l'acqua: Formazione di: idrogeno.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Silagum Comfort**

Data di revisione: 17.05.2021

N. del materiale: 5010

Pagina 4 di 5

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

idrogeno. Formaldeide.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

LD50: Ratto 5000 mg/kg

**Irritazione e corrosività**

Irritazione della pelle: non irritante.

Effetto irritante agli occhi: irritante.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Acuta tossicità per i pesci LC50: &gt; 200 mg/l/96h

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Preparato non esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Può essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità competente.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

180106 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO); rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporti/Dati ulteriori**

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Silagum Comfort**

Data di revisione: 17.05.2021

N. del materiale: 5010

Pagina 5 di 5

**SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

re-classification of GHS-CLP labeling (H319)

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.             |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.         |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*