

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn

Bellavest DR (REF 54861, 54862)

UFI:

24J5-40KE-Y009-CP79**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen**

Fremstilling af tandproteser i dentallaboratoriet

Anvendelser, der frarådes

Ingen angivelser til rådighed.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Adresse**

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Telefonnr. +49/ 421/ 2028 – 0

Faxnr. +49/ 421/ 2028 – 115

e-mail msds@bego.com

Oplysninger fås hos / telefon

Afdelinger for forskning og udvikling af materialer, legeringer og keramik; +49/ 421/ 2028 – 130 (Leder af legeringsudviklingen)

Oplysninger om sikkerhedsdatabladet

msds@bego.com

1.4 Nødtelefon

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)**

STOT RE 1; H372i

Instrukser angående klassificeringen

Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:

Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2

Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

2.2 Mærkningselementer**Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)****Farepiktogrammer**

GHS08

Signalord

Fare

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:kvarts (SiO₂)

cristobalit

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

Faresætninger

H372i

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

Sikkerhedssætninger

P260

Indånd ikke pulver.

P314

Søg lægehjælp ved ubehag.

P501

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

UFI:

24J5-40KE-Y009-CP79

2.3 Andre farer

Afhængigt af håndteringen og anvendelsen (fx slibning og tørring) kan der dannes krystallinsk siliciumdioxid, som kan spredes gennem luften og trænge ud i lungeblærerne.

Langvarig og/eller intensiv indånding af krystallinsk siliciumdioxid, som kan trænge ud i lungeblærerne, kan forårsage silikose. De vigtigste symptomer på silikose er hoste og problemer med vejtrækningen (åndenød).

Hvis medarbejderne af og til udsættes for krystallinsk siliciumdioxid, som kan trænge ud i lungeblærerne, skal der etableres egnet beskyttelses- og overvågningsudstyr.

Håndteringen af produktet skal foregå med særlig forsigtighed for at undgå, at der dannes støv.

PBT-vurdering

Ikke til rådighed.

vPvB-vurdering

Ikke til rådighed.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1 Stoffer**

Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

3.2 Blandinger**Indhold af farlige stoffer**

| Nr. | Betegnelse på stoffet | | Yderligere oplysninger | | % |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| | CAS / EF / Indeks / REACH nr. | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP) | Koncentration | | |
| 1 | kvarts (SiO₂) | | | | |
| | 14808-60-7 238-878-4 - - | STOT RE 1; H372i | >= | 5,00 - < 10,00 | vægt-% |
| 2 | crystalit | | | | |
| | 14464-46-1 238-455-4 - - | STOT RE 1; H372i | < | 2,50 | vægt-% |
| 3 | kvarts (SiO₂) | | | | |
| | 14808-60-7 238-878-4 - - | - | >= | 25,00 - < 50,00 | vægt-% |
| 4 | crystalit | | | | |
| | 14464-46-1 238-455-4 - - | - | >= | 10,00 - < 25,00 | vægt-% |
| 5 | magnesiumoxid | | | | |
| | 1309-48-4 215-171-9 - - | - | >= | 10,00 - < 25,00 | vægt-% |

H- og EUH-sætningernes fuldstændige ordlyd: Se kapitel 16

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

| Nr. | Indtagelsesvej, målorgan, konkret virkning |
|-----|--|
| 1 | H372i inhalativ; -; - |
| 2 | H372i inhalativ; -; - |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle informationer

Hvis der er fare for bevidstløshed, skal patienten anbringes og transporteres i NATO-stilling. Kontakt læge ved vedvarende ubehag. De kontaminerede klæder og sko skal straks tages af og renses grundigt inden næste brug.

Ved indånding

Bring den tilskadekomne du af farezonen. Sørg for frisk luft. Ved uregelmæssige andedræt/andedrætsstop: kunstige andedræt. Tilkald straks læge.

Ved hudkontakt

Ved berøring med huden - skyl med vand.

Ved øjenkontakt

Fjern kontaktlinser, hold øjenlågene åbne og skyl i mindst 15 minutter rigeligt med rent, rindende vand. Kontakt øjenlægen.

Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Søg straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen angivelser til rådighed.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Kulsyre; Slukningspulver; Vandsprøjte; Skum

Uegnede slukningsmidler

Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen angivelser til rådighed.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn. Selve produktet kan ikke brænde. Tilpas slukningsmidlerne og brandbekæmpelsesforholdsreglerne til brande i omgivelserne. Benyt beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Undgå støv dannelse. Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8.

For indsatspersonel

Ingen angivelser til rådighed. Personligt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Må ikke komme i undergrunden/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Kan optages mekanisk. Undgå støvudvikling. Det opsamlede materiale behandles iht. punkt 13 - "Bortskaffelse".

6.4 Henvisning til andre punkter

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndteringspraksis

Beholderen skal holdes tæt lukket. Risikoen ved omgangen med stoffet skal holdes på det lavest mulige niveau ved at træffe beskyttende og forebyggende forholdsregler. Arbejdsprocessen skal så vidt muligt på grundlag af de tekniske muligheder tilrettelægges på en måde, så der ikke frigøres farlige stoffer, og så det er udelukket, at stoffet kommer i kontakt med huden.

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Tilmudset eller gennemvædet tøj tages straks af. Undgå indånding af støv. Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer.

Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser

Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted.

Krav til lager og beholdere

Må kun opbevares i originalbeholder.

Samlagringshenvielse

Skal beskyttes mod fugt. Må ikke opbevares sammen med: Eksplosive stoffer

7.3 Særlige anvendelser

Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

| Nr. | Betegnelse på stoffet | CAS-nr. | EF nr. |
|-----|--|---|-------------------|
| 1 | Støvet | | |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Støv | | |
| | Anmærkninger | se Afsnit B liste om grænseværdier for støv | |
| 2 | kvarts (SiO₂) | 14808-60-7 | 238-878-4 |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Kvarts, total | | |
| | Grænseværdier | 0,3 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | | |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Kvarts, total, respirabel | | |
| | Grænseværdier | 0,1 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | EK | |
| 3 | crystalit | 14464-46-1 | 238-455-4 |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Christobalit, total | | |
| | Grænseværdier | 0,15 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | | |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Christobalit, respirabel | | |
| | Grænseværdier | 0,05 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | K | |
| 4 | magnesiumoxid | 1309-48-4 | 215-171-9 |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| | Magnesiumoxid | | |
| | Mg | | |
| | Grænseværdier | 6 | mg/m ³ |
| 5 | kvarts (SiO₂) | 14808-60-7 | 238-878-4 |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Kvarts, total | | |
| | Grænseværdier | 0,3 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | | |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Kvarts, total, respirabel | | |
| | Grænseværdier | 0,1 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | EK | |
| 6 | crystalit | 14464-46-1 | 238-455-4 |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Christobalit, total | | |
| | Grænseværdier | 0,15 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | | |
| | Grænseværdier for stoffer og materialer | | |
| | Christobalit, respirabel | | |
| | Grænseværdier | 0,05 | mg/m ³ |
| | Anmærkninger | K | |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sorg for tilstrækkelig udluftning. Dette kan gøres ved lokal udsugning eller normal udgangsluft. Hvis dette ikke er tilstrækkelig for at holde opløsningsmiddel-dampkoncentrationen under MAK-grænseværdierne, skal et egnet iltapparat benyttes.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat. Hvis der ikke findes grænseværdier for arbejdspladserne, skal der sørges for tilstrækkelig beskyttelse af åndedrættet i tilfælde af, at der dannes støvet.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

Håndbeskyttelse

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstrækkelig beskyttelse mod længere tids kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifølge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfælde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forlidelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgående skiftes ud i tilfælde af beskadigelse eller ved de første tegn på slid. Tilrettelæg så vidt muligt arbejdet, så der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Andet

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|----------------------|----------------|
| Tilstandsform | fast stof |
| Form/Farve | Pulver Hvid |
| Lugt | |

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

| | | | |
|--|-----|---|-----------------------|
| lugtfri | | | |
| pH-værdi | | | |
| Værdi | 5 | - | 7 |
| Kogepunkt / kogepunktsinterval | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Smeltepunkt/frysepunkt | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Nedbrydningstemperatur | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Flammepunkt | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Antændelsestemperatur | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Antændelighed | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| nedre eksplosionsgrænse | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Øvre eksplosionsgrænse | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Damptryk | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Relativ dampmassefylde | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Relativ massefylde | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Massefylde | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Rumvægt | | | |
| Værdi | 1,2 | - | 1,5 g/cm ³ |
| Referencetemperatur | | | 21 °C |
| Opløselighed | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Viskositet | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |
| Partikelegenskaber | | | |
| Der foreligger ingen data | | | |

9.2 Andre oplysninger

| |
|--|
| Øvrige oplysninger |
| Produktet er hygroskopisk. |
| Produktet størkner, hvis der tilsættes vand. |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der kan ikke forventes farlige reaktioner, så længe stoffet benyttes til det eller de formål, det er beregnet til.

10.2 Kemisk stabilitet

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering (Se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen ved korrekt anvendelse.

10.4 Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod luftfugtighed og vand.

10.5 Materialer, der skal undgås

Intet bekendt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

I forbindelse med korrekt forvarmning af den størknede lejringsmasse i forvarmningsovnene dannes der ca. 1 vægtprocent ammoniak. Sug dampene bort og led dem ud i det fri.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| |
|---|
| Akut oral toksicitet |
| Der foreligger ingen data |
| Akut dermal toksicitet |
| Der foreligger ingen data |
| Akut toksicitet ved indånding |
| Der foreligger ingen data |
| Hudætsning/-irritation |
| Der foreligger ingen data |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation |
| Der foreligger ingen data |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |
| Der foreligger ingen data |
| Kimcellemutagenicitet |
| Der foreligger ingen data |
| Reproduktionstoksicitet |
| Der foreligger ingen data |
| Carcinogenicitet |
| Der foreligger ingen data |
| Enkel STOT-eksponering |
| Der foreligger ingen data |
| Gentagne STOT-eksponeringer |
| Der foreligger ingen data |
| Aspirationsfare |
| Der foreligger ingen data |
| Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering |
| Kontakt med huden og øjnene kan medføre mekaniske irritationer. Indånding af støvet kan medføre irritationer af luftvejene. Kan forårsage silikose. |

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen angivelser til rådighed.

Øvrige oplysninger

Ingen angivelser til rådighed.

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

| |
|--|
| Giftighed for fisk (akut) |
| Der foreligger ingen data |
| Giftighed for fisk (kronisk) |
| Der foreligger ingen data |
| Giftighed for dafnier (akut) |
| Der foreligger ingen data |
| Giftighed for dafnier (kronisk) |
| Der foreligger ingen data |
| Giftighed for alger (akut) |
| Der foreligger ingen data |
| Giftighed for alger (kronisk) |
| Der foreligger ingen data |
| Toksicitet på bakterier |
| Der foreligger ingen data |

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen angivelser til rådighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen angivelser til rådighed.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen angivelser til rådighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|---|--------------------|
| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering | |
| PBT-vurdering | Ikke til rådighed. |
| vPvB-vurdering | Ikke til rådighed. |

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen angivelser til rådighed.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen angivelser til rådighed.

12.8 Andre oplysninger

| |
|--|
| Andre oplysninger |
| Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet. |

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Emballage

Emballagerne skal tømmes fuldstændigt og afleveres på genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan tømmes fuldstændigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Produktet er ikke omfattet af ADR/RID/ADN-forskrifterne.

14.2 Transport IMDG

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

Produktet er ikke omfattet af IMDG-forskrifterne.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Produktet er ikke omfattet af ICAO-TI / IATA-forskrifterne.

14.4 Andre oplysninger

Ingen angivelser til rådighed.

14.5 Miljøfarer

Oplysninger om miljørisiko, hvis relevant, se 14.1 - 14.3.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen angivelser til rådighed.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse)

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der ifølge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, gælder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

REACH, Kandidatlisten til godkendelse af særligt problematiske stoffer (SVHC)

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra den foregående leverandør indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer, som ifølge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningen (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtige stoffer).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der er underlagt REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Produktet henregnes ikke til bilag I, del 1 eller 2.

Øvrige forskrifter

Sundheds- og arbejdsmiljøbestemmelserne i det pågældende land skal overholdes under anvendelsen af produktet.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder til nøgledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:

Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.

De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toksikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

Udsteder af sikkerhedsdatabladet

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og

Handelsnavn: Bellavest DR (REF 54861, 54862)

Aktuel version: 5.0.0, udstedt den: 08.07.2021

Erstattet version: 4.1.0, udstedt den: 04.04.2019

region: DK

har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Ændringer / supplerende til teksten:

Ændringer i teksten er markeret i marginen.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. Ændring og mangfoldiggørelse kræver udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.

Prod-ID 647408