

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 1 av 9

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

**1.1. Produktidentifikator**

Adhesive Remover

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Vaskemiddel i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|                            |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Selskap:                   | Kettenbach GmbH & Co. KG |                             |
| Gate:                      | Im Heerfeld 7            |                             |
| Sted:                      | D-35713 Eschenburg       |                             |
| Telefon:                   | + 49(0) 2774/705-0       | Telefax: +49 (0)2774/705-66 |
| E-post:                    | info@kettenbach.com      |                             |
| Internet:                  | www.kettenbach.com       |                             |
| Opplysningsgivende område: | R&D                      |                             |

**Andre opplysninger**

Hjelpemiddel for tannteknikk for fjerning av silikonbaserte materialer.

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

**2.2. Merkingselementer**

**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Signalord:** Advarsel

**Piktogrammer:**



**Fareutsagn**

H226 Brannfarlig væske og damp.

**Forsiktighetsutsagn**

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.                                                                     |
|                | Røyking forbudt.                                                                                                                                          |
| P233           | Hold beholderen tett lukket.                                                                                                                              |
| P280           | Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.                                                                                                               |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P501           | Kast innholdet/holderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.                                                              |

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

**3.1. Stoffer**

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 2 av 9

**Farlige komponenter**

| CAS-nr.  | Stoffnavn                                      |           |                   | Innhold |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
|          | EF-nr.                                         | Index-nr. | REACH-nr.         |         |
|          | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) |           |                   |         |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate                              |           |                   | 100 %   |
|          | 203-311-1                                      |           | 01-2119943044-45- |         |
|          | Flam. Liq. 3; H226                             |           |                   |         |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.  | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                  | Innhold |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                           |         |
| 105-58-8 | 203-311-1 | Diethyl carbonate                                                                          | 100 %   |
|          |           | som kan innåndes: LC50 = 19,5 mg/l (damp); dermal: Manglende data; oral: LD50 = 4876 mg/kg |         |

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt råd**

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.

**Ved innånding**

VED INNÅNDING: Kontakt lege ved ubehag.

Sørg for frisk luft.

**Ved hudkontakt**

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

**Ved øyekontakt**

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

**Ved svelging**

VED SVELGING: Kontakt en lege ved ubehag.

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Pustebesvær.

Svimmelhet.

Kvalme.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**
**5.1. Slukningsmidler**
**Egnet slukkemiddel**

Egnet for alle vanlige slukkemidler..

**Uegnet slukkemiddel**

Ingen kjente.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv blanding.

Ved brann kan oppstå: Karbondioksid, karbonmonoksid.

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 3 av 9

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

**Ytterligere råd**

Intakte beholdere flyttes fra faresonen til trygt område hvis det kan gjøres uten risiko.

Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

**Generell informasjon**

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

**For personell som ikke er nødpersonell**

Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Eksplosjonsfare.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

**For oppsamling**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

**6.4. Henvvisning til andre avsnitt**

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Avhending: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

**Sikkert håndteringsråd**

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**Råd om allmenn yrkeshygiene**

Bytt tilsølt bekledning.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

**Ytterligere råd**

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

**Krav til lagringsområder og containere**

Oppbevares kun i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket og oppbevar den kjølig.

Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

Holdes unna varmekilder.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Fuktighetsømfintlig.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bortsett fra de bruksområdene som er nevnt i avsnitt 1.2, er det ikke planlagt noen andre spesifikke bruksområder.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**

**8.1. Kontrollparametrer**

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 4 av 9

**Ytterligere råd til kontrollparametere**

Inneholder ingen stoffer med yrkeshygieniske grenseverdier.

**8.2. Eksponeringskontroll**

**Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, burde en sikre en så god utluftning av arbeidsområdet som mulig.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
**Vern av øyne/ansikt**

Vernebriller.

**Håndvern**

Vernehansker.

**Hudvern**

Verneklær.

**Åndedrettsvern**

Ved sakkyndig bruk og under normale forhold er åndedrettsvern ikke nødvendig.

**Termiske farer**

Opphetning fører til trykkøkning og fare for brudd.

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Eksplosjonsfare.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Aggregattilstand: | Flytende                          |
| Farge:            | farveløs                          |
| Lukt:             | som eter; mild og ikke vedvarende |
| Luktgrense:       | Ingen data tilgjengelige          |

|                                                     |                          | Testnorm        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             | -43 °C                   |                 |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: | 126 °C                   |                 |
| Antennelighet:                                      | Brennbar                 | ISO 10156       |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            | 1,4 vol. %               |                 |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             | 11,0 vol. %              |                 |
| Flammepunkt:                                        | 25 °C                    | DIN EN ISO 2719 |
| Selvantennelsestemperatur:                          | 445 °C                   |                 |
| Nedbrytingstemperatur:                              | Ingen data tilgjengelige |                 |
| pH-verdi:                                           | Ingen data tilgjengelige |                 |
| Kinematisk viskositet:                              | 0,816 mm <sup>2</sup> /s | OECD 114        |
| (ved 20 °C)                                         |                          |                 |
| Vannløselighet:                                     | 18,8 g/L                 |                 |
| (ved 20 °C)                                         |                          |                 |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |                          |                 |
| Ingen data tilgjengelige                            |                          |                 |
| Løsningshastighet:                                  | Ingen data tilgjengelige |                 |
| fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               | 1,21                     |                 |

## Adhesive Remover

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 5 av 9

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Spredningsstabilitet:       | Ingen data tilgjengelige |
| Damptrykk:<br>(ved 23.8 °C) | 13 hPa                   |
| Damptrykk:<br>(ved 37.8 °C) | 79 hPa                   |
| Tetthet:                    | 0,975 g/cm <sup>3</sup>  |
| Bulktetthet:                | Ikke relevant.           |
| Partikkelegenskaper:        | (Væske ) Ikke relevant.  |

**9.2. Andre opplysninger****Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

Eksplorative egenskaper

Det kan danne seg eksplosjonsfarlig damp / eksplosjonsfarlige luftblandinger.

Oksiderende egenskaper

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Damp/luft-blandinger er eksplosive ved sterk oppvarming.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Eksoterm reaksjon med:

Oksidasjonsmiddel, sterk

Reduksjonsmidler, sterk

**10.4. Forhold som skal unngås**

Beskyttes mot fuktighet.

Oppvarming.

**10.5. Uforenlige materialer**

diverse Plast

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Nedbrytingsprodukter ved brann: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

LD50 Oral (rotte, hann): &gt;4 876 mg/kg Merknader: (ECHA)

Innånding: Ingen data tilgjengelig

Hud: Ingen data tilgjengelig

| CAS-nr.  | Stoffnavn                |                 |       |       |        |
|----------|--------------------------|-----------------|-------|-------|--------|
|          | Eksponeringsvei          | Dose            | Arter | Kilde | Metode |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate        |                 |       |       |        |
|          | gjennom munnen           | LD50 4876 mg/kg | Rotte | ECHA  |        |
|          | gjennom huden            | Manglende data  |       |       |        |
|          | ved innånding (4 h) damp | LC50 19,5 mg/l  | Rotte | ECHA  |        |

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 6 av 9

**Irritasjon- og etsevirkning**

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Hudkorrosjon/irritasjon (kanin): Resultat: Ingen hudirritasjon (24 timer) Merknader: (ECHA)

**Sensibiliserende egenskaper**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Alvorlig øyeskade/irritasjon (kanin): Resultat: Ingen øyeirritasjon (8 dager) Merknader: (ECHA), Sensibilisering

av luftveier eller hud: Local lymph node assay (LLNA): Mus: Resultat: Ikke hudsensibiliserende (OECD Test Guideline 429).

**Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksisitet**

Skade på arvestoffet i kjønnseller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Kreftframkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Mutagenisitet i kimceller: Type test: Ames test: Testsystem: Escherichia coli/Salmonella typhimurium:

Metabolsk aktivering: med og uten metabolsk aktivering: Metode: OECD Test Guideline 471: Resultat: negativt

| Type test: Mikronukleustest: Testsystem: Humane lymfocytter: Metabolsk aktivering: med og uten metabolsk

aktivering: Metode: OECD Test Guideline 487: Resultat: positivt | Type test: Mikronukleustest: Art: Mus:

Celletype: Benmarg: Administrasjonsvei: Intravenøs: Metode: OECD Test Guideline 474: Resultat: negativt

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Ingen data tilgjengelige

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Ingen data tilgjengelige

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Ingen data tilgjengelige

**11.2. Opplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 i nivåer på 0,1 % eller høyere.

**Andre opplysninger**

Toksisitet ved gjentatt dosering (rotte; hann og hunn; oral; 90 - 91 dager): NOAEL (dose hvor ingen negative helseeffekter ble observert): 1 000 mg/kg

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**
**12.1. Giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Toksisitet for bakterier: statisk test NOEC - Desmodesmus subspicatus (grønnalger):  $\geq 100$  mg/l - 72 timer (OECD Test Guideline 201)

| CAS-nr.  | Stoffnavn            |       |           |       |                         |          |
|----------|----------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|
|          | Giftighet i vann     | Dose  | [h]   [d] | Arter | Kilde                   | Metode   |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate    |       |           |       |                         |          |
|          | Akutt algetoksisitet | ErC50 | 100 mg/l  | 72 h  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 |
|          | Algetoksisitet       | NOEC  | 100 mg/l  | 3 d   | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Biologisk nedbrytbarhet: Resultat: 75 % - Lett biologisk nedbrytbart. (Forordning (EF) nr. 440/2008, vedlegg,

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 7 av 9

C.4-D)

| CAS-nr.  | Stoffnavn                                         | Verdi | d  | Kilde |
|----------|---------------------------------------------------|-------|----|-------|
|          | Metode                                            |       |    |       |
|          | Vurdering                                         |       |    |       |
| 105-58-8 | Diethyl carbonate                                 |       |    |       |
|          | Regulation (EC) Nr. 440/2008, Appendix, C.4-D     | 75    | 27 |       |
|          | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |       |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Ingen data tilgjengelige

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

| CAS-nr.  | Stoffnavn         | Log Pow |
|----------|-------------------|---------|
| 105-58-8 | Diethyl carbonate | 1,21    |

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelige

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**
**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**
**Avfallsbehandling**

Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).

Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet.

Kast innholdet/holderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**
**Land transport (ADR/RID)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

UN 2366

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

DIETYLKARBONAT

**14.3. Transportfareklasse(r):**

3

**14.4. Emballasjegruppe:**

III

Faresedler:

3



Klassifisering-kode:

F1

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Unntatt mengde:

E1

Transportkategori:

3

Fare-nummer:

30

Tunnelbegrensningskode:

D/E

**Skipstransport innenlands (ADN)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

UN 2366

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive Remover**

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 8 av 9

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** DIETYLKARBONAT

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** III

Faresedler: 3



Klassifisering-kode: F1

Begrenset mengde (LQ): 5 L

Unntatt mengde: E1

**Sjøtransport (IMDG)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** UN 2366

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** DIETHYL CARBONATE

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** III

Faresedler: 3



Spesielle bestemmelser: -

Begrenset mengde (LQ): 5 L

Unntatt mengde: E1

EmS: F-E, S-D

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** UN 2366

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** DIETHYL CARBONATE

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** III

Faresedler: 3



Begrenset mengde (LQ) Passenger: 10 L

Passenger LQ: Y344

Unntatt mengde: E1

IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: 355

IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: 60 L

IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: 366

IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 220 L

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**
**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
**EU-forskrifter**

## Adhesive Remover

Revisjonsdato: 19.11.2025

Side 9 av 9

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 3, Punkt 40

Opplysninger til direktiv 2012/18/EU  
(SEVESO III):

P5c BRANNFARLIGE VÆSKER

Nasjonal forskrifter

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

19/11/2025

Versjonsnummer: 1,01

Erstatter versjonsnummer: 1,00 (21/10/2024)

**Forkortelser og akronymer**

ATE: Akutt toksisitetsestimat. CAS: Chemical abstracts service. CFR: Code of Federal Regulations. DNEL: Derived No Effect Level EC50: 50 % av maksimal effektiv konsentrasjon. FDA: Food and Drug Administration. GHS: Globalt harmonisert system. IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport. ICAO: Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods med fly. IMDG: Internasjonalt maritimt farlig gods. LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon. LD50: Dødelig dose til 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose). NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff. PEL: Tillatt eksponeringsgrense. PNEC: Predicted No Effect Concentration (forventet konsentrasjon uten effekt). REL: Anbefalt eksponeringsgrense. STOT RE: Spesifikk målorgantoksisitet - engangseksponering. STOT SE: Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering. TWA: 8-timers tidsvektet gjennomsnitt (grenseverdi for langtidseksponering). US OSHA: US Occupational Safety and Health Administration. vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

**Viktige litteratur-referanser og datakilder**

Dataene for de farlige bestanddelene er hentet fra den siste versjonen av sikkerhetsdatabladet til underleverandøren.

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H226

Brannfarlig væske og damp.

**Utfyllende opplysninger**

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold.