

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Unik formelidentifikator : ikke relevant

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Identifiserte relevante bruksområder

FD 312 våttkluter er bruksferdige kluter for desinfeksjon ved avtørring og rengjøring av gulv, praksisinventar, etc.

##### Produktkategorier [PC]

PC 8 - Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)

Produkttype 2: Desinfeksjonsmiddel og algebekjempningsmiddel som ikke er bestemte for en direkte anvendelse på mennesker og dyr

##### Bruk som blir frarådd

Ingen ved sakkyndig håndtering.

##### Bemerkning

Produktet er laget for profesjonell bruk.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

orochemie GmbH + Co. KG

**Gate :** Max-Planck-Straße 27

**Postnummer/Sted :** 70806 Kornwestheim

**Telefon :** +49 7154 1308-0

**Faxnr. :** +49 7154 1308-40

**Kontaktinformasjon :** DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: + 47 22 59 13 00 døgnet rundt

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Selv om dette produktet ikke er merkepliktig, anbefaler vi å være oppmerksom på tips for sikkerheten.

##### Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

###### Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/....

P501 Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### 2.3 Andre farer

Blandingen inneholder < 0,1 % stoffer med potensielle hormonforstyrrende egenskaper. Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

### AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### 3.2 Stoffblandinger

#### Beskrivelse

Våtklutene inneholder en bruksferdig oppløsning av FD 312. 1 klut inneholder alkyl-benzyl-dimetyl-ammoniumklorid, nonionaktive tensider, alkaliske renskomponenter, kompleksdannere, duft- og hjelpestoffer i vannoppløsning.

#### Farlige komponenter

BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; REACH Nr. : 01-2119965180-41 ; EU-nummer : 269-919-4; CAS-nr. : 68391-01-5

Vektandel : < 0,07 %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Spesifikk konsentrasjonsgrenseverdi : (M Chronic=1) • (M Acute=10)

#### Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Formulering av fare- og EU-faresetninger: Se AVSNITT 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generell informasjon

I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

#### Etter innånding

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

#### Ved hudkontakt

Må vaskes av med rikelig vann. I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

#### Etter øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

#### Etter svelging

Ingen spesialtiltak er nødvendige. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1 Slukkingsmidler

#### Egnet slukkemiddel

Karbondioksid (CO2) Slukningspulver Vannsprutestråle Vanntåke Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

#### Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen kjent.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen kjent.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Verneutstyret avstemmes med omgivende brann.

#### Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Verneutstyret avstemmes med omgivende brann.

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

##### For personell som ikke er nødpersonell

Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

##### For nødhjelpspersonell

###### Personlig verneutstyr

Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Kast brukte kluter i husholdningsavfallet - ikke kast dem i toalettet.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

##### Til rengjøring

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

##### Andre opplysninger

Kast brukte kluter i husholdningsavfallet - ikke kast dem i toalettet.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Vennligst følg etikett/bruksanvisning!

##### Beskyttelsestiltak

###### Brannverntiltak

Vanlige tiltak for forebyggende brannvern. Det må ikke røykes under bruk.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

##### Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.

##### Informasjon om lagring i fellesrom

Må ikke lagres sammen med næringsmidler.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### DNEL-/ PNEC-verdier

Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet.

###### DNEL/DNEL

BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Grenseverditype :      | DNEL Konsument (systemisk) |
| Eksponeringsvei :      | Dermal                     |
| Eksponeringsfrekvens : | Over lang tid              |
| Grenseverdi :          | 3,4 mg/kg                  |
| Vurderingsfaktor :     | 24 h                       |
| Grenseverditype :      | DNEL Konsument (systemisk) |

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Eksponeringsvei :      | Innånding                       |
| Eksponeringsfrekvens : | Over lang tid                   |
| Grenseverdi :          | 1,64 mg/m <sup>3</sup>          |
| Grenseverditype :      | DNEL Konsument (systemisk)      |
| Eksponeringsvei :      | Oral                            |
| Eksponeringsfrekvens : | Over lang tid                   |
| Grenseverdi :          | 3,4 mg/kg                       |
| Vurderingsfaktor :     | 24 h                            |
| Grenseverditype :      | DNEL arbeidstakeren (systemisk) |
| Eksponeringsvei :      | Dermal                          |
| Eksponeringsfrekvens : | Over lang tid                   |
| Grenseverdi :          | 5,7 mg/kg                       |
| Vurderingsfaktor :     | 24 h                            |
| Grenseverditype :      | DNEL arbeidstakeren (systemisk) |
| Eksponeringsvei :      | Innånding                       |
| Eksponeringsfrekvens : | Over lang tid                   |
| Grenseverdi :          | 3,96 mg/m <sup>3</sup>          |

### PNEC

BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Grenseverditype : | PNEC (Akvatiske, Ferskvann)          |
| Grenseverdi :     | 0,0009 mg/l                          |
| Grenseverditype : | PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp) |
| Grenseverdi :     | 0,00016 mg/l                         |
| Grenseverditype : | PNEC (Akvatiske, Havvann)            |
| Grenseverdi :     | 0,00009 mg/l                         |
| Grenseverditype : | PNEC (Sediment, ferskvann)           |
| Grenseverdi :     | 12,27 mg/kg                          |
| Grenseverditype : | PNEC (Sediment, havvann)             |
| Grenseverdi :     | 13,09 mg/kg                          |
| Grenseverditype : | PNEC (Grunn)                         |
| Grenseverdi :     | 7 mg/kg                              |
| Grenseverditype : | PNEC (Renseanlegg)                   |
| Grenseverdi :     | 0,4 mg/l                             |

## 8.2 Eksponeringskontroller

### Personlig verneutstyr

#### Øye-/ansiktsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

#### Hudvern

##### Håndvern

Korttidskontakt (Level 2: < 30 min): Engangs-vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,1 mm.

Landtidskontakt (Level 6: < 480 min): Vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,7 mm.

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

##### Kroppsbeskyttelse

Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig.

#### Pustebeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

### Generell informasjon

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Adskilt oppbevaring for arbeidstøy. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

### Øvrige beskyttelsestiltak

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Bløtleggingsvæske - kluter

**Utseende :** duker

**Farge :** hvit

**Lukt :** aromatisk

##### Sikkerhetsegenskaper

|                                        |                                       |     |               |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------|-------------------|
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt :</b>        | ( 1013 hPa )                          |     | ikke bestemt  |                   |
| <b>Kokepunkt/kokeområde, start :</b>   | ( 1013 hPa )                          | ca. | 100           | °C                |
| <b>Nedbrytingstemperatur :</b>         | ( 1013 hPa )                          |     | ikke bestemt  |                   |
| <b>Brannpunkt :</b>                    |                                       |     | ikke relevant |                   |
| <b>Selvantennelsestemperatur :</b>     |                                       |     | ikke relevant |                   |
| <b>Nedre eksplosjonsgrense :</b>       |                                       |     | ikke relevant |                   |
| <b>Øvre eksplosjonsgrense :</b>        |                                       |     | ikke relevant |                   |
| <b>Damptrykk :</b>                     | ( 50 °C )                             |     | ikke bestemt  |                   |
| <b>Tetthet :</b>                       | ( 20 °C )                             | ca. | 1             | g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Opplosningsmiddel-skilteprøve :</b> | ( 20 °C )                             |     | ikke relevant |                   |
| <b>Oppløselighet i vann :</b>          | ( 20 °C )                             |     | ikke relevant |                   |
| <b>pH-verdi :</b>                      |                                       |     | 10,3 - 11,3   |                   |
| <b>log P O/W :</b>                     |                                       |     | ikke bestemt  |                   |
| <b>Flyttid :</b>                       | ( 20 °C )                             |     | ikke relevant | DIN-beger 4 mm    |
| <b>Luktgrense :</b>                    |                                       |     | ikke bestemt  |                   |
| <b>Maksimalt VOC-innhold (EU) :</b>    |                                       |     | 0             | Vkt-%             |
| <b>Brennbare faststoffer :</b>         | Ikke anvendelig.                      |     |               |                   |
| <b>Oksiderende faststoff :</b>         | Ikke anvendelig.                      |     |               |                   |
| <b>Eksplosive egenskaper :</b>         | Ikke anvendelig.                      |     |               |                   |
| <b>Korroderer metall :</b>             | Virker ikke korroderende på metaller. |     |               |                   |

#### 9.2 Andre opplysninger

Ingen

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen ved sakkyndig håndtering.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stable under recommended storage and handling conditions (see section 7).

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen ved sakkyndig håndtering.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Det foreligger ingen informasjon.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Det foreligger ingen informasjon.

#### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen kjent.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Konsentrat:

#### Akutt oral toksisitet

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :       | LD50                                                                   |
| Eksponeringsvei : | Oral                                                                   |
| Regneart :        | Rotte                                                                  |
| Virkedosering :   | 5613 mg/kg                                                             |
| Metode :          | OECD 401                                                               |
| Parameter :       | ATEmix                                                                 |
| Eksponeringsvei : | Oral                                                                   |
| Virkedosering :   | uten betydning                                                         |
| Parameter :       | ATE ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 ) |
| Eksponeringsvei : | Oral                                                                   |
| Virkedosering :   | 500 mg/kg                                                              |

#### Praktiske erfaringer/ved mennesket

Kontakt med hud og øyne: hyppig og kontinuerlig hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

#### Akutt hudtoksisitet

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :       | LD50                                                                   |
| Eksponeringsvei : | Dermal                                                                 |
| Regneart :        | Rotte                                                                  |
| Virkedosering :   | > 2000 mg/kg                                                           |
| Metode :          | OECD 402                                                               |
| Parameter :       | ATEmix                                                                 |
| Eksponeringsvei : | Dermal                                                                 |
| Virkedosering :   | uten betydning                                                         |
| Parameter :       | ATE ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 ) |
| Eksponeringsvei : | Dermal                                                                 |
| Virkedosering :   | 1100 mg/kg                                                             |

#### Akutt inhaleringstoksisitet

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Parameter :       | ATEmix           |
| Eksponeringsvei : | Innånding (damp) |
| Virkedosering :   | uten betydning   |

### Etsende

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Konsentrat: In vitro hudkorrosjon: irriterende.  
Metode : OECD 431. Duker: Ikke irriterende.

### Sensibilisering av luftveiene eller huden

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Konsentrat: Marsvin: ikke sensibiliserende.  
Metode : OECD 406.

### CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning)

#### Cancerogenitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Mutagenitet i kimcellene

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Innåndingsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### 11.2 Informasjon om andre farer

#### Endokrine forstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder < 0,1 % stoffer med potensielle hormonforstyrrende egenskaper.

#### Ytterligere informasjon

Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Toksisitet i vann

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet

Parameter : LC50 ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Pimephales promelas (storhodet ørekyte)  
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet  
Virkedosering : 0,28 mg/l  
Eksponeringstid : 96 h

##### Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet

Parameter : NOEC ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Pimephales promelas (storhodet ørekyte)  
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet  
Virkedosering : 0,032 mg/l  
Eksponeringstid : 816 h

##### Akutt (kortvarig) toksisitet for krepsdyr

Parameter : EC50 ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Daphnia magna (stor vannloppe)  
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) daphnitoksisitet  
Virkedosering : 0,016 mg/l  
Eksponeringstid : 48 h  
Metode : OECD 202

##### Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr

Parameter : NOEC ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Daphnia magna (stor vannloppe)  
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) daphnitoksisitet  
Virkedosering : 0,0042 mg/l  
Eksponeringstid : 504 h

##### Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter : ErC50 ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Pseudokirchneriella subcapitata  
Vurderingsparameter : Bremsing av vekstraten  
Virkedosering : 0,049 mg/l  
Eksponeringstid : 72 h  
Metode : OECD 201

##### Kronisk (langsiktig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter : NOEC ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Algae  
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) algetoksisitet  
Virkedosering : 0,009 mg/l

##### Toksisitet for mikroorganismer

Parameter : EC50 ( BENZYL DIMETHYL ALKYL AMMONIUM CHLORIDE ; CAS-nr. : 68391-01-5 )  
Regneart : Bacteria toxicity  
Virkedosering : 7,75 mg/l

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

Eksponeringsstid : 3 h  
Metode : OECD 209

### 12.2 Opplysning om eliminering

#### Abiotisk nedbryting

Ikke kjent.

#### Biologisk nedbryting

Ikke kjent.

### 12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Det foreligger ingen informasjon.

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Fordeling

Det er ingen tilgjengelige data for selve produktet. Ingen data tilgjengelige

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

### 12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Blandingene inneholder < 0,1 % stoffer med potensielle hormonforstyrrende egenskaper.

### 12.7 Andre skadelige virkninger

Det foreligger ingen informasjon.

### 12.8 Ytterligere økotoksikologiske informasjon

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)

##### Etter tiltenkt bruk

##### Avfallsbehandling

Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Kast brukte kluter i husholdningsavfallet - ikke kast dem i toalettet. Snakk med ansvarlig renovatør om bortfrakting av avfall.

##### Gjenopprettingsoperasjoner

Forpakningene leveres inn til resirkulering. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

##### Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Konsentrat/større mengder: 18 01 06\* (desinfeksjonsmiddel).

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.4 Emballasjegruppe

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.5 Miljøfarer

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

### 14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-lover

##### Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

##### Innskrenkning av bruk

##### Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr. : 75

##### Andre forskrifter (EU)

##### Forordning (EF) nr. 528/2012 (Biocidprodukter)

Produkttype 2: Desinfeksjonsmiddel og algebekjempningsmiddel som ikke er bestemte for en direkte anvendelse på mennesker og dyr

##### Nasjonale forskrifter

##### Yrkesmessige begrensninger

Ingen

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En stoffsikkerhetsbedømmelse ble ikke gjennomført for denne blandingen.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### 16.1 Endringsindikasjoner

02. Merkingselementer · 11. Akutt toksisitet · 11. Etsende · 11. Sensibilisering av luftveiene eller huden · 11. Cancerogenitet · 11. Mutagenitet i kimcellene · 11. Reproduksjonstoksitet · 11. Spesifikke målorgan-toksitet ved engangs eksponering · 11. Spesifikke målorgan-toksitet ved gjentatt eksponering · 11. Innåndingsfare · 12. Toksisitet i vann · 15. Innskrenkning av bruk

### 16.2 Forkortelser og akronymer

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ATE = Akutt toksisitets estimat  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CEN = Europeisk Standardiseringskommite  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff  
CO<sub>2</sub> = Karbon diokside  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EAK = Europeisk Avfallskoder  
EC = Den europeiske kommisjonen  
EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon  
EN = Europeisk Standard  
EU = Den europeiske union  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier  
H statement = GHS fare setninger  
IATA = Internasjonal lufttransport Forening  
ICAO-TI = Internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - teknisk opplæring  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LC50 = Middels dødelig konsentrasjon  
LD50 = Middels dødlig dose  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol/vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

# Sikkerhetsdatablad

## ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : FD 312 wet wipes Overflate-desinfeksjon  
Redigeringsdato : 12.01.2023  
Utskriftsdato : 26.06.2023

Versjon (Redigert) : 4.1.0 (3.0.2)

NOEC/NOEL = Koncentrasjon/dose, hvor der ikke ses noen virkning  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering  
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering  
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet  
TLV/STEL = Grenseverdi for 15 minutter eksponering  
TLV/TWA = Grenseverdi for daglig eksponering  
UN = Forenede Nasjoner  
VOC = Flyktig organisk forbindelse  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

### 16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder

Ingen

### 16.4 Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser.

### 16.5 Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                                |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.                              |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.            |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H400 | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

### 16.6 Skoleringshenvisning

Ingen

### 16.7 Ytterligere informasjon

Les bruksanvisningen på etiketten.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.