



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 1: Bezeichnung d. Stoffes bzw. d. Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikatoren

Artikelbezeichnung: STEAM-OFF Spacer
Artikelnummer: siehe Anhang

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemisch

Verwendungszweck: Stumpflack (Platzhalter) im dentaltechnischen Bereich

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestr.3
DE-78234 Engen
www.yeti-dental.com
www.dentalwax.com
info@yeti-dental.com
Tel. +49 (0)7733-9410-0
Fax +49 (0)7733-9410-20

Kontaktstelle für techn. Informationen / Anwendungstechnik

Geräte +49 (0)7733-9410-14 technik@yeti-dental.com
Zahntechnik +49 (0)7733-9410-20 labor@yeti-dental.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer: Tel. 0 77 33 / 94 10 0 (*Mo.–Do.8h–16h30, Fr. 8h–14h*)
Diese Notrufnummer ist nur zu Bürozeiten besetzt

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008 CLP.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG

2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist nach EG Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Gefahrenpiktogramme n. a.
Gefahrenhinweise n. a.
Sicherheitshinweisen. a.
Enthält n. a.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Gefahrenhinweise n. a.
Sicherheitshinweise n. a.
Enthält n. a.
Besondere Kennzeichnung n. a.

2.3 Sonstige Gefahren keine

Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben von Bestandteilen

3.2 Gemische
Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung
Beschreibung:wässrige Dispersion

Einstufung gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) n. a.
Einstufung gem. Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG n. a.
Zusätzliche Hinweise: keine

Abschnitt 4: Erste –Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen.

Nach Hautkontakt:

Dokument: 29.08.2008/JB
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08
Erstellt am/von: 29.08.2008/JB
geändert am/von: 15.08.2016
Revision: 2.0
freigegeben am/von: 22.08.2016
Seitenzahl: 1-22



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösungsmittel oder Verdünnungen verwenden!

Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen!

Nach verschlucken:

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen Herbeiführen!

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen, ärztlichen Rat einholen

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel** Das Produkt selbst brennt nicht
Geeignete Löschmittel n. a.
Ungeeignete Löschmittel n. a.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte Kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
- 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**
Atemschutzgerät bereit halten.
Zusätzliche Hinweise
Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht In Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenschutzbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in Abwasser, Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.
- 6.3 Verfahren zur Aufnahme / Reinigung:**
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (Sand, Kieselgur, Erde, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Kapitel 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmitteln säubern, keine Lösungsmittel benutzen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen u. Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter sorgfältig verschlossen und aufrecht lagern, um jegliches auslaufen zu verhindern.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 5°C und 25°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Frost schützen.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Das Produkt ist ausschließlich für den dentalen, beschriebenen Anwendungsbereich frei gegeben.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter / Arbeitsplatzgrenzwerte

n. a.

8.2 Begrenzung zur Überwachung der Exposition / Arbeitsplatz

Atemschutz

Nicht anwendbar

Handschutz

Für längeren oder wiederholten Umgang ist ein PVC Handschutz zu verwenden. Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN374

Zusätzlich können für ausgesetzte Bereiche vor dem Kontakt, Schutzcremes verwendet werden – jedoch keinesfalls nach Kontakt.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille tragen

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Körperschutz

Nicht anwendbar

Schutzmaßnahmen

Nach Kontakt Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife (oder geeignetem Reinigungsmittel) reinigen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen (Kap.7). Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Aggregatzustand: Flüssigkeit
Farbe: siehe Etikett
Geruch: arttypisch

Sicherheitsrelevante Daten

Selbstentzündlichkeit: n.a.
Flammpunkt: n.a.
Dampfdruck: bei 20°C n.a.
Dichte: ca. 1,24 g/cm³ bei 20°C
Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
Festkörpergehalt: 54,7 Gew.-%
Wasser: 45 Gew.-%

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der vorgeschriebenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen siehe Kapitel 7

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht anwendbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht anwendbar

Dokument: 29.08.2008/JB
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08
Erstellt am/von: 29.08.2008/JB
geändert am/von: 15.08.2016
Revision: 2.0
freigegeben am/von: 22.08.2016
Seitenzahl: 1-22



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

10.5 Unverträgliche Materialien

Nicht anwendbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen – z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Erfahrungen aus der Praxis / beim Menschen

Längerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt führt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschäden (Kontaktdermitis) und /oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR Eigenschaften

Die Inhaltstoffe dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1 oder 2 Gemäß 67/548/EWG

Es sind keine Angaben über die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG und nicht klassifiziert.

Abschnitt 12: Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

12.1 Toxizität

Es liegen keine Informationen vor

Langzeit Ökotoxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Toxikologische Daten liegen keine vor

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Toxikologische Daten liegen keine vor

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

12.4 Mobilität im Boden

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.5 Ergebnisse der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gem. REACH, Anhang XIII

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und als nicht umweltgefährlich eingestuft.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung/Produkt – Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV

080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Verpackung – Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte und nicht entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) als nicht gefährlich eingestuft.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.1 UN-Nummer

n. a.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

n. a.

14.3 Transportgefahrenklassen

n. a.

14.4 Verpackungsgruppe

n. .a

14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID)

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

n. a.
Marine pollutant

n. a.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behälter. Sicherstellen dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist. Hinweise zum sicheren Umgang (siehe Abschnitte 6-8) beachten.

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID) Tunnelbeschränkungscode
Seeschiffstransport (IMDG) EmS-Nr. n.a.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 gemäß IBC – Code

nicht anwendbar

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits-und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger, organischer Verbindungen (VOC-RL)

VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 0,328

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK) 1

Betriebssicherheitsverordnung (Betr.SichV) n. a.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) fällt nicht unter die TA-Luft

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

Dokument: 29.08.2008/JB Erstellt am/von: 29.08.2008/JB geändert am/von: 15.08.2016 Revision: 2.0 freigegeben am/von: 22.08.2016 Seitenzahl: 1-22
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (REACH-VO)

Handelsname: STEAM-OFF Spacer
Gültig ab: 22.08.2016
Version: 1.1
Überarbeitet am: 15.08.2016
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R- und H-Sätze (Nummer und Volltext)

n. a.

Weitere Angaben

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie EG-Gesetzgebung. Die angegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich unser Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach § 6 der Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der Verordnung 1907/2006 (EG).

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
	29.08.2008/JB	15.08.2016	2.0	22.08.2016	1-22
Vorlage: Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti/01.08.08					

EU – Fiche Technique de Sécurité

YETI Dentalprodukte GmbH

Selon l'Appendice II de la loi 1907/2006

STEAM - OFF - Spacer

591-0001 Spacer, vanilla, 1 x 20 ml (A2)

591-0006 Spacer, vanilla, 6 x 20 ml (A2)

592-0001 Spacer, sahara, 1 x 20 ml (A3)

592-0001M Spacer, sahara, 1x 3 ml (A3)

592-0006 Spacer, sahara, 6 x 20 ml (A3)

593-0001 Spacer, gold, 1 x 20 ml (A3,5 / B3 / B4 / D4)

593-0006 Spacer, gold, 6 x 20 ml (A3,5 / B3 / B4 / D4)

594-0001 Spacer, sand, 1 x 20 ml (A1 / B1 / B2 / C1 / D2)

594-0006 Spacer, sand, 6 x 20 ml (A1 / B1 / B2 / C1 / D2)

595-0001 Spacer, terra, 1 x 20 ml (C2 / C3 / A4 / C4 / D3)

595-0006 Spacer, terra, 6 x 20 ml (C2 / C3 / A4 / C4 / D3)

596-0001 Spacer, snow, 1 x 20 ml (Bleach)

596-0006 Spacer, snow, 6 x 20 ml (Bleach)