

Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

*

1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery
- **Številka artikla:**
SDS 435-001.02R01, 1007761, 13679, 13680, 13871, 13872, 13872-P2, 13874, 13875, 14191, 14192, 14377, 5941-D, 5942-D, 5963, 5963-JP, 5972-D
- **Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Akumulatorska baterija RCR123A iz litijevega železovega fosfata
- **Uporaba snovi / priprava** Akumulatorska baterija RCR123A z litij-železovim fosfatom
- **Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Proizvaja SHENZHEN RYDER ELECTRONICS CO., LTD za:
Ultradent Products Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
South Jordan, UT 84095-3942
ZDA
onlineordersupport@ultradent.com
(800) 552-5512

Odgovorna oseba ES
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln Nemčija
E-naslov: infoDE@ultradent.com
Uradni telefon: +49(0)2203-35-92-0
- **Področje/oddelek za informacije:** Customer Service
- **Telefonska številka za nujne primere:**
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Določitev nevarnosti

- **Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost odpade**
- **Opozorilna beseda odpade**
- **Stavki o nevarnosti**
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **Previdnostni stavki**
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Vsebinsko/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

SI

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 1)

3 Sestava/podatki o sestavinah

· **Zmesi**

· **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· **Nevarne sestavine:**

7440-50-8	granulirani baker [dolžina delcev: od 0,9 mm do 6,0 mm; širina delcev: od 0,494 do 0,949 mm]	≥2,5-<25%
	⚠ Aquatic Chronic 2, H411	
7429-90-5	aluminijev prah (stabiliziran)	≥0-≤10%
	⚠ Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261	
21324-40-3	Lithium Hexafluorophosphate	≥0-≤10%
	⚠ Acute Tox. 3, H311; ⚠ Acute Tox. 4, H302	
1120-71-4	1,3-Propan sulton	≥0,01-≤10%
	⚠ Carc. 1B, H350; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312 Specifična mejna koncentracija: Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %	

· **SVHC**

1120-71-4	1,3-Propan sulton
-----------	-------------------

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

4 Ukrepi za prvo pomoč

· **Opis ukrepov za prvo pomoč**

· **Splošni napotki:** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

· **v primeru vdihavanja:**

Če vdihnete vsebino odprte baterije, odstranite vir onesnaženja ali žrtev prenesite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč.

· **če pride v stik s kožo:**

Če pride do stika kože z vsebino odprte baterije, odstranite onesnažena oblačila in sperite kožo z veliko vode. ali se 15 minut prhajate. Poiščite zdravniško pomoč.

· **če pride v stik z očmi:**

Če pride do stika oči z vsebino odprtega kurišča, jih vsaj 15 minut izpirate z veliko vode in občasno dvignete zgornjo in spodnjo veko. Poiščite zdravniško pomoč.

· **če snov zaužijemo:**

Dajte vsaj 2 kozarca mleka ali vode. Povzročite bruhanje, razen če je bolnik nezavesten. Pokličite zdravnika.

· **Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

5 Protipožarni ukrepi

· **Sredstva za gašenje**

· **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

· **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:**

Ogljikov dioksid

Voda

· **Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

ogljikov monoksid (CO)

Ogljikov dioksid

hlapi litijevega oksida

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 2)

- **Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
- **Drugi podatki** Celica se lahko prezrači, če je izpostavljena prekomerni vročini, ki izpostavlja vsebino baterije.

6 Ukrepi o nenamernih izpustih

- **Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Ne dotikajte se poškodovanih posod ali razlitega materiala, če niste oblečeni v ustrezna zaščitna oblačila.
- **Okoljevarstveni ukrepi:**
Priporočljivo je, da baterijo izpraznite do konca, da porabite kovinski litij v bateriji in izpraznjeno baterijo zakopljete v zemljo.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Če se material iz baterije sprosti, odstranite osebje z območja, dokler se hlapi ne razpršijo. Zagotovite maksimalno prezračevanje za odstranjevanje nevarnih plinov. Obrišite ga s krpo in ga odvrzite v plastično vrečko ter odložite v jekleno posodo. Najprimernejši odziv je zapustiti območje in počakati, da se baterija ohladi in hlapi razpršijo. Zagotovite maksimalno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ali vdihavanju hlapov. Razlito tekočino odstranite z vpojnim sredstvom in sežgite.
Ne odplakniti z vodo ali z vodnim čistilom.
- **Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7 Ravnanje in skladiščenje

- **Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Baterija lahko eksplodira ali povzroči opekline, če jo razstavite, zdrobite ali izpostavite ognju ali visokim temperaturam. Baterije ne kratite ali namestite z napačno polariteto. Baterije ne smete odpirati, uničevati ali sežigati, saj lahko pride do puščanja ali razpokanja in sprostitve sestavin, ki jih vsebuje v hermetično zaprti posodi, v okolje. Ne kratkega stika sponk ali prevelikega polnjenja baterije, prisilnega prevelikega praznjenja, vržite v ogenj. Baterije ne zmečkajte, ne preluknjajte in je ne potaplajte v tekočine.
Uporabljati samo na dobro zračenih področjih.
Zaščititi pred vročino in direktnimi sončnimi žarki.
Ne kadite.
Izogibajte se poškodovanju ali pretrganju baterije.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Oglejte si označevanje izdelka.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
- **Posebne končne uporabe** Akumulatorska baterija RCR123A iz litijevega železovega fosfata

SI

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 3)

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· Parametri nadzora

· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

7440-50-8 granulirani baker [dolžina delcev: od 0,9 mm do 6,0 mm; širina delcev: od 0,494 do 0,949 mm]

MV dolgoročna vrednost: 1 (I) 0,1 (A) * mg/m³
* baker (dim)

21324-40-3 Lithium Hexafluorophosphate

MV trenutna vrednost: 0,2(I) mg/m³
dolgoročna vrednost: 0,2(I) mg/m³
Y

· Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:

7429-90-5 aluminijev prah (stabiliziran)

BAT 200 µg/l
Biološki vzorec: urin
Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristični pokazatelj: aluminij

· Dodatni napotki:

Za odzračevanje baterije je priporočljiva osebna zaščita: Zaščita dihal, zaščitne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

· Nadzor izpostavljenosti

· Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Ni drugih podatkov, glej točko 7.

· Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi: Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

· Zaščito dihal V normalnih razmerah ni potrebno.

· Zaščito rok

V normalnih razmerah ni potrebno,

Zaščita rok: Pri ravnanju z odprto ali puščajočo baterijo nosite rokavice iz neoprena ali naravnega kavčuka.

· Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· Zaščito za oči/obraz

V normalnih razmerah ni potrebno, Pri ravnanju z odprto ali puščajočo baterijo nosite zaščitna očala.

· Ščitnik za telo: V normalnih razmerah ni potrebno,.

9 Fizikalne in kemijske lastnosti

· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

· Splošne navedbe

· Agregatno stanje

trden

· Barva:

srebrne barve

· Vonj:

Če pušča, diši po medicinskem etru.

· Mejne vrednosti vonja:

Ni določen.

· Tališče/ledišče:

ni določen

· Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

ni določen

· Vnetljivost

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 4)

· Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	
· spodnja:	Ni določen.
· zgornja:	Ni določen.
· Plamenišče:	Ni uporaben.
· Temperatura razgradnje	Ni določen.
· pH	Ni uporaben.
· Viskoznost:	
· Kinematična viskoznost	Ni uporaben.
· dinamična	Ni uporaben.
· Topnost	
· voda:	netopen
· Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni določen.
· Parni tlak:	Ni uporaben.
· Gostota in/ali relativna gostota	
· Gostota:	Ni določen
· Relativna gostota	Ni določen.
· Parna gostota:	Ni uporaben.
· Lastnosti delcev	Glej točko 3.
· Drugi podatki	
· Videz:	
· Oblika:	Cilindrična trdna snov
· Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost	
· Temperatura vnetišča:	Proizvod ni samovnetljiv.
· Eksplozivne lastnosti:	Proizvod ni eksploziven.
· Sprememba stanja	
· Hitrost izparevanja,	Ni uporaben.
· Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti	
· Eksplozivi	odpade
· Vnetljivi plini	odpade
· Aerosoli	odpade
· Oksidativni plini	odpade
· Plini pod tlakom	odpade
· Vnetljive tekočine	odpade
· Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
· Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
· Piroforne tekočine	odpade
· Piroforne trdne snovi	odpade
· Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
· Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline	odpade
· Oksidativne tekočine	odpade
· Oksidativne trdne snovi	odpade
· Organski peroksidi	odpade
· Jedko za kovine	odpade
· Desenzibilizirani eksplozivi	odpade

10 Obstočnost in reaktivnost

- **Reaktivnost** Izdelek je v normalnih pogojih stabilen.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 5)

- **Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Segrevajte nad 70 °C ali sežgite. Derformirajte. Poškodujte. Zdrobite. Razstavite. Preveč napolnite. Kratek stik. Dolgotrajno izpostavljanje vlažnim razmeram.
- **Možnost poteka nevarnih reakcij**
Nevarnost eksplozije.
Nevarnost, da se razpoči.
V stiku z vodo se sproščajo gorljivi plini.
- **Pogoji, ki se jim je treba izogniti**
(npr. statična razelektritev, udarci ali vibracije).
Akumulatorske baterije ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
Vibracije, ki se pojavijo med prevozom, ne povzročajo puščanja, požara ali eksplozije.
Ne razstavljajte, ne drobite, ne kratite in ne nameščajte z napačno polariteto. Izogibajte se mehanskim ali električnim zlorabam.
- **Nezdružljivi materiali:**
Oksidanti
Halogenirani ogljikovodiki
Mineralne kisline
Alkalije
Voda
Močna oksidacijska sredstva
- **Nevarni produkti razgradnje:**
Strupeni hlapi pri gorenju ali izpostavljenosti ognju.
Lahko tvori perokside

11 Toksikološki podatki

- **Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

ATE (Ocena akutne strupenosti)

oralen	LD50	6.250-50.000 mg/kg
dermalen	LD50	5.156-30.000 mg/kg

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**
Nevarnost draženja se pojavi le, če je celica mehansko, toplotno ali električno zlorabljen do te mere, da je ogroženo ohišje. V tem primeru lahko pride do draženja kože, oči in dihalnih poti.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakovornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Dodatni toksikološki napotki:**
Dražilni učinki se pojavijo le, če baterija počiva. V primeru notranje vsebine lahko hlapi dražijo oči in kožo. Zdravstvena stanja, ki se običajno poslabšajo zaradi izpostavljenosti: V primeru izpostavljenosti notranji vsebini lahko pride do zmerne do hudega draženja, pečenja in izsušitve kože. Ciljni organi: živci, jetra in ledvice.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 6)

· Podatki o drugih nevarnostih

· Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

12 Ekološki podatki

· Strupenost

· **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.· **Obstojnost in razgradljivost** Počasi biološko razgradljiv· **Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.· **Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· Rezultati ocene PBT in vPvB

· **PBT:** Ni uporaben.· **vPvB:** Ni uporaben.· **Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.· **Drugi škodljivi učinki**· **Drugi ekološki napotki:**· **Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

13 Odstranjevanje

· Metode ravnanja z odpadki

· **Priporočilo:** Vsebinsko/posodo odstranite v skladu z mednarodnimi, zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi.

· Klasifikacijski seznam odpadkov

HP6	Akutna strupenost
HP7	Rakotvorno
HP14	Ekotoksično

· Neočiščena embalaža:

· Priporočilo:

Ne sežigajte in ne izpostavljajte celic temperaturi nad 70 stopinj C. Takšna zloraba lahko povzroči izgubo tesnila in/ali eksplozijo celic. Odstranite jih v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

14 Podatki o prevozu

· Številka ZN in številka ID

· **ADR, IMDG, IATA** UN3480

· Pravilno odpremno ime ZN

· **ADR** 3480 LITJEVE IONSKE BATERIJE
 · **IMDG, IATA** LITHIUM ION BATTERIES

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 7)

· Razredi nevarnosti prevoza

· ADR, IMDG, IATA



· Kategorija

9 Različne nevarne snovi in predmeti

· Listek za nevarnost

9A

· Skupina embalaže

· ADR, IMDG, IATA

odpade

· Nevarnosti za okolje:

Ni uporaben.

· Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor: Različne nevarne snovi in predmeti

· Številka nevarnosti (Kemler številka):

-

· EMS-številka:

F-A,S-I

· Stowage Category

A

· Stowage Code

SW19 For batteries transported in accordance with SP 376 or SP 377 Category C, unless transported on a short international voyage.

· Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporaben.

· Transport/drugi podatki:

· ADR

· Omejene količine (LQ)

0

· Izvzete količine (EQ)

Kod: E0

Ni dovoljena kot izvzeta količina

· Prevozna skupina

2

· Kod omejitev za predore

E

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

0

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "model regulation":

UN 3480 LITJEVE IONSKE BATERIJE, 9

15 Zakonsko predpisani podatki

· Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

1120-71-4 1,3-Propan sulton

· Direktiva 2004/42/ES

· Direktiva 2012/18/EU

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 8)

· UREDBA (EU) 2019/1148

· **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE** (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Državni predpisi:

· Druge določbe, omejitve in prepovedi

· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57

1120-71-4 1,3-Propan sulton

· **Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16 Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· Relevantne norme

H228 Vnetljiva trdna snov.
H261 V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H311 Strupeno v stiku s kožo.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H350 Lahko povzroči raka.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Nevarno za vodno okolje - dolgotrajno (kronično)
nevarnost za vodno okolje

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

· Lista s podatki področja izstavitve: Environmental, Health, and Safety

· Kontaktna oseba: Customer Service

· Datum predhodne različice: 10.05.2023

· Okrajšave in akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 28.08.2025

Številka različice 1

Sprememba: 28.08.2025

Trgovsko ime: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(nadaljevanje od strani 9)

*ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)**Flam. Sol. 1: Vnetljive trdne snovi – Kategorija 1**Water-react. 2: Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline – Kategorija 2**Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4**Acute Tox. 3: Akutna strupenost – Kategorija 3**Carc. 1B: Rakotvornost – Kategorija 1B**Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2**Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3**** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

SI