



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

*

1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery
- **Artikkelnummer:**
SDS 435-001.02R01, 1007761, 13679, 13680, 13871, 13872, 13872-P2, 13874, 13875, 14191, 14192, 14377, 5941-D, 5942-D, 5963, 5963-JP, 5972-D
- **Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
RCR123A Oppladbart litiumjernfosfat batteri
- **Bruk av stoffet/tilberedningen** RCR123A Oppladbart litiumjernfosfat batteri
- **Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon**
- **Produsent/leverandør:**
Produsert av SHENZHEN RYDER ELECTRONICS CO, LTD for:
Ultradent Products Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
South Jordan, UT 84095-3942
USA
onlineordersupport@ultradent.com
(800) 552-5512

EC Ansvarlig person
Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Köln Tyskland
E-post: infoDE@ultradent.com
Office Phone: +49(0)2203-35-92-0
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Customer Service
- **Nødtelefonnummer:**
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Fareidentifikasjon

- **Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- **Merkingselementer**
- **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer** bortfaller
- **Varselord** bortfaller
- **Faresetninger**
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- **Sikkerhetssetninger**
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

(fortsatt på side 2)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsett fra side 1)

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

3 Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- **Blandinger**

- **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 7440-50-8	Copper Foil	≥2,5-<25%
EINECS: 231-159-6	⚠ Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 7429-90-5	aluminiumpulver (ustabilisert)	≥0-≤10%
EINECS: 231-072-3	⚠ Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261	
CAS: 21324-40-3	Lithium Hexafluorophosphate	≥0-≤10%
EINECS: 244-334-7	⚠ Acute Tox. 3, H311; ⚠ Acute Tox. 4, H302	
CAS: 1120-71-4	1,3-propansulton	≥0,01-≤10%
EINECS: 214-317-9	⚠ Carc. 1B, H350; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	
Spesifikke konsentrasjonsgrense: Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %		

- **SVHC**

1120-71-4	1,3-propansulton
-----------	------------------

- **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

4 Førstehjelpstiltak

- **Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- **Generelle informasjon:** Ingen spesielle tiltak kreves.

- **Etter innånding:**

Hvis innholdet i et åpent batteri inhaleres, fjern forurensningskilden eller flytt den skadde i frisk luft. Oppsøk medisinsk veiledning.

- **Etter hudkontakt:**

Ved hudkontakt med innholdet i et åpent batteri, ta av forurensede klær og skyll huden med rikelig med vann eller dusj i 15 minutter. Søk medisinsk hjelp.

- **Etter øyekontakt:**

Ved øyekontakt med innholdet i en åpen beholder, skyll øynene med rikelig med vann i minst 15 minutter, og løft av og til øvre og nedre øyelokk. Søk medisinsk hjelp.

- **Etter svelging:**

Gi minst 2 glass melk eller vann. Fremkall oppkast med mindre pasienten er bevisstløs. Tilkall lege.

- **De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- **Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

5 Brannslukkingstiltak

- **Slukningsmidler**

- **Egnede slukningsmidler:** Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:**

Kulldioksyd

Vann

(fortsett på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykddato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 2)

- **Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen**
Kullmonoksid (CO)
Karbondioksid
litiumoksid-damp
- **Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
- **Ytterligere informasjoner**
Cellen kan luftes ut når den utsettes for sterk varme, slik at batteriets innhold blir eksponert.

6 Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ikke rør skadede beholdere eller sølt materiale med mindre du har på deg egnede verneklær.
- **Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
Det anbefales å lade batteriet helt ut, for å bruke opp metall-litiumet inne i batteriet og å grave det utladede batteriet ned i jorden.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Hvis batterimaterialet frigjøres, må du fjerne personell fra området til røyken er forsvunnet. Sørg for maksimal ventilasjon for å fjerne farlige gasser. Tørk det opp med en klut, og kast det i en plastpose og legg det i en stålkanne. Den beste løsningen er å forlate området og la batteriet kjøle seg ned og dampene forsvinne. Sørg for maksimal ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt eller innånding av damp. Fjern sølt væske med absorberende middel og brenn.
Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **Henvvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7 Håndtering og lagring

- **Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Batteriet kan eksplodere eller forårsake brannskader hvis det demonteres, knuses eller utsettes for brann eller høye temperaturer. Ikke kortslutt eller installer med feil polaritet. Batteriet må ikke åpnes, ødelegges eller brennes, da det kan lekke eller sprekke og slippe ut i omgivelsene de ingrediensene som finnes i den hermetisk forseglede beholderen. Ikke kortslutt terminaler, eller overladet batteriet, tvunget overutladning, kast til brann. Ikke knus eller punkter batteriet eller senk det ned i væsker.
Brukes bare i godt ventilerte lokaler.
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Ikke røyk.
Unngå å skade eller sprekke batteriet.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**
Se produktmerking.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 3)

· Særlig(e) sluttanvendelse(r) RCR123A Oppladbart litiumjernfosfat batteri

8 Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· Kontrollparametere

· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

7440-50-8 Copper Foil

AG	Langtidsverdi: 0,1 * 1 ** mg/m ³ *røyk, ** støv
----	---

7429-90-5 aluminiumpulver (ustabilisert)

AG	Langtidsverdi: 5 mg/m ³
----	------------------------------------

· Ytterligere informasjon:

Personlig beskyttelse anbefales ved utlufting av batteriet: Åndedrettsvern, vernehansker, verneklær og vernebriller med sideskjermer.

· Begrensning og overvåking av eksponeringen

· Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

· Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

· Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

· Åndedrettsvern Ikke påkrevd under normale forhold.

· Håndvern

Ikke nødvendig under normale forhold.

Håndbeskyttelse: Bruk hansker i neopren eller naturgummimateriale hvis du håndterer et åpent eller lekkende batteri.

· Hanskemateriale

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· Gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· Øye-/ansiktsvern

Ikke nødvendig under normale forhold. Bruk vernebriller hvis du håndterer et åpent eller lekkende batteri.

· Kroppsvern: Ikke nødvendig under normale forhold.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

· Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· Generell informasjon

· Aggregattilstand

Fast

· Farge

Sølvfarget

· Lukt

Hvis det lekker, lukter det medisinsk eter.

· Lukterskel:

Ikke bestemt.

· Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke bestemt.

· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ikke bestemt.

· Antennelighet

Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser

· Nedre og øvre eksplosjonsgrense

· Nedre:

Ikke bestemt.

· Øvre:

Ikke bestemt.

· Flammepunkt

Ikke relevant.

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 4)

· Nedbrytingstemperatur	Ikke bestemt.
· pH	Ikke relevant.
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke relevant.
· Dynamisk:	Ikke relevant.
· Løselighet	
· vann:	Uoppløselig.
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt.
· Damptrykk	Ikke relevant.
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet:	Ikke bestemt.
· Relativ tetthet:	Ikke bestemt.
· Damptetthet:	Ikke relevant.
· Partikkelegenskaper	Se punkt 3.

· Andre opplysninger	
· Utseende:	
· Form:	Sylindrisk solid
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Selvantennelsestemperatur	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
· Tilstandsending	
· Fordampingshastighet	Ikke relevant.

· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	bortfaller
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Reaktivitet** Produktet er stabilt under normale forhold.
- **Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:**
Oppvarmes til over 70 °C eller brennes. Avform. Lemleste. Knuse. Demonter. Overlad. Kortslutte. Utsettes for fuktige forhold over lengre tid.

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 5)

- **Risiko for farlige reaksjoner**
Eksplosjonsfare.
Fare for sprekking.
Kontakt med vann setter fri brennbare gasser.
- **Forhold som skal unngås**
(f.eks. statisk utladning, støt eller vibrasjon)
Ikke utsett det oppladbare batteriet for mekanisk støt.
Vibrasjoner som oppstår under transport forårsaker ikke lekkasje, brann eller eksplosjon.
Ikke demonter, knus, forkort eller installer med feil polaritet. Unngå mekanisk eller elektrisk misbruk.
- **Uforenlige materialer**
Oksiderende midler
Halogenerte hydrokarboner
Mineralsyrer
Alkalier
Vann
Sterke oksidasjonsmidler
- **Farlige nedbrytingsprodukter**
Giftig røyk hvis brent eller utsatt for ild.
Kan danne peroksider

11 Toksikologiske opplysninger

- **Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)

Oral	LD50	6.250-50.000 mg/kg
Dermal	LD50	5.156-30.000 mg/kg

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon**
Risiko for irritasjon oppstår bare hvis cellen er mekanisk, termisk eller elektrisk misbrukt til det punktet at kapslingen er svekket. Hvis dette skjer, kan det oppstå irritasjon i hud, øyne og luftveier.
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**
Irriterende effekter oppstår bare hvis batteriet sprekker. Ved innvendig innhold kan dampene virke irriterende på øyne og hud. Medisinske tilstander som generelt forverres ved eksponering: Ved eksponering for innvendig innhold kan moderat til alvorlig irritasjon, svie og tørrhet i huden forekomme. Målorganer nerver, lever og nyrer.
- **Opplysninger om andre farer**
- **Hormonforstyrrende egenskaper**
ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 6)

12 Økologiske opplysninger

- **Toksisitet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Persistens og nedbrytbarhet** Langsomt biologisk nedbrytbar
- **Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la uforynnnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

13 Sluttbehandling

- **Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:** Kast innholdet/holderen i samsvar med internasjonale, føderale, statlige og lokale forskrifter.

· Europeisk avfallsliste

HP6	Akutt giftighet
HP7	Kreftframkallende
HP14	Økotoksisk

- **Urenset emballasje:**
- **Anbefaling:**
Ikke brenn eller utsett celler for temperaturer over 70 grader C. Slik bruk kan føre til lekkasje og/eller celleeksplosjon. Kasseres i henhold til gjeldende lokale forskrifter.

14 Transportopplysninger

· FN-nummer eller ID-nummer

· **ADR, IMDG, IATA** UN3480

· FN-forsendelsesnavn

· **ADR** 3480 LITHIUM ION BATTERIER
· **IMDG, IATA** LITHIUM ION BATTERIES

· Transportfareklasse(r)

· **ADR, IMDG, IATA**



· Klasse

9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

· Fareseddel

9A

(fortsatt på side 8)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 7)

· Emballasjegruppe	
· ADR, IMDG, IATA	bortfaller
· Miljøfarer:	Ikke relevant
· Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Advarsel: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
· Farenummer (Kemler-tall):	-
· EMS-nummer:	F-A,S-I
· Stowage Category	A
· Stowage Code	SW19 For batteries transported in accordance with SP 376 or SP 377 Category C, unless transported on a short international voyage.
· Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
· Transport/ytterligere informasjon:	
· ADR	
· Begrenset mengde (LQ)	0
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E0 Ikke tillatt som unntatte mengder
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	0
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 3480 LITIUM ION BATTERIER, 9

15 Opplysninger om regelverk

· **Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**· **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

1120-71-4 1,3-propansulton

· **Direktiv 2004/42/EF**· **Direktiv 2012/18/EU**· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**· **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**· **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

1120-71-4 1,3-propansulton

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykddato: 28.08.2025

Versjon 1

revidert den: 28.08.2025

Handelsnavn: VALO™ Cordless 400mAh Rechargeable Battery

(fortsatt fra side 8)

· **Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

16 Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante setninger**

H228 Brannfarlig fast stoff.
 H261 Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.
 H302 Farlig ved svelging.
 H311 Giftig ved hudkontakt.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H350 Kan forårsake kreft.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Avdeling som utsteder datablad:** Environmental, Health, and Safety

· **Kontaktperson:** Customer Service

· **Dato for forrige versjon:** 30.01.2023

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 NIOSH: National Institute for Occupational Safety
 ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)
 Flam. Sol. 1: Brannfarlige faste stoffer – Kategori 1
 Water-react. 2: Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser – Kategori 2
 Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
 Acute Tox. 3: Akutt giftighet – Kategori 3
 Carc. 1B: Kreftframkallende egenskaper – Kategori 1B
 Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2
 Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

· *** Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO